



ARMADI SALA OPERATORIA



27917

• 27917 ARMADIO INOX

Costruito in acciaio inox satinato AISI 304. Due ante con serratura (spessore 10/10), 4 ripiani regolabili in acciaio INOX (spessore 8/10), 4 piedini regolabili ricoperti da uno zoccolo amovibile di acciaio. Dimensioni: 100x48xh 190 cm. Peso: 130 kg. Produzione Italiana.



27918

• 27918 ARMADIO INOX+VETRO

Costruito in acciaio inox AISI 304. Due ante con serratura in vetro temperato, spessore 5 mm, 4 ripiani in vetro temperato spessore 6 mm, 4 piedini regolabili. Dimensioni: 100x48xh 190 cm. Peso: 105 kg. Produzione Italiana.



27916

• 27916 ARMADIO VERNICIATO

Armadio in metallo verniciato con polvere epossidica con 4 ripiani regolabili, porte con serratura, 4 piedini regolabili. Dimensioni: 100x50xh 200 cm. Produzione Italiana.



SCAFFALATURA INOX




Portata per piano: 25 kg

27908

• 27908 SCAFFALATURA INOX

Realizzata in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. 5 ripiani in lamiera inox con omega di rinforzo, montati su piantoni verticali fissi. Possibilità di fissare insieme diversi sistemi di scaffalatura. Misure: 100x50xh 200 cm. Peso: 30 kg. Produzione Italiana.

3 scaffalature
fissabili insieme



PORTASTRUMENTI



27442

• 27442 CARRELLO PORTASTRUMENTI

Struttura monoblocco in acciaio satinato AISI 304. Dotato di 4 cassetti scorrevoli su guide (misure interne 49x33xh 18 cm), il primo provvisto di serratura a chiave, piano superiore bordato su quattro lati per portare oggetti in maggiore sicurezza. 4 ruote piroettanti Ø 80 mm. Misure: 60x40xh 110 cm. Peso: 37 kg. Produzione Italiana.

CARRELLO ANESTESIA



27437

• 27437 CARRELLO ANESTESIA

In acciaio inox satinato AISI 304, con 6 cassetti (dimensioni interne 26x37xh 7 cm), ed un ampio scomparto verticale. Piano superiore con barriere di 3,5 cm 4 rotelle snodate con diametro 80 mm. Dimensioni: 60x40xh 110 cm. Peso: 39 kg. Produzione Italiana.