

## CARRELLI IN ALLUMINIO O LEGA ANODIZZATA



- **27429 CARRELLO GIMA 2 - piccolo** 60x40xh 77 cm - Peso 11 kg.
- **27425 CARRELLO GIMA 2- medio** 70x50xh 78 cm. Peso: 14 kg. Pratici carrelli con corpo e maniglie in alluminio. Con 2 ripiani bianchi in bilaminato 18 mm, bordi neri in PVC con spondine. Due grandi maniglie facilitano sia il trasporto che il sollevamento del carrello. 4 rotelle snodate in nylon con diametro di 80 mm. Portata max per ripiano: 40 kg.
- **27426 CARRELLO GIMA 3 - medio** 70x50xh 78 cm. Peso: 15 kg. Come il modello GIMA 2, ma senza spondine. **Fornito smontato.** Produzione Italiana.

ALTA QUALITÀ



- **27460 CARRELLO DELUXE**
- **27461 CARRELLO TROLLEY con cassetto** 62x42 cm Dimensione: 65x45xh 80 cm. Carrello di qualità elevata. Costruito in lega leggera anodizzata speciale, con ripiani amovibili in acciaio INOX. 4 rotelle girevoli in gomma Ø 80 mm. Portata a ripiano: 15 kg. **Fornito smontato.** Produzione Italiana.


## CARRELLO REX



- **27439 CARRELLO REX** Carrello medicazione realizzato interamente in acciaio INOX. Fornito con 3 ripiani, cestino rifiuti, reggi bottiglie, sbarre nei due ripiani inferiori, 4 rotelle Ø 100 mm (2 con freni). Dimensioni: 79x50xh 120 cm (include le sponde). **Fornito smontato** (75x52x112 mm). Cassetto: 64x43xh 9,5 cm Produzione Italiana.

## PORTA CATINI

- **27456 PORTA CATINO SINGOLO**
  - **27457 PORTA CATINO DOPPIO**
- In acciaio cromato con base in acciaio 5 rotelle in plastica di cui una con il freno. Altezza regolabile da 60 a 95 cm. Catino in acciaio Ø 32 cm. Disponibile per uno o due catini. **Fornito smontato.**
- **27459 CATINO INOX Ø 32 cm - ricambio**



## TAVOLI MAYO



- **27453 TAVOLO MAYO** piantana 5 ruote Vassoio acciaio INOX, piantana 5 ruote (Ø 50 mm). Altezza regolabile. **Fornito smontato.** Produzione italiana.
- **27454 TAVOLO MAYO - piantana acciaio inox**
- **27455 TAVOLO MAYO - piantana con pompa** Vassoio acciaio INOX removibile, piantana acciaio INOX AISI 304. **Fornito smontato.** Produzione Italiana.

- **45830 TAVOLO MAYO - FORMA A U**
- **45832 TAVOLO MAYO - piantana 5 ruote** Piantana in acciaio INOX con rotelle Ø 50 mm: razza con 5 rotelle (45832) o a U (45830). Struttura in acciaio INOX e vassoio rimovibile. Altezza regolabile. **Fornito smontato.** Produzione italiana.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     | 27453     | 27454     | 27455     | 45830-45832    |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Misure vassoio:     | 68x46 cm  | 68x46 cm  | 74x54 cm  | 70x45xh 1,7 cm |
| Altezza regolabile: | 70-110 cm | 70-110 cm | 85-120 cm | 90-115 cm      |
| Peso:               | 8 kg      | 12 kg     | 19 kg     | 10 kg          |
| Capacità:           | 20 kg     | 20 kg     | 25 kg     | 10 kg          |