

## CARRELLI PROFESSIONALI

### 27876 BRACCIO SILVER

- 330mm, 13" in altezza
- Il display si inclina +5/-80° avanti indietro
- Il display ruota di 360° in posizione immagine panorama
- Il display ruota di 180° destra sinistra

- Il braccio ruota di 360°
- Il braccio estende e ritrae il display di 610mm
- La portata del peso si regola per sostenere il display tra 3 e 9 kg (7-20 lbs)
- I cavi si dispongono ordinatamente sotto il braccio

Tutti i cartelli professionali sono provvisti di passacavi all'interno delle colonne laterali

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:  
- carrello 240 kg  
- ripiano 35 kg  
Base: 60,8x50 cm  
Ripiani: 2 o 4 ripiani 50x50 cm + base  
Materiale:  
- spallette in alluminio estruso  
- parti plastiche in ABS  
Produzione Italiana

Codice GIMA	CARRELLI PROFESSIONALI	Codice GIMA	ACCESSORI
27885	PROFESSIONAL - 2 ripiani - h80 cm	27873	Cestello
27886	PROFESSIONAL - 2 con trasformatore da isolam. 800VA	27874	Asta flebo
27887	PROFESSIONAL - 2 + tastiera e supporto monitor	27876	Braccio ECG
27890	PROFESSIONAL - 4 ripiani - h 146 cm	27877	Portabombola
27892	PROFESSIONAL - 4 con trasformatore da isolam. 1600VA	27878	Maniglione
27893	PROFESSIONAL - 4 ripiani + tastiera e supporto monitor e cassetto	27879	Ripiano aggiuntivo 50x50 cm

27887  
+  
27873

## CARRELLI PER ELETTROBISTURI

Carrello progettato per tenere e spostare elettrobisturi (inclusi modelli Argon). Nella progettazione dei carrelli è stata presa particolarmente in considerazione l'ergonomia, per esempio l'altezza di 900 mm con ripiano superiore inclinato permette una facile lettura del display dell'unità. Il carrello è dotato di un secondo ripiano con bordi rialzati, due cassette posti alla base e uno spazio posteriore con cinghie di fissaggio per contenere due bombole di Argon. Tutte le parti del carrello sono realizzate in resina verniciata con polveri epossidiche, acciaio temperato ed alluminio. Disponibile versione con multi presa a 4 spine, scatola fusibili, presa a terra indipendente, cavo di alimentazione di 3 m.

Tutti i carrelli professionali sono provvisti di passacavi all'interno delle colonne laterali



Alimentazione disponibile con 27886/7

ALTA QUALITÀ

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:  
- Portata totale 200 kg  
- Portata ripiano 50 kg  
Ripiano inclinato: 42x45 cm (27864/6)  
50x50 cm (27865/7)  
Cassetti e ripiano: 42x31 cm (27864/6)  
50x36 cm (27865/7)

Codice GIMA	CARRELLI PER ELETTROBISTURI
27864	CARRELLO DIATERMO - medio
27865	CARRELLO DIATERMO - grande
27866	CARRELLO DIATERMO con multipresa - medio
27867	CARRELLO DIATERMO con multipresa - grande

## CARRELLO EXCEL

Portata max 80 kg



27441

2 ruote  
Ø 100 mm  
(2 con fermo)

- 27440 CARRELLO EXCEL - 3 ripiani (60x45cm)  
Dim: 60x45x h78 cm.
- 27441 CARRELLO EXCEL 4 ripiani (60x45cm)  
Dim: 60x45x h110 cm.

Spedito smontato. Produzione italiana

I carrelli Excel vengono costruiti senza bordi laterali per una pulizia più rapida



27877

27893

90 cm

110 cm