

CARRELLI POLIFUNZIONALI: BASIC E MEDICAZIONE

Carrelli professionali con struttura in acciaio verniciato e finiture esterne in plastica. I modelli Basic e Medicazione sono disponibili in 3 misure (piccolo, standard, medio).

Provvisi di 4, 8 o 9 cassetti, 1 cesto laterale ed 1 tavolo laterale extra.

Dotati di 4 ruote in gomma Ø 125 mm.

Produzione Italiana.

CARRELLO BASIC



45702
Standard



27476
Standard



27477
Piccolo

CARRELLO MEDICAZIONE



27481
Standard



45701
Piccolo



27484
Medio

CARRELLO BASIC - 3 misure

Versione standard senza accessori

DIVISORI PER CASSETTI - dimensioni: 20/35/50x43xh 7 cm

• 27470 KIT DIVISORIO DA 30 cm - 6 scomparti


• 27471 KIT DIVISORIO DA 45 cm - 20 scomparti

• 27472 KIT DIVISORIO DA 60 cm - 25 scomparti

SIGILLI MONOUSO

• 27473 SIGILLI MONOUSO - conf. da 100 pz.

• 27474 SIGILLI MONOUSO NUMERATI - conf. da 100 pz.



Gli scomparti sono rimovibili

CARRELLO MEDICAZIONE - 3 misure

Come il Basic, ma con bacinella reniforme, vassoio portastrumenti e cassette superiori

BASIC		MEDICAZIONE		Misura modello	Misure (cm) (senza accessori)	Numero cassette	Misura cassette cm					
Giallo	Blu	Giallo	Blu				45x48xh13	45x48xh27	60x48xh13	60x48xh27	30x48xh13	30x48xh27
27477	45700	27478	45701	Piccolo	67x64xh 100	4	3	1	-	-	-	-
27480	45702	27481	45703	Standard	82x64xh 100	4	-	-	3	1	-	-
27476	45704	-	-	Standard	82x64xh 100	9	-	-	-	-	8	1
27483	-	27484	-	Medio	102x64xh 100	8	3	1	-	-	3	1

CARRELLI PORTACARTELLE E PORTALASTRE

Per 25+25 portacartelle (non include)

Contiene 25 portacartelle (non include)

Contiene 25 portacartelle (non include)

Coperchio scorrevole

Dimensione scomparto 30x440x375 h mm



27492



27491



27490



27488



27489

- 27490 CARRELLO PORTACARTELLE - top scorrevole
 - 27491 CARRELLO PORTACARTELLE
 - 27492 CARRELLO PORTACARTELLE - 2 cassette larghi
- Progettati per contenere cartelle cliniche in formato A3/A4 od altri formati. Struttura base in acciaio verniciato, superficie di lavoro e pannelli laterali in plastica tecnopolimerica. Dotati di 4 rotelle Ø 125 mm, di cui due con fermo. Paracolpi perimetrali. Produzione italiana. Misure: 820x640xh 1'000 mm (cod. 27491 e 27490) 820x640xh 1'150 mm (cod. 27492).
- 27493 PORTACARTELLE SPECIALE A3

- 27488 CARRELLO LASTRE RAGGI X
- Questo carrello possiede 32 scomparti estraibili, un largo piano superiore, 4 contenitori di documenti laterali, ed un piano scorrevole per scrivere. Struttura in acciaio verniciato, sportelli rientranti con apertura a 270° in bilaminato. La base e i contenitori laterali sono in materiale tecnopolimerico. Dotati di rotelle Ø 125 mm, di cui due con fermo. Misure: 820x640xh 1'200 mm. Produzione Italiana.
- 27489 CARRELLO COMBO PER CARTELLE E LASTRE RAGGI X
- Come 27488 ma con 15 scomparti per lastre raggi X e cassetto che contiene fino a 25 cartelle (non include).