

EURODEFIPADS[®]

adult lead out

REF **F7957W**

for
**Cardiac Science
& GE**

LOT 1234XXXX

2023/08

IT Elettrodi multifunzione monouso per defibrillazione esterna, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca e monitoraggio ECG. **Adulti. La mancata rimozione della pellicola blu in modo completo compromette i risultati della terapia.**

EN Disposable multifunction electrodes for external defibrillation, synchronised cardioversion, cardiac stimulation and ECG monitoring. **Adults. Failure to completely remove the blue liner impacts therapy delivery.**

FR Electrodes multifonction jetables pour défibrillation externe, cardioversion synchronisée, électrostimulation cardiaque et monitoring électrocardiographique. **Adultes. Ne pas retirer le film bleu de protection intégralement peut avoir un impact sur l'administration du choc.**

DE Einmal Multifunktionselektroden für externe Defibrillation, synchronisierte Cardioversion, Cardiale Stimulation, elektrokardiographisches Monitoring. **Erwachsene. Wenn Sie den blauen Film nicht vollständig entfernen, kann die Defibrillation beeinträchtigt werden.**

ES Electrodes multifunción desechables para defibrilación externa, cardioversión sincronizada, estimulación cardíaca y monitorización ECG. **Adultos. Si el revestimiento azul no se retira por completo, la descarga puede verse afectada.**

PT Electrodes multifunções descartáveis para desfibrilação externa, cardioversão sincronizada, estimulação cardíaca e monitorização de ECG. **Adultos. A falta na remoção completa da película azul compromete o resultado da terapia.**

NL Multifunctionele wegwerp elektroden voor externe defibrilatie, gesynchroniseerde cardioversie, cardiale stimulatie en ECG monitoring. **Volwassenen. Het niet verwijderen van de blauwe liner kan gevolgen voor het niet goed werken van de therapie en daarmee dit product.**

EL Πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια μιας χρήσης για εξωτερική επείγουσα, συγχρονισμένη καρδιοανάνηση, βηματοποίηση και καρδιακή παρακολούθηση (ECG). **Ενήλικες. Αποτυχία απομάκρυνσης της μπλε επένδυσης μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της θεραπείας.**

RU Многофункциональные электроды для ЭКГ мониторинга, внешней дефибрилляции, синхронизированной кардиоверсии, кардиостимуляции. **Одноразовые. Для взрослых. Неспособность полностью удалить синюю пленку компрометирует результаты дефибрилляции.**

SV Defibrilleringselektroder av multifunktionstyp för engångsbruk avsedda för extern defibrering, synkroniserad elektrisk hjärtstimulering och EKG-övervakning. **Vuxen. Avlägsnas inte den blå skyddsplasten fullständigt kan terapins effektivitet påverkas.**

PL Elektrody wielofunkcyjne do defibrylacji, kardiowersji, zewnętrznej stymulacji serca oraz monitoringu EKG (nieodwracalnego użytku). **Dla dorosłych. Konieczne jest usunięcie całej niebieskiej folii w celu wyeliminowania potencjalnych zakłóceń odbioru sygnału defibrylacji.**

RO Electrodi multifuncțional de unică folosință pentru defibrilare externă, cardioconversie sincronizată, stimulare cardiacă și monitorizare EKG. **Adulti. Desprinderea incompletă a foliei albastre compromite complet rezultatele defibrilației.**

TR Dışarıdan defibrilasyon için tek kullanımlık çok amaçlı (Eş zamanlı kardiyoversiyon, kalp ayarını ve EKG izlemi) elektrotlar. **Yetişkin. Mavi renkli bandın tamamen çıkarılmaması durumu tedavinin sonuçlarını etkileyebilir.**

AR أقطاب كهربائية متعددة الوظائف للصدات الكهربائية الخارجية لإزالة الرجفان وتنشيط وتزويد نظم القلب للبالغين. **الفشل في إزالة بطانة زرقاء تماماً يمكن أن يؤثر على تشخيص العلاج.**

ZH 带蓝色护套的一次性多功能电极片。可用于体外除颤、同步心脏电复律、心脏复律和心电图监护。成人。不能完全去除蓝色护套会影响治疗效果。

KO 오두 사용 제거, 중시, 심박 조율화, 심전 기록 그리고 심전도(ECG) 모니터링. **기초: 일회용. 성인. 상의 파란색 필름을 완전히 제거하지 않으면 치료 효과가 영향을 줄 수 있습니다.**


open

FIAB[®]

via Costoli, 4 - 50039 - Vicchio
(Florence, ITALY) - www.fiab.it



CE
2797



LOT 1234XXXX

2023/08

IT Elettrodi con connettore per defibrillatori:

EN Electrodes with connector for defibrillators:

FR Electrodes avec connecteur pour défibrillateurs:

DE Elektroden mit Konnektor für Defibrillatoren:

ES Electrodes con conector para defibriladores:

PT Electrodes com conector para desfibriladores:

NL Plaat met connector voor defibrillators:

EL Ηλεκτρόδια με συνδετήρα για τους αντιδωτές:

RU Электроды для экг, дефибрилляции с коннектором:

SV Elektrodpåttor med anslutning för defibrillator:

PL Elektrody ze złączem do defibrylatora:

RO Electrozi cu conector pentru defibrilare:

TR Defibrilatörler için bağlantı uçlu elektrotlar:

AR الأقطاب الكهربائية مع موصل لأجهزة تنظيم ضربات القلب

ZH 带有连接器的除颤器用电极片:

KO 리듬터 포트 연결용 전기판

**CARDIAC SCIENCE: Powerheart AED 9200 series,
Powerheart AED G3 9300 series, FirstSave AED G3 9300 series
GE: RESPONDER AED / RESPONDER AED PRO**



I marchi, loghi e nomi commerciali menzionati sono proprietà dei rispettivi produttori

The mentioned brand, logos and commercial names are property of the corresponding manufacturers

40514177 rev.B