

CAMICE STANDARD MONOUSO IN SMS

ITALIANO

Nome del prodotto Camice standard monouso in SMS

Codice prodotto FGS-SG-SM50-M, FGS-SG-SM50-L, FGS-SG-SM50-XL, FGS-SG-SM50-XXL

Taglia del prodotto Unità cm

CODICE GIMA	21046	21047	21048	21049
CODICE FULL GUARD	FGS-SG-SM50-M	FGS-SG-SM50-L	FGS-SG-SM50-XL	FGS-SG-SM50-XXL
Taglie	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Lunghezza (da spalla a orlo)	120	120	130	140
Larghezza (monostrato)	140	150	150	160
Lunghezza cintura	65	65	65	69
Lunghezza manica	58	59	59	61
Margine di tolleranza	±2	±2	±2	±2

Modello prodotto Camice. M/L/XL/XXL

Struttura e composizione Il prodotto è realizzato in tessuto non tessuto SMS da 50g. È composto da una parte anteriore, una parte posteriore, maniche, lacci e polsini. È realizzato tramite taglio, saldatura al laser, con lacci, velcro, polsini, patte di sovrapposizione e chiusure.

Uso previsto Questo prodotto è sterilizzato con il metodo EO ed è usato come una barriera contro la penetrazione di liquidi e la contaminazione dovuta a microbi tra la stanza del paziente e la sala operatoria, altri dispositivi chirurgici e il personale della sala operatoria.

Controindicazioni Questo prodotto è monouso e deve es-

sero utilizzato subito dopo l'apertura della confezione. Se la confezione è danneggiata, il prodotto può essere bagnato o ammuffito. Pertanto, si raccomanda di non utilizzarlo.

Modalità di utilizzo del prodotto Aprire la confezione ed estrarre il prodotto scuotere delicatamente il camice, sollevare i lati del colletto, infilare le mani nelle maniche, stendere le braccia in avanti e legare le cinture.

Conservazione Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente pulito, con un'umidità relativa non superiore all'80%, privo di gas corrosivi, fresco, asciutto e ben ventilato.

Avvertenza

1. Questo prodotto è destinato allo smaltimento e non deve essere riutilizzato.
2. Questo prodotto è monouso e non deve essere condiviso con altri.
3. È vietato l'uso quando l'imballaggio o il prodotto stesso sono danneggiati.

Avviso Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato Membro in cui si trova l'utente o il paziente.

Validità 3 anni.

Data di produzione Vedere la data sulla confezione

Data di scadenza Vedere la data sulla confezione

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA


Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

 REF	Codice prodotto		Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto
 LOT	Numero di lotto		Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Fabbricante		Data di fabbricazione		Dispositivo medico
	Sterilizzato con ossido di etilene		Data di scadenza		Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato
	Limite di umidità		Leggere le istruzioni per l'uso		Dispositivo monouso, non riutilizzare
	Limite di temperatura		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		Fragile, maneggiare con cautela
	Questo lato su		Maneggiare con cura		

M27046-M-Rev.2-05.24

REF FGS-SG-SM50-M (GIMA 21046)
FGS-SG-SM50-L (GIMA 21047)
FGS-SG-SM50-XL (GIMA 21048)
FGS-SG-SM50-XXL (GIMA 21049)

Importato da / Imported by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

 Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue,
Xianning Economic Development
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

EC REF ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141 - Planta 19,
28046 - Madrid, Spain

STERILE EO MD

