

THERMOMÈTRES NUMÉRIQUES

60 SECONDES



25564

- 25564 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE GIMA VALUE °C - boîte - pointe rigide

30-60 SECONDES CE 0197



25559-60-65

- 25559 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE GIMA °C - boîte - 30 secondes
- Vendu dans un présentoir de comptoir 36 unités (GB - IT)
- 25560 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE GIMA °C - boîte à suspendre - 60 secondes - GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabe.
- 25565 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE GIMA °C - boîte à suspendre - 60 secondes - GB, IT, PL, SE, FI, CZ, RO, HR.
- 25561 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE GIMA °F - boîte à suspendre - 60 secondes (89,6-107,6 °F) - GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabe.

60 SECONDES CE 0197



- 25557 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE FLEXI JUMBO 2 - °C - boîte à suspendre, étanche, pointe souple, alarme de fièvre

30 SECONDES CE 0476



- 25562 W-P THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE °C - boîte à suspendre, étanche

30 SECONDES CE 0476



- 25563 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE FLEXI °C - boîte à suspendre, pointe souple, étanche

22 SECONDES



25552

- 25552 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE LARGE ÉCRAN - boîte pointe flexible, large écran 27 x 22 mm. Pile bouton 1,5 V

10 SECONDES RÉTROÉCLAIRÉ



25553

- 25553 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE BL1 LARGE ÉCRAN - boîte pointe flexible, étanche, rétroéclairé après la mesure, large écran (27x22 mm). Pile bouton 3 V. Indicateur de batterie faible.

THERMOMÈTRE BÉBÉ

30 SECONDES CE 0476

Boîte et mode d'emploi multilingues: GB, FR, IT, ES.



- 25544 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE GRENOUILLE °C - boîte à suspendre - pointe souple. Plage d'affichage 32-42,9 °C (90,0-109,9°F)



25560



25558



Vendu dans un présentoir de comptoir 36 unités
25559

THERMOMÈTRES NUMÉRIQUES GIMA

Disponibles en °C ou °F, pour un résultat précis et rapide. Sûrs et faciles à utiliser avec leur écran large et clair.

- plage d'affichage: 32,0-42,9°C (25556-7, 25559-60, 25562-5, 25552-4) 32,0-42,0°C (25558)

- précision $\pm 0,1^\circ\text{C}$ ($\pm 0,2^\circ\text{F}$) - mémoire: dernière mesure
- fonction sonnerie et arrêt automatique - étui en plastique
- mode d'emploi et boîte multilingues (GB, FR, IT, ES, PT, GR) 25556, 25557, 25558 aussi PL, Arabe. Voir ci-contre pour 25560/61/65

- 25549 BATTERIE LR/41 1,5 V - boîte de 20 pour tous les thermomètres sauf 25558, 25553, 25554

10 SECONDES

CE 0197 FDA



- 25558 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE FLEXI JUMBO °C / °F (commutable) - boîte à suspendre, pointe souple, étanche, alarme de fièvre, affichage par rétroéclairage (27,5x12 mm). Batterie CR1632. Utilisation rectale/orale.


8 SECONDES

CE 0197



- 25556 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE INSTANTANÉ °C/°F (commutable) - pointe souple, étanche, grand affichage, alarme de fièvre et boîte à suspendre

20 SECONDES VERT/ORANGE/ROUGE RÉTROÉCLAIRÉ



La lumière verte indique une température de moins de 37,1 °C. L'orange indique entre 37,2 °C et 37,9 °C. Le rouge indique la fièvre entre 38 et 43,0 °C

Pile bouton 3 V (CR2032)



- 25554 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE BL3 LARGE ÉCRAN - blister pointe flexible, étanche, rétroéclairage rouge/orange/vert après la mesure, large écran 29,3x15,3 mm. Indicateur de batterie faible.

THERMOMÈTRE BASAL

- 25608 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE BASAL °C - boîte à suspendre - étanche 4 chiffres, 2 décimales, pour contrôle de la fertilité. CE 0476

Boîte et mode d'emploi multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, FI, RO, Arabe.

4 CHIFFRES, 2 DÉCIMALES

25608

