

FAUTEUILS ROULANTS D'AISANCE

Dimensions emballage:
54,5x19x76 cm
Poids: 7,7 kg



43196

4 roulettes Ø 10 cm (4")

Dimensions emballage:
72x58x36 cm
Poids: 8,8 kg



43198

4 roulettes Ø 10 cm (4")

- 43196 FAUTEUIL ROULANT D'AISANCE BLEU
 - 43198 FAUTEUIL ROULANT D'AISANCE SMART
- Fauteuils roulants d'aisance en alliage d'aluminium avec surface anodisée. Hauteur fixe. 4 roulettes avec freins, un large repose-pied et cuvette WC avec couvercle. Utilisation en intérieur. Mode d'emploi multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Code GIMA						
43196	82	92	56,5	51	46	45
43198	96	100	60	53	52	50

FAUTEUIL D'AISANCE ELITE



43203

Dimensions:
54x88x105 cm
Poids: 21 kg
Charge: 100 kg

43203

Cuvette WC en plastique



4 roulettes Ø 20 cm (2 avec frein)

- 43203 FAUTEUIL D'AISANCE ELITE 200 - 43 cm
 - 43204 FAUTEUIL D'AISANCE ELITE 200 - 53 cm
- structure en acier chromé
 - skaï bleu, lavable, ignifuge
 - repose-pied réglable en longueur et réhaussable
 - accoudoirs amovibles - dossier inclinable

CHAISES D'AISANCE

- 27701 CHAISE D'AISANCE - acier chromé
- Structure en acier chromé, siège d'aisance détachable en plastique.

- 27702 FAUTEUIL ROULANT D'AISANCE - peint
- Structure en acier peint, accoudoirs et repose-pied détachables, roulettes arrière solides avec blocage, siège d'aisance en plastique.

- 27703 FAUTEUIL ROULANT D'AISANCE - acier inox
- Structure en acier inox, accoudoirs et repose-pied détachables, roulettes arrière avec blocage, siège d'aisance en plastique.

Mode d'emploi multilingue: GB, FR, IT, ES.

- 27699 REPOSE-PIEDS pour 27702 - paire

- 27700 REPOSE-PIEDS pour 27703 - paire

- 27766 CUVETTE EN PLASTIQUE - rechange - Ø 26xh 15 cm



27701



27702



27703

Code GIMA												
Code GIMA	55	44	12,5	12,5	51	88	90	44	42	100	54x53x53	17 18
27702/3	55	44	12,5	12,5	51	88	90	44	42	100	54x53x53	17 18
Code GIMA												
Code GIMA	56	44			47	94		43	38	100	50x19x75	8,5
27701	56	44			47	94		43	38	100	50x19x75	8,5

CHAISE D'AISANCE ET DE DOUCHE

- 43193 CHAISE D'AISANCE ET DE DOUCHE

Chaise de levage 3 en 1 en aluminium, utilisable comme réhausseur WC, chaise d'aisance et chaise de douche. Mécanisme de soulèvement à ressort et blocage de sécurité, aidant l'utilisateur à se mettre debout, en appuyant sur les accoudoirs. Les accoudoirs sont inclinés en avant pour faciliter le déplacement. Embouts antidérapants, jambes réglables en hauteur. Livré avec seau, couvercle pour seau et pare-éclaboussures. Mode d'emploi multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.

Coussin et dossier en mousse de PU imperméable et durable

3 EN 1:
CHAISE D'AISANCE
CHAISE DE DOUCHE
RÉHAUSSEUR WC



43193

Accoudoirs inclinés en avant pour faciliter le déplacement

Mécanisme de soulèvement à ressort

Structure en aluminium, robuste et anti-rouille



CHAISES D'AISANCE CONFORT

- 43190 CHAISE D'AISANCE CONFORT - bleu

- 43191 CHAISE D'AISANCE CONFORT

- hauteur réglable - bleu
Le siège rembourré et amovible offre un confort optimal et un niveau élevé d'hygiène. La cuvette WC est retirable des deux côtés et du haut.

MADE IN FRANCE

CHARGE MAX 130 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Hauteur totale: 85,5 ou 85,5/97 cm
Largeur entre accoudoirs: 56 cm
Largeur totale: 63 cm
Hauteur accoudoir-sol: 71 ou 71/83 cm
Hauteur assise-sol: 50 ou 50/63 cm
Hauteur assise-dossier: 40 cm
Profondeur chaise d'aisance: 39 cm
Profondeur totale: 49 cm



43190

Siège amovible

Poids: 6,6 kg

Rembourrage confortable