

## CHARIOTS DE SERVICE ISO



Dimensions:  
65x47xh 100 cm  
Poids: 12,5 kg

Dimensions:  
59x99,3xh 88 cm

S'adapte à tous les paniers et plateaux ISO 600x400 grâce aux coulisses d'extraction

27935

MADE IN ITALY

Roulettes pivotantes Ø 100 mm (2 avec frein)

27934



4 roulettes Ø 125 mm (3 avec frein)

Refermable avec double clé

27936

Équipé de kit serrure et porte. Entièrement fabriqué en polycarbonate transparent


Rails latéraux en plastique pour plateaux ou paniers «ISO»

(plateaux et paniers non inclus)

Poignée de poussée

27936

(plateaux et paniers non inclus)



Roulettes antistatiques Ø 125 mm (2 avec frein)

• **27935 CHARIOT DE SERVICE ISO - vide**  
Chariot de service pour les plateaux et les paniers «ISO» (non inclus) en acier laqué avec poudre époxy. Livré avec 5 paires de rails pour l'installation de plateaux ISO.



27935 +  
1x27924  
3x27938  
1x27939

Les deux paniers ont un stoppeur pour éviter toute chute accidentelle



• **27934 AURION MINI 600 - chariot ISO - vide**  
Structure en polyuréthane Baydur - Bayer AG lavable et désinfectable. Ne provoque aucune réaction aux acides dilués, aux alcalis et aux solvants. Autoextinguible en conformité à la Classe UL V0 - Sans latex. Pour plus de sécurité les poignées sont moulées directement sur le corps de la structure des deux côtés et la partie supérieure du chariot présente 4 bords conte-neurs qui empêchent le matériel de sortir ou de tomber. Aucune partie pointue. Parechocs de chaque côté. Léger et facile à transporter.

• **27936 CHARIOT DE TRANSPORT ISO - vide**  
Chariot pour plateaux et paniers «ISO» (non inclus). En tôle d'acier inox AISI 304 fini Scotch Brite. Joint anti-poussière. Compartiment interne équipé de rails en plastique pour l'installation de plateaux ou de paniers ISO. Livré avec poignée de poussée. Dimensions externes: 52x68xh 159 cm  
Dimensions internes: 40x60xh 129 cm

## SYSTÈME DE PLATEAUX MODULAIRES UNIVERSELS FORMAT ISO

PLATEAUX MODULAIRES ISO ABS GRIS		
Fermés	Ouverts	Dimension mm
27924	-	600x400x50
27925	27938	600x400x100
27928	27939	600x400x200
PC TRANSPARENT		
Fermés	Ouverts	Dimension mm
27957	-	600x400x50
27958	27965	600x400x100
-	27966	600x400x200

Solution intelligente pour la conservation de tout type de médicaments, bandages, accessoires et petits objets dans un espace réduit.



27995

Code GIMA

DIVISEURS

27994 400x50 mm  
27995 600x50 mm  
27996 400x100 mm  
27997 600x100 mm  
27998 400x200 mm  
27999 600x200 mm  
28001 Arrête-tiroir

## CHARIOT D'URGENCE NEO

• **45722 CHARIOT D'URGENCE NEO**  
Chariot d'urgence robuste, dimensions 75x47,5x92 cm, avec 5 tiroirs. 4 roulettes (Ø 10 cm) montées sur la ligne de la colonne verticale pour une meilleure stabilité. Plateau supérieur en une seule pièce avec une poignée pratique et protégée.



Non inclus

Hauteur panneau 8 cm  
Intérieur: 43x33,5x6,8 cm  
Hauteur panneau 12 cm  
Intérieur: 43x33,5x11 cm

**ACCESSOIRES STANDARD**  
Plaque défibrillateur  
Plateau latéral coulissant  
Conteneur à aiguilles  
Support bouteille oxygène  
Prise de courant  
Conteneur de service



45722

Hauteur panneau 24 cm  
Intérieur: 43x33,5x22 cm

## CHARIOT À MÉDICAMENTS NEO

• **45725 CHARIOT À MÉDICAMENTS NEO - double côté**  
Chariot à médicaments à deux côtés 75x48x92 cm avec structure en acier et en aluminium à l'intérieur, en ABS et matériau antibactérien à l'extérieur. 4 roulettes en nylon Ø 12,5 cm, dont une avec frein.



10 tiroirs (5 par côté) avec diviseurs pour créer jusqu'à 20 compartiments par tiroir

1 tiroir large avec 12 compartiments

**ACCESSOIRES STANDARD**  
Serrure centrale  
2 poubelles  
Conteneur de service

45725