

TESTS DE GROSSESSE: STYLO, BANDELETTES URINAIRES ET CASSETTES

CE 0123 **AUTODIAGNOSTIC**



29098 **STYLO**

CE 0197



Détection très précoce 3 jours avant la normale arrivée des règles

DURÉE DE CONSERVATION 36 MOIS

29097 **CE 0123** **29103**

TESTS PERSONNALISÉS D'AUTODIAGNOSTIC DE GROSSESSE minimum 5 000 unités

La bande large optimise l'absorption de l'échantillon d'urine, réduisant ainsi le risque de faux résultats

GIMA offre une ligne complète de tests de grossesse, destinés à la vente sans ordonnance (autodiagnostic) et à une utilisation professionnelle. Tous les produits sont livrés dans une boîte en carton avec manuel multilingue (GB, IT, ES, FR, GR, PT, DE*, PL*). **Manuel seulement*

Principales caractéristiques:

- emballage individuel hermétique en aluminium
- très rapides: en 3 minutes
- détection précoce: utilisables dès le premier jour de retard des règles (3 jours avant pour 29103)
- exactitude: 99,9% (29090-2), 99,0% (29097-8, 29103)
- sensibilité: 20 mIU/ml (29090, 29091, 29092, 29097, 29098) 10 mIU/ml (29103)
- testés cliniquement

CE **TESTS PROFESSIONNELLS** **CASSETTE**

STYLO **29090**

BANDELETTE URINAIRE **29091**

29092



Les résultats sont lisibles en 3 minutes (29090, 29097, 29098, 29103)

Étape 1 Étape 2 Étape 3

OU

Indicateur Urine

Jusqu'au changement complet de couleur

3 minutes

Positif

Négatif

Non valable

TESTS DE GROSSESSE			
Code GIMA	AUTODIAGNOSTIC	Type	Conditionnement
29097	AUTODIAGNOSTIC 20 mIU/ml	stylo	boîte de 1
29098	AUTODIAGNOSTIC 20 mIU/ml	stylo	boîte de 2
29103	AUTODIAGNOSTIC ULTRA 10 mIU/ml	stylo (bande large)	boîte de 1
TESTS PROFESSIONNELLS			
29090	TEST PROFESSIONNEL	stylo	boîte de 25
29091	TEST PROFESSIONNEL	bandelette 4mm	boîte de 50
29092	TEST PROFESSIONNEL	cassette	boîte de 40

TESTS D'OVULATION À HAUTE SENSIBILITÉ

TESTS D'OVULATION: Faciles à utiliser, destinés à l'autodiagnostic pour déterminer la fertilité maximale d'une femme. Tests de détection précoce, précis à 99,9% et testés cliniquement. Sensibilité: 35 mIU/ml (29124), 30 mIU/ml (29125). Tous les produits sont livrés dans un emballage individuel en aluminium et dans une boîte en carton avec manuel multilingue (GB, IT, ES, FR, GR, PT, DE, PL). Lors de leur fabrication, les produits ont une date d'expiration de 24 mois. Les produits GIMA peuvent demeurer en stock de 10 à 22 mois. Résultats en 3 minutes (29124) ou 5 minutes (29125).

Code GIMA	TESTS D'OVULATION	Type	Conditionnement
29124	AUTODIAGNOSTIC	stylo	boîte de 5
29125	AUTODIAGNOSTIC	bandelette 4 mm	boîte de 25

AUTODIAGNOSTIC **CE 0123**

29124 **29125**

THERMOMÈTRE BASAL

• **25608 THERMOMÈTRE BASAL NUMÉRIQUE °C** - boîte à suspendre - étanche À 4 chiffres, 2 décimales, pour contrôle de la fertilité.

4 CHIFFRES, 2 DÉCIMALES **CE 0476**

25608

DISQUE DE GROSSESSE

• **29099 DISQUE DE GROSSESSE** Prévient la future date de naissance du foetus. Utilisé par les obstétriciens et les praticiens. Utile pour l'évaluation de l'administration des médicaments. 2 disques rotatifs rivetés au centre: Ø 108 mm (base), Ø 76 mm (haut). Peut être personnalisé avec votre logo (minimum 1 000 unités).

AVEC VOTRE LOGO minimum 1 000 unités