


TENSIOMÈTRES OMRON - VALIDÉS CLINIQUEMENT



La technologie Intellisense™ garantit la détection automatique de la pression de gonflage correcte. Elle permet de détecter les battements irréguliers et décide automatiquement si le résultat est fiable ou s'il faut répéter la mesure. Seulement les résultats précis sont affichés.



CARACTÉRISTIQUES	M7		M6		M4		M3		M2		RS7		RS4	
	INTELLI IT	COMFORT	INTELLI IT	COMFORT	INTELLI IT	COMFORT	INTELLI IT	COMFORT	INTELLI IT	COMFORT	INTELLI IT	COMFORT	INTELLI IT	COMFORT
Validé cliniquement*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Technologie Intellisense	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Détection battements irréguliers	X (AFib)	X (AFib)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Guide position brassard	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Technologie Intelli Wrap**	X	X	X	X										
Brassard préformé***: modèle dim. (cm)	Intelli wrap 22-42	Intelli wrap 22-42	Intelli wrap 22-42	Intelli wrap 22-42	Bras Easy 22-42	Bras Easy 22-42	Brassard 22-32	Brassard 22-32	Poignet 13,5-21,5	Poignet 13,5-21,5				
Mémoire mesures par utilisateur	100x2	100x2	60x2	60x2	60x2	60x2	30	30	100x2	60				
Modalité invité	X	X	X	X	X	X								
Détection mouvements	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Indicateur lumineux tension élevée****	X	X	X	X	X	X			X	X				
Hypertension	X	X	X	X					X	X			X (matin)	
Moyenne 3 dernières mesures****	X	X	X	X	X	X								
3 mesures consécutives mode AFib	X	X												
Comparaisons des mesures avec les lectures précédentes	X	X	X											
Connexion App/Bluetooth	X		X				X		X					

* Consulter www.dableducational.org pour vérifier les validations
 ** Précision à 360°: mesures précises à partir de n'importe quelle position de la circonférence du bras
 *** Brassard préformé, sauf M2, M2 Intelli IT, M3

**** Indique si les valeurs dépassent les standards E.H.S. pour l'auto-mesure à domicile (pression systolique 85 et/ou pression diastolique 135)
 ***** Moyenne des 3 dernières mesures en l'espace de 10 minutes



CE 0197 49915

• 49915 OMRON M7 INTELLI IT - HEM-7361T-EBK
 Avec brassard Intelli Wrap 22-42 cm. L'Appli OMRON connect permet de gérer les paramètres, créer des programmes personnalisés, télécharger et partager les données. Fonction de dépistage de la fibrillation atriale (AFib)



• 49905 OMRON M3 HEM-7154-E
 Avec brassard Easy 22-42 cm.
 • 49906 OMRON M3 COMFORT HEM-7155-E
 Avec brassard Intelli Wrap 22-42 cm.

• 49908 OMRON M4 INTELLI IT HEM-7155T-EBK
 Avec brassard Intelli Wrap 22-42 cm. Pour surveiller l'hypertension à domicile et mettre à jour et transférer automatiquement les résultats à l'Appli OMRON sur smartphone moyennant Bluetooth.

• 49910 OMRON M6 COMFORT - HEM-7360-E
 Avec brassard Intelli Wrap 22-42 cm. Détecte la possibilité de fibrillation atriale, permettant ainsi la surveillance à domicile. Réalise 3 lectures consécutives à intervalles de 30 secondes, ensuite affiche la valeur moyenne, pour fournir une indication plus précise de la pression sanguine.

BOÎTE ET MODE D'EMPLOI MULTILINGUES
 Langues standard: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabe
 Autres langues: disponibles sur le site Web Omron



• 49902 OMRON M2 HEM-7143-E
 • 49903 OMRON M2 INTELLI IT HEM-7143T-EBK
 Avec brassard 22-32 cm. Exclusive technologie Intellisense™ et détection des battements cardiaques irréguliers. Une seule touche et large écran.

	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
	49902 M2	49905 M3	49908 M4	49910 M6 COMFORT
Méthode de mesure:	oscillométrique			
Plage de mesure: Pression:	0 mmHg - 299 mmHg ± 3 mmHg			
Pouls:	40 - 180 min ± 5% de lecture à l'écran			
Mémoire (avec heure et date):	30	60x2 utilisateurs	60x2 utilisateurs	100x2 utilisateurs
Gonflage:	contrôlé par pompe électrique			
Dégonflage:	valve de régulation automatique			
Tension nominale:	DC 6V 4W			
Alimentation:	4 piles "AA" 1,5 V			
Durée batteries (n° de mesures):	1 000			
Protection contre chocs électriques:	équipement EM à alimentation interne (lorsque les piles sont utilisées)			
Poids (console+brassard) sans batteries:	250+130 g	310+170 g	340+163 g	460+163 g
Dimensions:	103x140xh 82 mm	105x153xh 87 mm	105x152xh 85 mm	191x120xh 85 mm
Matériau brassard:	nylon et polyester			
Circonférence mesurable (cm):	22-32 (bras)	22-42 (bras)	22-42 (bras)	22-42 (bras)

* Poids M3 Comfort 337+163 g