

TENSIOMÈTRE SIRIO ET 3 KITS DE BRASSARDS AVEC SAC

CE 0476



32729

- **32729 TENSIOMÈTRE SIRIO - adulte**
Tensiomètre classique avec brassard en tissu et fermeture velcro (vert/gris). Manomètre à large cadran (60 mm) fiable pour simplifier la lecture, monté sur poire. Cadran de 0 à 300 mmHg, avec des graduations tous les 2 mmHg. Livré dans un étui et une boîte, avec mode d'emploi multilingues: GB, ES, FR, IT.



- **32705 KIT SIRIO PÉDIATRIQUE - tensiomètre avec 3 brassards pédiatriques**
Tensiomètre Sirio avec 3 brassards pédiatriques: mini-brassards 4 mois - 3 ans (32812), 3 - 7 ans (32813) et 7 - 10 ans (32814) fournis dans un sac en nylon.



32705

- **327177 SAC POUR SIRIO PÉDIATRIQUE MULTIBRASSARDS - vide**

- **32706 KIT 3 SIRIO - tensiomètre avec 3 brassards à une pièce**
Tensiomètre Sirio avec 3 brassards à une pièce: pédiatrique (32910), adulte (32911), adulte large (32912) dans un sac en nylon.



32706

- **327178 SAC POUR KIT 3 SIRIO MULTIBRASSARDS - vide**

- **32707 KIT 5 SIRIO - tensiomètre avec 5 brassards**
Tensiomètre Sirio avec 5 brassards: bébé (32886) enfant (32888), adulte (32830), adulte large (32834) et cuissard (32837) dans un sac en nylon.
- **327179 SAC POUR KIT 5 SIRIO MULTIBRASSARDS - vide**



32707

TENSIOMÈTRE PROFESSIONNEL LONDON

CE 0476




32725

- **32725 TENSIOMÈTRE LONDON - adulte - brassard noir**
 - **32726 TENSIOMÈTRE LONDON - adulte - brassard rouge**
- Tensiomètre professionnel élégant, fiable, léger, sans latex, avec manomètre ABS, poire intégrée en PVC, mécanisme de précision haute qualité, brassard en nylon étalonné à fermeture velcro et vessie à 1 tube en TPU. Cadran Ø 55 mm aux couleurs vives et attrayantes pour une lecture aisée. Bague externe spéciale pour protéger le manomètre contre les chocs et le verre des éraflures. Fourni dans une pochette de transport en nylon élégante assortie,

CE 0476

Brassard étalonné en nylon



32726

- rangée dans son coffret. Mode d'emploi et boîte multilingues: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR.

