

MONITEURS PATIENT K12 ET K15 POUR SOINS INTENSIFS

- 35306 MONITEUR MULTIPARAMÈTRE K12 12" - ECG 5 dér.
- 35307 MONITEUR MULTIPARAMÈTRE K12 TOUCHSCREEN 12" - ECG 5 dér.
- 35308 MONITEUR MULTIPARAMÈTRE K12 TOUCHSCREEN 12" - ECG 10 dér.
- 35309 MONITEUR MULTIPARAMÈTRE K15 TOUCHSCREEN 15" - ECG 5 dér.
- 35332 MONITEUR MULTIPARAMÈTRE K15 TOUCHSCREEN 15" - ECG 10 dér.
- 35310 MONITEUR MULTIPARAMÈTRE K15 TOUCHSCREEN 2 IPB + EtCO₂ 15" - ECG 5 dér.

Écran 15" avec
rétroéclairage LED,
9 formes d'onde sur
écran

ECG + SpO₂ + NIBP + RESP +
2-TEMP
configuration 2 IPB* + EtCO₂*

*Uniquement
pour 35310

Moniteurs multi-fonctionnels des patients, conçus pour surveiller les signes physiologiques vitaux de patients adultes, pédiatriques et néonataux. Grâce aux fonctions d'enregistrement et d'affichage en temps réel de paramètres tels que l'ECG, la fréquence cardiaque (HR), la pression sanguine non invasive (NIBP), la saturation en oxygène (SpO₂), la respiration (RESP), la température (TEMP), ils permettent d'effectuer une analyse complète des conditions physiologiques du patient.

- structure ergonomique avec interface utilisateur intuitive
- socle USB pour transmission des données et mise à jour du logiciel 35309
- formes d'onde à 9 ou 13 (uniquement 35308) pistes sur écran
- affichage en style Windows, facile à utiliser
- alarme visuelle et sonore pour les criticités physiologiques et techniques
- mémoire de grande capacité
- adaptés pour l'emploi avec capteurs Nellcor originels
- protection contre la décharge des défibrillateurs, résistance contre les interférences de l'unité électro-chirurgicale;
- détection et inhibition des impulsions du stimulateur cardiaque.

Logiciel interne: GB, DE, FR, PT, ES, IT, PL, TR, RU.

Logiciel pour PC GB, IT, ES. Compatible avec Windows XP, 7, 8, 10, 11.

Code GIMA	ACCESSOIRES POUR K12, K15
35133	Imprimante** - optionnelle
35141	Papier 5,1 cm x 12 m - boîte de 5
35311	Brassard NIBP - 6 x 11 cm néonatal - optionnel
35312	Brassard NIBP - 10 x 19 cm pédiatrique - optionnel
35313	Brassard NIBP - 21 x 35 cm adultes - recharge
35314	Sonde SpO ₂ caoutchouc*** Type D - adultes - opt. - câble rallonge nécessaire
35315	Sonde SpO ₂ réutilisable*** Type D - néonatale - opt. - câble rallonge nécessaire
35316	Sonde SpO ₂ réutilisable*** Type D - pédiatrique - opt. - câble rallonge nécessaire
35317	Sonde SpO ₂ réutilisable*** Type D - adultes - recharge - câble rallonge nécessaire
	***Compatible avec Nellcor
35318	Câble de rallonge pour sondes SpO ₂ - recharge
	Capteurs SpO ₂ jetables compatibles Nellcor - page 351
35319	Batterie au lithium rechargeable - recharge
35320	Câble ECG - recharge
35322	Câble ECG 10 dérivation - recharge pour 35308, 35332
35148	Chariot - optionnel
35321	Kit IBP*** jetable pour 35310 - recharge

*Invasive Blood Pressure (IBP) est une mesure directe de la pression sanguine artérielle ou veineuse du patient. Un cathéter est introduit directement dans une veine, une artère ou une autre zone d'accès à la pression et est connecté à un transducteur de pression pour mesurer la pression sanguine systolique, diastolique et moyenne. Le dispositif peut afficher les valeurs de la pression systolique, diastolique et moyenne et une forme d'onde pour chaque piste de pression.



Indicateur visible
à 360° avec 3
niveaux d'alarme

Batterie au
lithium pour
une surveillance
continue jusqu'à
2,5 heures

Imprimante
optionnelle,
code
35133

Boîte d'accessoires

Module 2 IPB
(35310
uniquement)

ACCESSOIRES STANDARD

- Sonde SpO₂ pour adultes
- Câble de rallonge SpO₂
- Sonde température cutanée
- 2 batteries au lithium rechargeables
- Électrode jetable
- Kit IBP jetable (uniquement 35310)
- Configuration EtCO₂ (uniquement 35310)
- Brassard NIBP pour adultes
- Câble ECG
- Câble d'alimentation
- Housse de protection
- Mode d'emploi: GB, FR, IT, ES
- Logiciel pour PC: GB, IT, ES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ECG		Mode de mesure NIBP:	Manuelle, Auto, STAT, Multi-cycle
Plage dynamique d'entrée:	±(0,5-5 mVp)	Précision de mesure NIBP:	Différence moyenne: ±5 mmHg
Impédance d'entrée différentielle:	≥10 MΩ		Écart-type: 8 mmHg
Largeur de bande:	0,05-150 Hz (Diagnostic), 0,5-40 Hz (Surveillance)	Intervalle mesures Auto:	1-480 min
	1-20 Hz (Fonctionnement)		
CMRR:	≥90 dB (Diagnostic)	SpO₂	
	≥105 dB (Surveillance & Fonctionnement)	Technique:	Méthode optique de la longueur d'onde double
Sélection de la sensibilité:	x1/4, x1/2, x1, x2, x4 et Auto	Plage de mesure:	0%~100% ±2% pour SpO ₂ plage 70~100%
Vitesse de balayage:	6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s	Plage de mesure PR:	30~250bpm ±2bpm ou ±2%, selon la valeur la plus élevée
Plage de mesure HR:	15~350 bpm ±1% ou ±2 bpm, selon la valeur la plus élevée	Capacité de perfusion faible:	Jusqu'à 0,3%
Fonction de détection et de rejet de l'impulsion du stimulateur cardiaque		EtCO₂ (uniquement pour 35310, nécessite 33796 ou 33797)	
RESP		Technique:	Méthode optique infrarouge
Plage de mesure:	0~120 rpm ±5% ou ±2 rpm, selon la valeur la plus élevée	Mode d'échantillonnage:	Sidestream ou Mainstream
TEMP		Plage de mesure:	0~150 mmHg
Plage de mesure:	21,0~50,0 °C ±0,2 °C 25~45 °C	Précision de mesure:	0~40 mmHg ±2 mmHg; 41~70 mmHg ±5%; 71~100 mmHg ±8%; 101~150 mmHg ±10% 50 ml/min ±10 ml/min (Sidestream)
NIBP		Débit:	
Technique:	Méthode oscillométrique	IBP - 35310 seulement	
Temps de mesure typique:	<30 secondes (brassard pour adultes)	Technique:	Transducteur à jauge de contrainte
Plage de mesure NIBP:	SYS: 40~275 mmHg (Adultes) 40~200 mmHg (Pédiatrique) 40~135 mmHg (Néonatale)	Sensibilité d'entrée:	5 µV/V/mmHg
	DIA: 10~210 mmHg (Adultes) 10~150 mmHg (Pédiatrique) 10~95 mmHg (Néonatale)	Plage de mesure:	50~300 mmHg ±2% ou ±4 mmHg, selon la valeur la plus élevée
Plage de mesure NIBP:	MAP: 20~230 mmHg (Adultes) 20~165 mmHg (Pédiatrique) 20~110 mmHg (Néonatale)	Positions de mesure:	ART, RAP, PA, LAP, CVP, ICP, AUXP1, AUXP2
		Calibration:	calibration de zéro
		Autres spécifications	
		Alimentation:	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 60 VA
		Batterie au lithium intégrée:	11,1V/4 400 mAh
		Méthode d'alarme:	Alarme sonore-visuelle à 3 niveaux
		Réseau - Norme de sécurité:	Ethernet - IEC 60601-1

STATION CENTRALE DES PATIENTS JUSQU'À 64 MONITEURS POUR UP7000*, K12, K15

• 35323 LOGICIEL CENTRAL STATION

Logiciel qui recueille toutes les données de chaque moniteur de chevet et les affiche collectivement. Il mémorise, surveille et analyse les données de tendance de l'ECG et les autres paramètres. Il peut supporter jusqu'à 64 moniteurs de chevet. Il comprend U-Disk (logiciel+mode d'emploi) et une clé électronique.

• 33745 SYSTÈME PC+MONITEUR CENTRAL STATION

• 33746 CÂBLE LAN - 3 m

• 33767 CÂBLE LAN - 30 m

Un câble pour chaque moniteur à connecter. Longueur personnalisée du câble sur demande.

Mode d'emploi: GB, IT.

*À partir de S.N. J3300PG00766

