

OXYMÈTRE DE SURVEILLANCE CONTINUE O2RING™

- 35066 OXYMÈTRE DE SURVEILLANCE CONTINUE O2RING™ - ENFANTS
- 35067 OXYMÈTRE DE SURVEILLANCE CONTINUE O2RING™ - ADULTES
- 35068 OXYMÈTRE DE SURVEILLANCE CONTINUE O2RING™ À DISTANCE SANS FIL - ADULTES

Oxymètre innovatif, portable au doigt, adaptable et fiable, conçu pour suivre fréquence cardiaque, saturation en oxygène et index de perfusion.

Suit le niveau d'oxygène toujours et partout

- confortable à porter
- détecte et enregistre oxygène et fréquence cardiaque
- vibration activée par SpO₂ basse
- batterie rechargeable intégrée pour utilisation nocturne
- données en temps réel synchronisées avec Appli via Bluetooth
- suivi à distance par le module sans fil (35068)

Détecte et enregistre le niveau d'oxygène pendant la nuit

Pendant le sommeil, O2Ring vibre silencieusement quand il détecte un niveau d'oxygène bas ou une fréquence cardiaque anormale. Après la synchronisation des données enregistrées avec l'Appli, l'analyse détaillée et les tendances du niveau d'oxygène et de la fréquence cardiaque peuvent être revues. Livré avec câble de données/recharge et mode d'emploi (GB, FR, IT, ES, DE). Le logiciel pour PC peut être téléchargé en ligne.

Module sans fil - (uniquement 35068)

Le module sans fil est intégré avec Bluetooth et Wifi pour le suivi à distance. Si O2Ring est utilisé avec le module sans fil, les données sont automatiquement synchronisées au cloud pendant le suivi, permettant au médecin de revoir et analyser facilement les données sur smartphone ou tablette.



Touche à effleurment

FC + SpO₂ + P.I.

Écran

Port USB

Émetteur de lumière

35067

Vibration intégrée

La Appli ViHealth

peut être téléchargée à partir de:



CE 0197

APPLICATIONS:
COVID-19
APNÉE DU SOMMEIL
ASTHME
BPCO
SPORTS
PILOTES

Oxygène dans le sang



Intensité des pulsations

Fréquence cardiaque



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Oxygène dans le sang:	plage: 70-99% exactitude: 80-99%: ±2%, 70-79%: ±3%
Fréquence cardiaque:	plage: 30 - 250 bpm - ±2 bpm ou ±2%
Source de vibration:	Faible taux d'oxygène, pouls élevé / faible
Paramètres enregistrés:	Oxygène dans le sang, fréquence cardiaque, mouvement
Poids:	15 g
Dimensions:	dispositif 38x30x38 mm; anneau 50-82 mm
Mémoire intégrée:	4 sections, jusqu'à 10 heures pour chaque section
Batterie:	Batterie rechargeable au lithium 3,7 VCC Temps d'utilisation: 12-16 heures Temps de recharge: 2-3 heures
Sans fil:	Bluetooth 4.0 BLE
Compatibilité:	iOS 9.0+; Android 5.0+
Protection:	décharges électriques: Type BF électromagnétique: Groupe I, Classe B poussières et eau: IP24

OXYMÈTRE DE SURVEILLANCE CONTINUE OXYFIT™

- 35058 OXYMÈTRE DE SURVEILLANCE CONTINUE OXYFIT™

Oxymètre professionnel souple et portable au doigt pour surveillance continue de la SpO₂ et de la fréquence cardiaque (PR) pendant le sommeil ou les activités quotidiennes. Mesure, affiche et stocke les résultats, toujours et partout. Son capteur exclusif en bec de canard a une chambre souple pour vérifier les valeurs confortablement et précisément.

- écran OLED lumineux pour afficher des résultats clairs
- mémoire intégrée pour stocker jusqu'à 4 sessions d'enregistrements
- affichage graphique à barres & forme d'onde des pulsations
- les données en temps réel peuvent être enregistrées sur l'Appli gratuite ViHealth
- batterie au lithium intégrée - fonction ON/OFF automatique
- alarmes sonores pour signaler des lectures irrégulières.

Fourni avec câble de recharge et mode d'emploi en GB, FR, IT, ES.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SpO ₂	plage: 70% - 100% exactitude: 80-100%: ±2%, 70-80%: ±3%	Mémoire intégrée: 4 enregistrements, jusqu'à 1 heure chacun
Fréquence cardiaque	plage: 30 - 250 bpm exactitude: ±2 bpm ou ±2%, la valeur la plus élevée	Batterie intégrée: rechargeable aux polymères de lithium; 3,7Vcc
Alarme sonore:	faible taux d'oxygène, pouls élevé / faible	Chargeur: 5VCC, Max. 80mA
Paramètres enregistrés: taux d'oxygène, fréquence cardiaque		Temps recharge: 2-3 heures
Intervalles d'enregistrement: 4s		Autonomie batterie: 12-14 heures fonctionnement continu
		Bluetooth: Bluetooth 4.0 BLE
		Protection: décharges électriques: Type BF électromagnétique: Groupe I, Classe B poussières et eau: IP22



35058

La Appli ViHealth
peut être téléchargée à partir de:



Dimensions:
38x30x38 mm
Poids: 28 g

OXYMÈTRE POUR POIGNET AVEC LOGICIEL

- 34340 OXYMÈTRE POUR POIGNET - avec logiciel

Compact et léger, pour utilisation à domicile ou hospitalière, permettant des mesures confortables à long terme ou dans un cadre sportif pour déterminer SpO₂ et fréquence cardiaque (PR). Non adapté pour usage pédiatrique.

- alarme sonore et visuelle, valeurs limites réglables
- fonction de passage en revue des tendances de SpO₂ et PR
- affichage des courbes des tendances de SpO₂ et PR
- jusqu'à 480 heures de stockage données SpO₂ et PR en mode défaut (1 groupe/8 s)
- réglage de la montre et fonction d'affichage de la date
- logiciel intégré pour téléchargement et stockage des mesures sur PC
- confortable à porter comme montre-bracelet
- 34339 CAPTEUR DOIGT AMOVIBLE - recharge

CE 0476

Mode d'emploi: GB, IT



Capteur au doigt
amovible

34340

Alimentation:
2 batteries (AAA) alcalines LR03

**MESURE CONTINUE LONGUE
DURÉE > 12
HEURES**