

RÉCIPIENTS DE STÉRILISATION EN ALUMINIUM



37012

37101

37242

37152

RÉCIPIENT STANDARD AVEC FILTRE* non disponible à la vente en Allemagne

COULEUR COUVERCLE			
Hauteur mm	FOND NON PERFORÉ	FOND PERFORÉ*	
	PETIT 285x280 mm		
	1 filtre	2 filtres	
100	37000	37010	37030
135	37001	-	37031
150	37002	37012	37032
200w	37003	-	37033
260	37004	-	-
	MOYEN 465x280 mm		
	1 filtre	2 filtres	
100	37050	37060	37080
135	37051	-	37081
150	37052	37062	37082
200	37053	-	37083
	GRAND 580x280 mm		
	2 filtres	4 filtres	
100	37100	37110	37130
135	37101	-	37131
150	37102	37112	37132
200	37103	-	37133
260	37104	-	-

*Le fond perforé permet un processus de stérilisation plus rapide (moitié du temps nécessaire avec un réipient non perforé). Clou de verrouillage en chrome sur le côté inférieur.

SYSTÈME DE RÉCIPIENT ÉTANCHE AVEC VALVE** non disponible à la vente en Allemagne

COULEUR COUVERCLE			
Hauteur mm	FOND NON PERFORÉ	FOND PERFORÉ*	
	PETIT 285x280 mm		
100	37150	37160	37180
135	37151	-	37181
150	37152	37162	37182
200	37153	-	37183
260	37154	-	-
	MOYEN 465x280 mm		
100	37200	37210	37240
135	37201	-	37241
150	37202	37212	37242
200	37203	-	37243
	GRAND 580x280 mm		
100	37250	37260	37280
135	37251	-	37281
150	37252	37262	37282
200	37253	-	37283
260	37254	-	-

**Ce système est préféré en cas d'utilisation continue des réipients, car il dispense du remplacement de filtre. La valve s'ouvre pendant la stérilisation pour permettre la sortie de vapeur. Clou de verrouillage en chrome sur le côté inférieur.

PANIER DE FIL D'ACIER INOX

PANIER DE FIL - acier inox			
Dimensions mm	50 mm*	70 mm**	100 mm***
255x245	37301	37302	37303
405x255	37306	37307	37308
540x255	37311	37312	37313

*Suggéré pour les réipients avec une hauteur de 100/135 mm

**Suggéré pour les réipients avec une hauteur de 135/150 mm

***Suggéré pour les réipients avec une hauteur >150 mm



37301

37302

37303

ACCESSOIRES POUR RÉCIPIENTS



37325

37328

37329

37327


Code GIMA	FILTRES POUR RÉCIPIENTS STANDARD
37325	Porte-filtre en acier inox pour filtre papier/tissu Ø 18 cm
37328	Filtre en papier jetable Ø 18,6 cm avec indicateur de vapeur - boîte de 100
37329	Filtre en tissu réutilisable* Ø 20,5 cm - réipient standard
37327	Filtre en Teflon PTFE réutilisable** Ø 19 cm

*Le filtre à longue durée est utilisable pour 100 cycles

**Le filtre à très longue durée est utilisable jusqu'à 1 200 cycles de stérilisation

Épaisseur 0,75 mm. Largeur des pores environ 2,5 µm

SEAUX DE SÉCURITÉ voir page 433



37320

37321

37323

Code GIMA	TAPIS EN SILICONE
37320	Tapis en silicone 220x230 mm - perforé - small
37321	Tapis en silicone 380 x 230 mm - perforé - moyen
37323	Tapis en silicone 520 x 230 mm - perforé - grand



37334



37333

Code GIMA	CARTES POUR RÉCIPIENTS
37333	Carte pour réipient avec indicateur de vapeur 68x37,5 mm - boîte de 250
37334	Étiquette auto-adhésive pour seaux réipients avec pin*** - boîte de 1100

***Pour fermer le réipient et éviter son ouverture par des personnes non autorisées