

GAINES POUR STÉRILISATION À LA VAPEUR OU ETO

GAINES PLATES pour stérilisation à la vapeur ou à l'oxyde d'éthylène gazeux
Film transparent en polyester-polypropylène couplé à un papier de qualité médicale permettant la pénétration de la vapeur et du gaz pendant la stérilisation. Les indicateurs de vapeur et de gaz présentent un net changement de couleur lorsqu'ils sont soumis à la stérilisation.

MADE IN ITALY

AUTRES TAILLES
DISPONIBLES

GAINES GUSSET pour stérilisation à la vapeur ou à l'ETO
Film enduit PET 12/PP 40 vert et papier blanc médical 60 g.
Pour la stérilisation d'objets volumineux.

MADE IN ITALY

AUTRES TAILLES
DISPONIBLES

GAINES PLATES POUR STÉRILISATION À LA VAPEUR OU ETO - 200 m

Code GIMA		Externe m x mm	Interne m x mm	Commande minimum
35803	Gaines plates	200x50	200x36	boîte de 8
35804	Gaines plates	200x75	200x53	boîte de 8
35805	Gaines plates	200x100	200x78	boîte de 4
35806	Gaines plates	200x150	200x128	boîte de 4
35807	Gaines plates	200x200	200x178	boîte de 2
35808	Gaines plates	200x250	200x228	boîte de 2
35809	Gaines plates	200x300	200x278	boîte de 2
35816	Gaines plates	200x400	200x378	boîte de 1

GAINES GUSSET POUR STÉRILISATION À LA VAPEUR OU ETO - 100 m

Code GIMA		Externe m x mm x mm	Interne m x mm x mm	Commande minimum
35825	Gaines Gusset	100x100x25	100x78x25	boîte de 4
35826	Gaines Gusset	100x150x25	100x128x25	boîte de 4
35827	Gaines Gusset	100x200x30	100x178x30	boîte de 2
35828	Gaines Gusset	100x250x32,5	100x228x32,5	boîte de 2
35829	Gaines Gusset	100x300x40	100x278x40	boîte de 2
35830	Gaines Gusset	100x400x40	100x378x40	boîte de 1

SACHETS PLATS ET AUTO-ADHÉSIFS POUR STÉRILISATION À LA VAPEUR OU ETO

SACHETS PLATS ET SACHETS AUTO-ADHÉSIFS

pour stérilisation à la vapeur ou à l'oxyde d'éthylène gazeux
Film transparent en polyester-polypropylène vert clair couplé à un papier de qualité médicale, perméable à la vapeur et au gaz dégagés durant la stérilisation.


Les indicateurs de vapeur et de gaz changent de couleur lorsqu'ils sont soumis à la stérilisation.

1. Coins renforcés pour éviter l'accumulation de poussière près de l'ouverture et réduire le risque de contamination.
2. Le film transparent laminé est conforme à la norme allemande EN 10/204. Le papier médical est conforme aux

normes suivantes: DIN 58953 (Allemagne), Pharmacopoeia 589 (France), pr EN 868-3 (Europe) et BS 6256 (Angleterre).

3. Les chevrons permettent une ouverture rapide et correcte.
4. Ils se composent d'une couche de film transparent laminé (polyester et polypropylène copolymère de type spécial) et de papier Kraft médical blanc résistant à l'humidité, conçu spécialement pour assurer une haute protection antibactérienne.
5. Les lignes thermoscellées (Multiline) sont très résistantes et régulièrement espacées; la soudure externe parcourt la totalité de la longueur du sachet.

Les gaines et sachets sont certifiés et fabriqués conformément aux normes DIN 58953 BS 6871, EN 868-5, CN 13485.



Sachets plats

MADE IN ITALY

AUTRES TAILLES DISPONIBLES
minimum 10 000 sachets

Sachets auto-adhésifs



SACHETS PLATS POUR STÉRILISATION À LA VAPEUR OU ETO

Code GIMA		Externe mm	Interne mm	Commande minimum
35880	Sachets plats	100x300	78x285	1 000
35881	Sachets plats	150x200	128x185	1 000
35882	Sachets plats	150x250	128x235	1 000
35883	Sachets plats	150x300	128x285	1 000
35884	Sachets plats	150x400	128x385	1 000
35885	Sachets plats	200x300	178x285	1 000
35886	Sachets plats	200x350	178x335	500
35887	Sachets plats	200x400	178x385	500
35888	Sachets plats	250x400	228x385	500
35889	Sachets plats	250x500	228x485	500
35890	Sachets plats	300x400	278x385	500
35891	Sachets plats	400x600	378x585	500
35895	Sachets taille spéciale			10 000

SACHETS AUTO-ADHÉSIFS POUR STÉRILISATION À LA VAPEUR OU ETO

Code GIMA		Externe mm	Interne mm	Commande minimum
35857	Sachets auto-adhésifs	90x165	68x150	2 400*
35858	Sachets auto-adhésifs	90x230	68x215	2 400*
35859	Sachets auto-adhésifs	140x250	118x235	1 600*
35863	Sachets auto-adhésifs	190x330	168x315	1 200*
35864	Sachets auto-adhésifs	190x400	168x385	1 200*
35866	Sachets auto-adhésifs	300x450	278x435	400*

* Les sachets auto-adhésifs sont emballés dans une boîte de 200 sachets à l'intérieur d'un carton