

SACS UTILITY



27127

- 27125 SAC MÉDICAL UTILITY - bleu - vide
- 27127 SAC MÉDICAL UTILITY - beige - vide

Sac médical pratique pour faciliter le transport des instruments et médicaments. Fourni avec 8 séparations internes modulables, 2 poches externes amovibles et 1 mini-trousse amovible (17x3xh 24 cm), 1 poche externe avec fermeture à glissière incluant 4 bandes de fixation et autres petits compartiments. Dimensions: 36x22xh 25 cm.



27125

Fabriqué en polyester 600D imperméable



Mini-trousse amovible

SAC PROFESSIONNEL



27128

Poids: 3,3 kg.
Charge maximale: 5 kg.
Dimensions externes: 42x35x15 cm.



Fabriqué en nylon 70D (externe) et polyester 600D (interne)

- 27128 SAC PROFESSIONNEL - vide

Sac professionnel polyvalent, pour les médecins généralistes et tous les professionnels, comprenant: 3 pochettes avec velcro, transparentes et amovibles, 1 porte-flacon avec 23 bandes élastiques à velcro, 1 grande pochette avec 4 séparations à velcro, 1 porte-documents, plusieurs pochettes, 1 bandoulière, poignée et sangles cachées pour le transport sur le dos.

SACS MULTIUSAGE



27134

- 27134 SAC MULTIUSAGE - bleu/gris
- 27135 SAC MULTIUSAGE - marron/beige

Sac polyvalent, conçu pour permettre aux infirmiers de transporter le matériel médical. 2 pochettes transparentes internes amovibles, un mini-sac amovible, 4 séparations internes amovibles, une poche latérale porte-documents avec fermeture velcro et 2 poches appliquées. Grande poche externe avec 2 séparations internes, pratique poignée de transport, fermeture à glissière, coussinets anti-glissement en caoutchouc et étiquette pour le nom sur la partie arrière. Dimensions: 38x10xh 30 cm.



27135

SAC DIATERMO



Dimensions: 30x40xh14 cm

27139

- 27139 SAC DIATERMO - noir - polyester 600D

Conçu pour transporter de petits appareils d'électrochirurgie audiomètres, spiromètres, ECG et les accessoires associés. Une séparation interne amovible pour isoler le dispositif des accessoires et une poche avec fermeture à glissière.

ÉTUIS SOUPLES MULTIUSAGE - VIDES

- 27137 ÉTUI SOUPLE MULTIUSAGE - 28x12,5x6,5 cm - noir
- 27138 ÉTUI SOUPLE MULTIUSAGE - 28x12,5x6,5 cm - bleu

La séparation interne divise l'étui en deux compartiments, un pour le stéthoscope, un pour les accessoires des infirmiers. Compartiment inférieur avec une poche élastique et une poche transparente avec fermeture à glissière. Compartiment supérieur avec 6 passants élastiques, une poche transparente avec fermeture à glissière et une poche en filet. Double fermeture à glissière pour un accès simple. Poignée pour le transport.



27138

SAC À ROULETTES SMART

27141



- 27141 SAC À ROULETTES SMART - 56x32,5x49 cm

Sac à roulettes fabriqué en polyester 600D résistant et imperméable, avec roulettes durables et résistantes au froid. Très spacieux, avec compartiments ajustables pour permettre une organisation personnalisée de l'espace.

Poches externes, divisions internes et une pochette amovible avec fenêtre transparente. Fond en caoutchouc imperméable pour éviter l'infiltration d'eau.