


BALANCE FITNESS

• 27286 BALANCE FITNESS SOEHNLE 7850

Balance fitness pour le contrôle des muscles, de la graisse corporelle, de l'eau, de l'IMC, de l'apport calorique quotidien - mesure d'impédance par les mains, sans besoin d'enlever ses chaussures
 - guide simple et auto-explicatif sur écran sur surface en verre
 - aucune limite de mesure pour personnes en surpoids ou en insuffisance pondérale
 - poids des vêtements réglable selon la saison
 - impression de heure/date, poids, analyse des données, recommandations nutritionnelles et pour l'activité physique
 - le logiciel pour modifier les impressions et les paramètres en DE, GB, FR, NL, ES, IT, HU, CZ, FI, SE, NO, DK, GR, PL, SI, RU, TR peut être téléchargé sur www.soehnle.com.
 - fonction de sélection en kg/lbs/st
 Mode d'emploi en: GB, FR, IT, DE, CZ.

• 35674 ROULEAU DE PAPIER 57mm x 25m - boîte de 20




Plateforme de pesée extra-large

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Capacité:	180 kg
Précision:	100 g / 0,2 lb
Dimensions - poids:	365x490xh 1 290 mm - 15,8 kg
Dimensions plateforme:	365x480xh 45 mm
Alimentation:	100-240 V, 50/60 Hz



SMART WATCHES - 11 PARAMÈTRES



- 11 PARAMÈTRES:**
 TEMPÉRATURE DU CORPS
 FRÉQUENCE CARDIAQUE
 ECG
 PRESSION ARTÉRIELLE
 SpO₂
 FRÉQUENCE RESPIROTOIRE
 SOMMEIL
 SPORT
 CALORIES
 PAS
 MÉTÉO

• 27232 SMARTWATCH QUADRANT • 27233 SMARTWATCH SPORTPIX

Montres intelligentes conçues pour le monitoring de plusieurs paramètres de santé et de sport. Deux types de montres avec les mêmes fonctions: Sportpix convient mieux aux activités sportives; Quadrant est appropriée pour toutes les circonstances, du travail au temps libre. En plus des paramètres indiqués ci-dessus, elles comprennent le chronomètre, le lecteur de musique et les photos. Connexion sans fil à l'Appli SIMPLO, compatible avec Android 8.1 et versions supérieures, avec iOS 13 et versions supérieures. Dispositifs non médicaux. Livrées avec câble d'alimentation. Boîte et mode d'emploi multilingues en GB, IT, FR*, ES*, PT*, DE*, PL*, Arabe*.

*Mode d'emploi disponible moyennant code QR ou sur www.gimaitaly.com

	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
	27232	27233
Accéléromètre	capteur 3D	
Écran:	IPS TFT 1,70"	OLED 1,3"
Synchronisation des données:	4.2 BLE	4.0 BT
Plage de température:	-10° ~ 50°	
Alimentation:	Batterie aux polymères de lithium	
Capacité batterie:	200 MAH	240 MAH
Durée batterie: en attente:	30 jours	15 jours
utilisation normale:	15 jours	5 jours
utilisation fréquente:	7 jours	3 jours
Temps de recharge:	2-3 heures	
Poids:	55 g	38 g
Résistance à l'eau:	IP68	IP67

BRACELET SUIVEUR D'ACTIVITÉ FITBAND

• 27234 BRACELET SUIVEUR D'ACTIVITÉ FITBAND - noir
 • 27237 BRACELET SUIVEUR D'ACTIVITÉ FITBAND PLUS - noir
 Bracelets intelligents imperméables pour suivre plusieurs paramètres: température (27237 uniquement), fréquence cardiaque, calories, pression artérielle, SpO₂, sommeil (27237 uniquement), pas + distance et plusieurs sports. Trois types de modes sport: course, vélo, saut à la corde. Ils affichent également rappels ou rejets d'appel, poussées d'informations, météo, chronomètre, réveil et photos. Connexion sans fil à l'Appli Dayband pour gérer les données. Configuration requise: iOS 8.0 ou supérieur; Android 4.4 ou supérieur. Mode d'emploi multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO (27237). Dispositifs non médicaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Écran:	4 niveaux de luminosité réglables
Dimensions - poids:	42x23x9,5 mm - 25 g
Batterie au lithium:	90 mAh - temps de charge 1,5/2 heures
Alimentation:	batterie USB rechargeable Protection contre liquides: IP67



27234
4 paramètres de santé + pas & distance + 3 activités sportives

27237
6 paramètres de santé + pas & distance + 5 activités sportives