

## CALZE ELASTICHE ANTI-TROMBOSI

Calze per la prevenzione di tromboembolie prima, durante e dopo gli interventi chirurgici.

Grazie alla compressione graduata decrescente, queste calze sono un ottimo aiuto nella prevenzione dell'incremento della viscosità del sangue con conseguente formazione di trombi. L'elevata elasticità dei filati consente una buona vestibilità e una corretta gradualità di compressione.

### Indicazioni per l'uso:

- prevenzione delle tromboembolie legate ad interventi chirurgici
- trattamenti derivanti da terapie post-traumatiche
- contusioni, distorsioni ed edemi idrostatici

### Controindicazioni:

- dermatiti localizzate, eritemi, necrosi
- stripping, edemi polmonari, trapianti
- disturbi vascolari di origine cardiaca
- gambe con circonferenza accentuata

### Caratteristiche:

- compressione decrescente dalla caviglia alla coscia
- tallone anatomico
- tessuto molto morbido, elastico e anallergico (privo di lattice)
- foro di ispezione sulla parte superiore del piede

Composizione: 82% poliammide, 18% elastan.

Dispositivi medici.



Gambaletto antiembolismo con foro di ispezione.

Confezione e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU, RO

### GAMBALETTI - PAIO

COMPRESSIONE mm/Hg 18-20 (alla caviglia)				
Lunghezza	Small	Medium	Large	X-Large
38-43 cm	41310	41311	41312	41313



Calza antiembolismo con foro di ispezione e balza in silicone

Confezione e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU, RO

### CALZE - paio

COMPRESSIONE mm/Hg 18-20 (alla caviglia)				
Lunghezza	Small	Medium	Large	X-Large
60-70 cm	41316	41317	41318	41319
70-80 cm	41320	41321	41322	41323
80-90 cm	41324	41325	41326	41327



Monocollant antiembolismo con foro di ispezione, cintura regolabile, ambidestro

Confezione e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU, RO


### MONOCOLLANT GAMBA INTERA

COMPRESSIONE mm/Hg 18-20 (alla caviglia)				
Lunghezza	Small	Medium	Large	X-Large
70-80 cm	41330	41331	41332	41333

## CALZE A COMPRESSIONE FUNNY - NYLON-POLIESTERE



41200 (misura S-M)



41200-1



41201 (misura S-M)



**Polsino antiscivolo**  
Il polsino si adatta automaticamente alla grandezza della gamba

**Punta rinforzata**  
Un morbido riquadro senza cuciture sull'alluce protegge da vesciche e abrasioni


**Sistema Clima-pro**  
Elevata traspirabilità, controllo affidabile della temperatura & prevenzione della formazione di odori

**Compressione graduata**  
Migliora la circolazione per una guarigione rapida, sostegno ottimale per la resistenza muscolare

**Tallone imbottito**  
Riduce gli urti sui talloni ed evita la formazione di speroni calcarei



41205 (misura L-XL)



41205-6



41206 (misura L-XL)

**CALZE A COMPRESSIONE FUNNY**  
Calze colorate lunghe fino al ginocchio con compressione graduata per migliorare la circolazione sanguigna. Disegno unico e modello ergonomico. In nylon e poliestere, le calze sono traspiranti e assorbono l'umidità. Ogni pacco comprende 5 paia di calzini misti. Livello di compressione: 15-20 mm/Hg.

Codice	CALZE A COMPRESSIONE FUNNY	Misura	Minimo vendita
41200	Funny disegno 1	S-M	conf. da 5
41201	Funny disegno 2	S-M	conf. da 5
41205	Funny disegno 5	L-XL	conf. da 5
41206	Funny disegno 6	L-XL	conf. da 5

Confezione multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, GR.

**BENEFICI:** CIRCOLAZIONE SANGUIGNA MIGLIORATA  
AUMENTO DI ENERGIA

SOSTEGNO PER TUTTO IL GIORNO  
DOLORI ALLE GAMBE E AFFATICAMENTO