

SGABELLI DA BAGNO/DOCCIA



42900

• **42900 SGABELLO DA DOCCIA - fisso**
Sgabello da doccia con struttura in alluminio e seduta in plastica di 50x30 cm. Altezza regolabile 35-45 cm. Piedini antiscivolo. Portata: 100 kg.



42901

• **42901 SGABELLO DA DOCCIA - pieghevole**
Sgabello da doccia con struttura in alluminio e seduta in plastica di 50x30 cm. Altezza regolabile 44-47,5 cm. Piedini antiscivolo. Portata: 100 kg.



42903

• **42903 SGABELLO DA DOCCIA**
Sgabello da doccia con struttura in alluminio e seduta in plastica Ø 32,5 cm. Altezza regolabile 38-56 cm. Piedini antiscivolo. Portata: 100 kg.

Seduta regolabile 54,4 - 71,6 cm con 8 posizioni e incrementi di 2,5 cm



27733

• **27733 SGABELLO GIREVOLE REGOLABILE CON MANIGLIA**

- seduta girevole a 90° con blocco ad ogni posizione ad angolo retto
- materassino centrale antiscivolo e copertura morbida
Portata: 135 kg.

• **42905 SGABELLO DA DOCCIA CON BRACCIOLI**

Sgabello da doccia con struttura in alluminio argento e seduta in PU, braccioli in schiuma e tubi con piedini regolabili. Peso: 4,0 kg. Portata: 136 kg.

Dimensioni:

44,8-47,2x50-52,6x h 62,2-72 cm.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.



42905

GRADINI VASCA

• **42920 GRADINO VASCA - 1 gradino**

• **42921 GRADINO VASCA - 2 gradini**
Struttura in acciaio inox e pedana in plastica. Portata: 100 kg.

42920

Dimensioni: 27x41xh 14 cm



42921

Dimensioni: 51x41xh14-29 cm

MANIGLIONI A VENTOSA



28974



CE FDA Approved

28972



28973

• **28972 MANIGLIONE A VENTOSA - 443 mm**
• **28973 MANIGLIONE A VENTOSA - 545 mm**
• **28974 DOPPIO MANIGLIONE A VENTOSA - 929 mm**


Innovativa gamma di maniglioni a ventosa che possono essere montati con facilità ovunque senza dover trapanare o avvitare. Le ventose (Ø 93 mm) sono brevettate. I maniglioni reggono una trazione verticale fino a 60 kg (28972-3) o 85 kg (28974) e laterale fino a 45 kg o 60 kg (28974) (testato SGS). Ideale per le persone anziane per facilitare la loro igiene quotidiana. Realizzati in ABS ad alta resistenza; indicatori verde/rosso brevettati per maggiore sicurezza. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

SICUREZZA VISIBILE

VERDE indica che è ben applicato
ROSSO indica pericolo. Necessario rimontare



MANIGLIE STRIATE IN PLASTICA



28977

28976

MADE IN ITALY

• **28975 MANIGLIA STRIATA IN PLASTICA - 30 cm**
• **28976 MANIGLIA STRIATA IN PLASTICA - 45 cm**
• **28977 MANIGLIA STRIATA IN PLASTICA - 60 cm**
Maniglia striata in PVC medicale, completa con placche di fissaggio in ABS e coperture a vite. Viti da muro non incluse. Isolamento elettrico. La maniglia striata è antiscivolo e gradevole al tatto. Possibilità di montaggio in posizione orizzontale o verticale. Tubo Ø 3,5 cm. Portata massima: 120 kg. Manuale: GB, IT.

MANIGLIA A "U" PIEGHEVOLE



28979

MADE IN ITALY

• **28979 MANIGLIA A "U" IN ACCIAIO PIEGHEVOLE VERNICIATA A POLVERE - 70 cm**
Supporto da parete per bagno, verniciato a polvere. Progettato per sostenere il paziente quando si alza dal wc o si sposta da o verso il bagno. Ripiegabile verso l'alto per facilitare l'accesso. Portata: 125 kg. Viti da muro non incluse. Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, GR.

