

DEAMBULATORI

Dimensioni da chiuso: 59x26,5x68 cm senza impugnature



CE

43140

Ruote Ø 20 cm (8")

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, SE

- **43140 DEAMBULATORE A 3 RUOTE - blu**
Struttura in acciaio blu, dall'altezza regolabile. 3 ruote solide (2 fisse posteriori con freno e 1 anteriore piroettante). Fornito con cestello e vassoio. Peso: 7,7 kg - Portata: 100 kg.
- **43142 DEAMBULATORE IDEAL - blu**
Struttura in acciaio verniciato a polvere, pieghevole, regolabile in altezza, con 4 ruote solide (2 fisse posteriori e 2 piroettanti anteriori). Impugnatura ergonomica e freni a mano. Sedile in schiuma di PU, adesivi catarifrangenti, cestello e vassoio. Peso: 10,8 kg - Portata: 120 kg. Dimensione imballo: 590x255x715 mm.
- **43141 PORTA BASTONE per 43142**

Altezza regolabile 78-97 cm



Vassoio 39x25 cm

CE

43142

Ruote Ø 20 cm (8")

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES



CE

Peso: 7,4 kg
Portata: 100 kg

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, SE

27724

Ruote anteriori piroettanti. Ruote Ø 20 cm (8")

68 cm

61 cm

- **27724 DEAMBULATORE COMFORT CON SEDILE**
Struttura pieghevole con sedile, ampio cestello anteriore e freni sulle ruote. Dim. 68x61 cm. Altezza regolabile 78-90 cm. Sedile a 46 cm. Dim. sedile: 32x35x4 cm.



CE

43143

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, SE

Peso: 7,4 kg
Portata: 100 kg

- **43143 DEAMBULATORE SILVER CON SEDILE**
Struttura pieghevole con sedile, ampio cestello anteriore e freni sulle ruote. Dim. 68x61 cm. Altezza regolabile 78-90 cm.

Peso: 6,8 kg
Portata: 136 kg



CE

43160

Altezza impugnatura regolabile 85,5-101 cm

Seduta 37x25 cm con 4 altezze regolabili: da 53 a 60 cm

Ruote PVC Ø 20 cm (8")

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES

- **43160 DEAMBULATORE LEGGERO - pieghevole**
Struttura leggera in alluminio blu con comodo sedile in PP regolabile in altezza. Pratico seggiolino sollevabile, schienale imbottito pieghevole verticalmente, gambe staccabili con ruote. Freni ad anello per maggiore sicurezza. Dim. 56x77 cm. Dimensione imballo 60x18x58 cm.

DEAMBULATORI LEGGERI IN ALLUMINIO CON SEDUTA



Bottone per regolazione altezza su impugnatura 79,5-93 cm

Seduta 46x25 cm a 54 cm altezza

43162

Peso: 8,1 kg
Portata: 136 kg

Ruote PVC Ø 20 cm (8")

CE

- **43162 DEAMBULATORE COMPACT - pieghevole**
Struttura leggera in alluminio rosso, rete sedile in tessuto con strap up. Impugnatura ergonomica e freni ad anello per una maggiore sicurezza. Porta bastone. Due ruote anteriori girevoli e pieghevoli, due gambe posteriori ripiegabili per una dimensione più compatta. Dimensioni 64x66,5 cm. Dimensione imballo 66x29x37 cm. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.



Peso: 8,5 kg
Portata: 136 kg

Bottone per regolazione altezza su impugnatura 79-92 cm

Seduta 46x25 cm a 53 cm altezza

43164

Ruote PVC Ø 20 cm (8")

CE

- **43164 DEAMBULATORE STYLISH - pieghevole**
Struttura leggera in alluminio color argento, sedile imbottito in nylon con strap up. Impugnatura ergonomica e freni ad anello per una maggiore sicurezza. Cavo del freno nascosto. Porta bastone. Ruota anteriore a sgancio rapido, tubi posteriori pieghevoli senza viti per raggiungere una dimensione più compatta. Dimensione 66x73 cm. Dimensione imballo 66x29x37 cm. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.



Comoda cintura imbottita di spugna

Pieghevole sollevando la maniglia

79 cm

92 cm

25 cm

16 cm

Seduta 25x45 cm a 55 cm di altezza

43166

Ruote PU posteriori Ø 20 cm (8")

Portata: 136 kg
Peso: 8 kg

70 cm

- **43166 DEAMBULATORE PRINCE - pieghevole**
Deambulatorio multifunzionale in alluminio con ruote in PU color argento. Grandi ruote anteriori piroettanti e ruote posteriori staccabili, maniglia di regolazione altezza con freno, porta bastone e borsa della spesa. Dimensione imballo: 59x44x21 cm. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.