

CARRELLI DA FARMACIA DOUBLE FACE



27499



45730



45731

• **27499 CARRELLO FARMACIA DOUBLE FACE - 3 cassetti grandi e 30 piccoli**
 Due carrelli in uno: 3 ampi cassetti su un lato, 30 (6+9+15) cassetti monodose sull'altro lato; con sistema di chiusura.

Dimensioni dei cassetti:

- 6 cassetti 115x290xh 75 mm
- 9 cassetti 115x290xh 45 mm
- 15 cassetti 70x290xh 45 mm

Dimensioni del carrello:

920x590xh 810 mm.
 Fornito con 4 rotelle girevoli Ø 125 mm (3 con fermo, 1 del carrello, antistatica).



• **45730 CARRELLO DA FARMACIA DOUBLE FACE - 3 cassetti grandi e 22 piccoli**
 Due carrelli in uno: 3 ampi cassetti su un lato, 22 (6+6+10) cassetti monodose sull'altro lato; con sistema di chiusura.

Dimensioni cassetti:

- 6 cassetti 115x290xh 75 mm
- 12 cassetti 115x290xh 45 mm

Dimensioni carrello:

920x590xh 810 mm
 Dotato di 4 rotelle pivotanti Ø 125 mm (3 con freno, 1 del carrello, antistatica).



• **45731 CARRELLO DA FARMACIA DOUBLE FACE - 62 cassetti piccoli**
 Due carrelli in uno: 31 (6+10+15) cassetti monodose su entrambi i lati; con sistema di chiusura.

Dimensioni cassetti:

- 6 cassetti 115x290xh 75 mm
- 10 cassetti 115x290xh 45 mm
- 15 cassetti 70x290xh 45 mm

Dimensioni carrello:

920x590xh 810 mm
 Dotato di 4 rotelle pivotanti Ø 125 mm (3 con freno, 1 del carrello, antistatica).



CARRELLO EXCEL

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR



• **27440 CARRELLO EXCEL - 3 ripiani (60x45cm)** Dimensioni: 67x69xh 80 cm.

• **27441 CARRELLO EXCEL - 4 ripiani (60x45cm)** Dimensioni: 67x69xh 110 cm. Portata max: 80 kg. Spedito smontato.

CARRELLO TRIS



• **27438 CARRELLO TRIS**
 Pratico carrello per ECG, unità elettrocardiografiche o altri dispositivi, con 4 rotelle in nylon e 2 maniglie laterali per agevolare lo spostamento.

Dimensioni: 49x37xh 77 cm.
 Dimensioni ripiano: 40x30 cm.
 Portata totale: 39 kg, max per ripiano 13 kg.
 Colore: RAL 9002
 Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.
 Spedito smontato.

CARRELLI PROFESSIONALI



• **27885 PRO CART 2 ripiani - h 80 cm**
 • **27887 PRO CART 2 ripiani + supporto tastiera e monitor**
 • **27873 CESTELLO**
 • **27874 ASTA FLEBO**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di carico: - totale 240 kg - per ripiano 35 kg
 Base: 60,8x50 cm
 Ripiani: 2 ripiani 50x50 cm + base
 Materiale: - alluminio estruso verticale
 - parti in plastica in ABS