


## POLTRONE ELETTRICHE CON COMANDO A PEDALE - 3 MOTORI




- 28041 POLTRONA ELETTRICA CLEOPATRA - 3 motori - blu
  - 28042 POLTRONA ELETTRICA CLEOPATRA - 3 motori - beige chiaro
- Poltrona elettrica con 3 motori per regolare separatamente l'altezza, l'inclinazione della seduta e lo schienale con pedale (opzionale) o pulsantiera. Poggiatesta regolabile con pompa a gas. Braccioli reversibili e poggiatesta regolabile. Cuscino incluso. Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz. Manuale: GB, FR, IT, ES.
- 28013 PORTAROTOLO - opzionale
  - 28014 TELECOMANDO - opzionale
  - 45232 SGABELLO - blu
  - 45242 SGABELLO CON SCHIENALE - blu
  - 45236 SGABELLO - beige chiaro
  - 45246 SGABELLO CON SCHIENALE - beige chiaro

- 28046 POLTRONA ELETTRICA NEFERTITI - 3 motori - bianca
  - 28013 PORTAROTOLO - opzionale
  - 45231 SGABELLO - bianco
  - 45241 SGABELLO CON SCHIENALE - bianco
- Poltrona elettrica molto stabile e comoda concepita per ottimizzare lo spazio di lavoro grazie alla rotazione a 240°. Altezza, schienale e inclinazione della seduta controllati da 3 motori, con pedale (opzionale) o pulsantiera. Poggiatesta regolabile con pompa a gas, braccioli reversibili e poggiatesta regolabile. Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz. Manuale: GB, FR, IT, ES.

## POLTRONA MECCANICA



- 28005 POLTRONA LUXOR - meccanica - bianca
  - 28006 POLTRONA LUXOR - meccanica - blu
- La poltrona può scorrere verso l'alto o il basso e ruotare a 360°. Schienale e poggiatesta regolabili. Braccioli amovibili.
- SGABELLI**
- 45231 SGABELLO - bianco
  - 45232 SGABELLO - blu
  - SGABELLI CON SCHIENALE
  - 45241 SGABELLO - bianco
  - 45242 SGABELLO - blu



## POLTRONA ELETTRICA - 2 MOTORI



- 28008 POLTRONA AMIRA - 2 motori - bianca
  - 28009 POLTRONA AMIRA - 2 motori - blu
- Poltrona elettrica che consente di regolare separatamente altezza e inclinazione dello schienale. Regolazione manuale dell'angolo di inclinazione della seduta e del poggiatesta. Fornito con cuscino. Manuale: GB, FR, IT, ES.
- SGABELLI**
- 45231 SGABELLO - bianco
  - 45232 SGABELLO - blu
  - SGABELLI CON SCHIENALE
  - 45241 SGABELLO - bianco
  - 45242 SGABELLO - blu

