

## ARREDO AMBULATORIO MEDICO



Codice GIMA	Prodotto	Descrizione	Codice GIMA	Prodotto
45581	PARAVENTO Tenda Trevira	Paravento 3 ante con struttura robusta in tubo ovale, verniciata con polveri epossidiche grigio metallizzato. Tende Trevira colore azzurro. (vedere specifiche tende pag. 139)	27616	LETTINO VISITA KING Vedere pag. 172
45580	PARAVENTO	Come sopra ma con tende lavabili di tela bianca	30723	LAMPADA ALFA-FLEX Vedere pag. 248
27921	CARRELLO	Struttura in tubo ovale, verniciata con polveri epossidiche grigio metallizzato. Ripiani bianchi con bordi in PVC, spondine sui tre lati. Misure 50x60xh80 cm. Portata max: 30 kg.	27984	CONTENITORE RIFIUTI Vedere pag. 179
27987	ATTACCAPANNI	Attaccapanni a 5 rami, con struttura in acciaio verniciata in grigio con polveri epossidiche e portaombrelli.	45211	SGABELLO Vedere pag. 181
			45082	SEDIA CREMONA Vedere pag. 182

## SCRIVANIA

### • 27919 SCRIVANIA con due cassetti

Scrivania con due cassetti laterali con chiave, struttura robusta in tubo ovale verniciata con polveri epossidiche, colore grigio metallizzato. Piano superiore bianco, con bordi in gomma e angoli arrotondati.

Dimensioni:  
130x71xh 80 cm.

MADE IN ITALY



27919

## SCRIVANIA CON LATI

### • 27922 SCRIVANIA con lati e 2 cassetti

Scrivania con lati e 2 cassetti laterali. Il primo cassetto può essere chiuso a chiave. Struttura e piano di appoggio in melamina bianca antiriflesso. Il piano di appoggio ha bordi in ABS sui 4 lati, con angoli arrotondati.

I lati sono dotati di piedini regolabili. Dimensione scrivania: 120x70xh 73 cm. dimensioni cassetti: 35x40x h 24 cm. Fornita smontata.

MADE IN ITALY



27922

## PREDELLINO - 1 O 2 GRADINI

### • 27980 PREDELLINO - 1 gradino - alluminio

Gradini in tubolare e poggiatesta in materiale plastico. Colore grigio. Portata 90 kg. Piattaforma antiscivolo 40x20 cm.

Misure:  
40x51xh 25 cm (27980)  
40x53xh 44 cm (27982)

MADE IN ITALY



27980

27982

### • 27978 PREDELLINO - 1 gradino

Struttura in tubo ovale 30x15 mm verniciata con polveri epossidiche. Piattaforma antiscivolo nera.

Misure:  
45x26xh 20 cm (27978)  
44x40xh 22/45 cm (27979)  
Portata max: 100 kg

MADE IN ITALY



27978

27979

### • 27976 PREDELLINO - 1 gradino - smontato

Struttura in tubo d'acciaio cromato con piedini in gomma. Portata max: 100 kg. Pedana in plastica antiscivolo.

Dimensioni:  
40x 24 cm (27976)  
40x 42 cm (27977)  
Dimensioni imballo:  
45x27xh 9 cm (27976)  
51x42xh 12 cm (27977)

MADE IN ITALY



27977

27976

FORNITO SMONTATO