

DOCCIA NASALE



28084

• **28084 LAVAGGI NASALI SINUS A** - per adulti - flacone 120 ml + 12 bustine saline
I lavaggi con soluzione salina aiutano ad eliminare i problemi nasali come rinorrea, secchezza delle narici e congestione nasale. Grazie ai lavaggi nasali è possibile rimuovere particelle di polvere e polline per disinfiammare le mucose e renderle più resistenti alle allergie.

HUMI-RAINBOW

Fuoriuscita del vapore con regolazione della direzione (rotazione 360°) e della velocità (tramite manopola)



28070

- **28070 UMIDIFICATORE HUMI-RAINBOW**
Umidificatore a ultrasuoni a vapore freddo, dal design attraente e cangiante in 7 colori a LED
- **28071 ESSENZA BALSAMICA** - pino
- **28072 ESSENZA BALSAMICA** - agrumi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: CA 110-240V / 50-60 Hz
Fuoriuscita massima di vapore: 280 ml/h
Portata acqua: 2,8 l
Adatto ad ambienti di dimensioni: min 10, max 25 m²
Funzionamento continuo massimo (non stop): 10 ore
Dimensioni (singola confezione): Ø 19xh 30 cm - Peso: 1,4 kg

INALATORE VAPINAL

Bottiglia non inclusa



0123

MADE IN ITALY

- **28110 INALATORE TERMALE VAPINAL**
Apparecchio a getto tiepido per inalazioni di acqua termale a domicilio. Attraverso uno spruzzatore che sfrutta il principio di Venturi, miscela il vapore caldo e umido con i principi dell'acqua termale. Dotato di caldaia in acciaio. Fornito con ampolla in polycarbonato.
- **28112 AMPOLLA VAPINAL** - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità: 800 ml
Caldaia: acciaio inox
Valvola di sicurezza e termostato
Alimentazione: 230 V - 50 Hz - 600 W
Tempo riscaldamento: 5-8 min
Tempo d'inalazione: 12-15 minuti/litro

TIRALATTE MAMILAT

- **28148 TIRALATTE MAMILAT** - 230 V - 50 Hz
Facilmente trasportabile tra le corsie del reparto maternità, oppure a casa. In materiale plastico a elevato isolamento termico ed elettrico, conforme alle norme di sicurezza europee più recenti. Funzionamento: 20 minuti ON, 40 minuti OFF. Regolatore di aspirazione. Fornito con 2 biberon in polycarbonato (150 cc e 250 cc), filtro antibatterico e idrofobico, serie di tubi da 6x10 mm, coppetta tiralatte, tubo aria in PVC.
- **28229 FILTRO ANTIBATTERICO IDROFOBICO** - ricambio
- **28149 KIT RICAMBI**
Include due biberon in plastica (125 cc e 250 cc), coppetta tiralatte, filtro antibatterico e tubi.



CE

Manuale in 5 lingue:
IT, GB, ES, FR, DE

28149

CARATTERISTICHE TECNICHE

Regolatore intensità di aspirazione: max -0,33 bar (-248 mmHg)
Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz - disponibile su richiesta 110 V - 60 Hz
Flusso massimo: 14 l/min
Consumo energia: 184 VA Rumorosità: 63 dB
Dimensioni: 235x190x165 mm Peso: 2,2 kg
Norme: CEI 62-5 (IEC601-1). Classe Protezione IP: IP21

TIRALATTE

- **41700 TIRALATTE MANUALE**
- **41701 TIRALATTE ELETTRICO SINGOLO**

Tiralatte compatti e leggeri per aspirare il latte materno in modo efficiente e discreto. Facili da assemblare, usare e pulire. Forniti con coppetta tiralatte, tettarella con coperchio, biberon con tappo, scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE).



41701

- **41706 BIBERON PER LATTE MATERNO 150 ml con tappo** - set di 3 - ricambio
- **41705 COPPETTA TIRALATTE + TETTARELLA** - ricambio
- **41708 ADATTATORE CA per 41701** - opzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

	41700	41701
Vuoto mmHg:	- 250	stimolazione: - 60-130 espressione: - 60-250
Peso:	159 g	265 g
Dimensioni mm:	205x186x90	129x129x55
Funzionamento:	manuale	4 batterie AA non incluse o adattatore CA (opzionale)



41700