


TEST RAPIDO CLAMIDIA

• **29117 TEST CLAMIDIA - conf. da 20**
 Garantisce risultati accurati in 10 minuti, fornendo al medico una diagnosi immediata.
 Test ad alta sensibilità e specificità.
 Ogni confezione include 20 test, reagenti, tamponi cervicali femminili, contagocce, pipette e manuale utente. Per uso professionale.

Tampone campione Uomo / Donna
 - Aggiungere il reagente A e B al campione
 - Aggiungere 3 gocce del campione estratto
 - Leggere il risultato dopo 10 minuti


Campione urine Uomo
 - Aggiungere il reagente B e A al campione
 - Aggiungere 3 gocce del campione estratto
 - Leggere il risultato dopo 10 minuti



CE 0123

TEST VAGINITE

Il test comprende:
 1 test + tampone vaginale + campione in singola confezione (soluzione di contrasto) + manuale in italiano e inglese



CE

• **29111 KIT TEST VAGINITE**
 Un test unico e rivoluzionario per ginecologi, ambulatori, consultori. Rileva in soli 10 minuti la causa di infiammazioni/infezioni vaginali, sostituendo i test tradizionali che richiedono giorni, riducendo a un decimo i costi. Qualora necessario, diluire il fluido vaginale in una soluzione di controllo e poi trasferire al reagente. Il manuale d'uso fornisce una guida dettagliata che consente di interpretare i risultati: Tricomoniasi, Batteri gram-negativi, Gardnerella, Clamidia, Batteri responsabili di gravi vaginiti. Per uso professionale.

PESSARIO GYN&CUBE

• **29887 PESSARIO GYN&CUBE Ø 28/38 mm, h 38 mm - standard**
 • **29888 PESSARIO GYN&CUBE Ø 32/44 mm, h 44 mm - grande**
 Pessario in silicone, autoclavabile e senza lattice, con forma piramidale e fori di drenaggio. Cordino rinforzato in Kevlar. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL.



Indicazioni:
 - incontinenza urinaria durante lo sforzo prolungato (aerobica, tennis, jogging)
 - prolasso moderato o esteriorizzato - cistocele e rettocele moderati
 - dopo parto, prolasso transitorio o incontinenza

TEST PH VAGINALE

Il kit contiene
 10 tamponi in cotone + 10 strisce reagenti in singola scatola di cartone con manuale d'uso (italiano + inglese).



CE

• **29110 TEST PH VAGINALE - conf. da 10**
 Test veloce per determinare il Ph vaginale. Una facile procedura permette di verificare in un solo minuto se il Ph è entro i parametri fisiologici (< 4,7). Un aumento dell'livello di Ph può indicare un cambiamento nell'area vaginale, che potrebbe significare una possibile vaginite. Il test è ideale in caso di gravidanza e in presenza di malattie particolari quali il diabete. Per uso professionale.

PESSARI IN GOMMA E SILICONE PER PROLASSO UTERINO - LATEX FREE



Confezionati singolarmente in scatola di cartone. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



Codice GIMA	PESSARI IN GOMMA - autoclavabili*
30010	Pessario in gomma Ø 55 mm
30011	Pessario in gomma Ø 60 mm
30012	Pessario in gomma Ø 65 mm
30013	Pessario in gomma Ø 70 mm
30014	Pessario in gomma Ø 75 mm
30015	Pessario in gomma Ø 80 mm
30016	Pessario in gomma Ø 85 mm
30017	Pessario in gomma Ø 90 mm
30018	Pessario in gomma Ø 95 mm
30019	Pessario in gomma Ø 100 mm
	PESSARI IN SILICONE - autoclavabili*
29892	Pessario in silicone Ø 55 mm
29893	Pessario in silicone Ø 60 mm
29894	Pessario in silicone Ø 65 mm
29895	Pessario in silicone Ø 70 mm
29896	Pessario in silicone Ø 75 mm
29897	Pessario in silicone Ø 80 mm
29898	Pessario in silicone Ø 85 mm
29899	Pessario in silicone Ø 90 mm
29900	Pessario in silicone Ø 95 mm
29901	Pessario in silicone Ø 100 mm
	PESSARI IN SILICONE BLU** - autoclavabili*
29904	Pessario in silicone blu Ø 65 mm
29905	Pessario in silicone blu Ø 70 mm
29906	Pessario in silicone blu Ø 75 mm
29907	Pessario in silicone blu Ø 80 mm
29908	Pessario in silicone blu Ø 85 mm
29909	Pessario in silicone blu Ø 90 mm

*Autoclavabili a 121°C/15 min o 134°C/10 min fino a 3 volte
 **Sterili