


TERMOCAUTERI CHANGE-A-TIP™ AD ALTA TEMPERATURA

TERMOCAUTERI BOVIE

Termocautere a batteria con design avanzato che garantisce maggiore sicurezza e pulsante a scomparsa per ridurre il rischio potenziale di attivazione accidentale.

- consente inoltre di staccare l'estremità del termocautere per rimuovere le batterie in modo sicuro ed efficace.
- punte sterili intercambiabili (non sterili per 30584 e 30590)
- batterie sostituibili
- manico riutilizzabile
- sterilizzazione non necessaria



| Codice GIMA | MANICO E PUNTE STERILI INTERCAMBIABILI PER TERMOCAUTERE | Consigliato per: | Minimo vendita |
|-------------|--|------------------|----------------|
| 30590 | Manico "AA" (punta inclusa) | Tutte le punte | 1 |
| 30568 | Punta ad ansa alta temperatura | DER/ORL | conf. da 10 |
| 30569 | Punta ad ansa flessibile 2" alta temp. | GIN/ORL | conf. da 10 |
| 30570 | Punta ad ansa 5" alta temp. - lunga | GINECOLOGIA | conf. da 10 |
| 30571 | Punta fine alta temperatura | DER/CARDIO | conf. da 10 |
| 30576 | Punta lunga alta temperatura | VASECTOMIA | conf. da 10 |
| 30584 | Kit termocautere alta temp. (1 manico + 4 punte non sterili) | | |



TERMOCAUTERE ALTA TEMPERATURA RIUTILIZZABILE PUNTA SOSTITUIBILE

TERMOCAUTERI - 1.200°C (2.200°F)

- punte intercambiabili con filo in nichel-cromo
- batterie sostituibili
- manici riutilizzabili

Svariate applicazioni in ginecologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, dermatologia e urologia.

| Codice GIMA | PUNTE INTERCAMBIABILI ordine minimo: 10 punte |
|-------------|---|
| 30598 | Manico cauter "AA" (punta non inclusa) |
| 30599 | Punta fine lunga alta temp. - sterile - conf. da 10 |
| 30600 | Punta larga alta temp. - sterile - conf. da 10 |
| 30601 | Punta fine alta temp. - sterile - conf. da 10 |



TERMOCAUTERI MONOUSO ALTA/MEDIA/BASSA TEMPERATURA

• 30700 TERMOCAUTERE 1.200°C - punta fine - conf. da 10

Dispositivo bipolare a batteria, sterile, per la cauterizzazione di piccoli vasi. Dotata di punta fine, richiesta nella maggior parte degli interventi chirurgici.

• 30701 TERMOCAUTERE - 1.200°C - punta larga - conf. da 10

Come 30700, ma con punta larga.

• 30702 TERMOCAUTERE STELO LUNGO - 1.200°C - punta fine - conf. da 10

Come 30700, ma con punta montata su uno stelo lungo 12 cm. Cauterizzazione precisa anche nei punti di difficile accesso.


• 30703 TERMOCAUTERE EMERGENZA - 800°C - punta spessa - conf. da 10

Come 30700, ma con punta spessa per la perforazione delle unghie in caso di ematoma.

• 30704 TERMOCAUTERE 600 °C - punta fine - conf. da 10

Come 30700, ma con temperatura inferiore per oftalmologia. Appositamente studiato per oftalmologia.

| Applicazioni | 30700 | 30701 | 30702 | 30703 | 30704 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Chirurgia cardiovascolare, toracica | x | | | | |
| Proctologia | x | x | x | | |
| Chirurgia generale | | | x | | |
| Ginecologia | x | | | | |
| Chirurgia ginecologica | | | x | | |
| Neurochirurgia | x | x | x | | |
| Ortopedia | x | x | | | |
| Urologia | x | | | | |
| Ostetricia | x | | | | |
| Pronto soccorso | | | | x | |
| Otolaringologia | x | x | x | | |
| Chirurgia plastica e ricostruttiva | x | x | | | |
| Oftalmologia | x | | | | x |
| Dermatologia | x | | | | |
| Chirurgia odontoiatrica | x | | | | |



| Caratteristiche | HTC (Termocautere ad Alta Temperatura) | | | MTC (Termocautere a media temp.) | LTC (Termocautere a bassa temp.) |
|-------------------|--|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 30700 | 30701 | 30702 | 30703 | 30704 |
| Forma punta | Fine | Larga | Fine | Spessa | Fine |
| Lunghezza punta | 28mm | 28mm | 125mm | 28mm | 28mm |
| Temperatura °C/°F | 1200/2200 | 1200/2200 | 1200/2200 | 800/1400 | 600/1100 |
| Peso | 65g | 65g | 78g | 65g | 45g |