

## ABBASSALINGUA IN LEGNO



**PERSONALIZZATI**  
minimo 100.000 pezzi  
Vedere listino

25511

Scatola multilingue:  
GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo

Abbassalingua medicale in legno di betulla di alta qualità, con bordi accuratamente rifiniti 150x18x1,6 mm. Confezionati in singola bustina di carta, sterili.

Codice GIMA	ABBASSALINGUA IN LEGNO - STERILE
25511	Abbassalingua - conf. da 50
25512	Abbassalingua - conf. da 2.000 (40 scatole da 50)




25509

Abbassalingua medicali in legno di betulla di alta qualità. Bordi accuratamente rifiniti. Dimensioni: 150x18x1,6 mm.

Codice GIMA	ABBASSALINGUA NON STERILE
25509	Abbassalingua - conf. da 100
25510	Abbassalingua - conf. da 5.000 (50 scatole da 100)

## ABBASSALINGUA LED



L'abbassalingua illumina l'intera gola

La luce si attiva automaticamente quando l'abbassalingua monouso viene inserito nel manico

Luce LED bianca e brillante, come quella di una torcia

20 ore continuative di durata della batteria

Attaccatura abbassalingua

Operazione con una sola mano

Manico riutilizzabile con 3 luci LED a lunga durata

Batteria al litio CR2032 3V

25496

### • 25496 KIT THROAT SCOPE®

**1 manico + 50 abbassalingua - blister**  
Abbassalingua luminoso in materiale plastico di grado medicale che consente al medico di esaminare la cavità orale in un solo gesto. La luce è guidata dall'abbassalingua e illumina la gola per una visita rapida. La luce si attiva automaticamente nel momento in cui si inserisce l'abbassalingua monouso sul manico.

- 25499 ABBASSALINGUA MONOUSO THROAT SCOPE® - conf. da 100 - non sterili
- 25500 ABBASSALINGUA MONOUSO THROAT SCOPE® - conf. da 50 - non sterili



Abbassa la lingua e illumina la gola contemporaneamente

## ABBASSALINGUA IN PLASTICA



CE

Scatola multilingue:  
GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo

La forma ricurva consente una visualizzazione ottimale durante la visita, evitando che la mano dell'esaminatore impedisca la visuale

25513



**ABBASSALINGUA IN PLASTICA**  
Abbassalingua traslucidi in polistirolo con forma curva e bordi lisci. Un'estremità nella misura per adulti e un'estremità in quella per bambini. Senza lattice né PVC. Il modello sterile (ossido di etilene) è confezionato singolarmente in buste con apertura peel-open.

Codice GIMA	ABBASSALINGUA IN PLASTICA ADULTO/PEDIATRICO NON STERILE	CE
25513	Abbassalingua - conf. da 100	CE 0120
25515	Abbassalingua - conf. da 90	
25516	Abbassalingua - conf. da 1.800 (20 scatole da 90)	


- 25505 ABBASSALINGUA IN PLASTICA COLORATI  
Abbassalingua pediatrici in plastica colorata. Confezionati singolarmente in bustina trasparente. Confezione da 50.




## KIT ORL STERILI

- 31456 KIT A ORL STERILE - confezione da 25 kit  
Kit sterile che include uno speculum nasale, un abbassalingua e due speculum auricolari (uno da adulti e uno pediatrico) in plastica. Ogni kit è confezionato in una busta singola.

CE 0476



- 31457 KIT B ORL STERILE - confezione da 10 kit  
Kit sterile che include uno speculum nasale in plastica, un abbassalingua in plastica e due speculum auricolari in plastica (adulto e pediatrico), due specchietti laringei in plastica, una pinzetta in plastica, sei tamponi e una salvietta. Confezionato in una vaschetta in plastica sterile (22x12,5x3 cm).



## SPECULUM NASALE




31469

bionix®

Profondità totale della palette: 33 mm

Lunghezza totale: 13,2 cm



31469

L'uso dello speculum d'acciaio inossidabile può essere traumatico per il paziente. Con questo strumento è possibile combinare il massimo comfort per il paziente con l'efficacia di un trattamento professionale.

- 31469 SPECULUM NASALE MONOUSO - conf. da 48  
Speculum nasale innovativo in plastica con manico, consente una facile visione della cavità nasale e l'estrazione di corpi estranei. Aiuta la cauterizzazione in caso di epistassi. Senza lattice.

MADE IN THE USA