


STETOSCOPI TRAD - ECCELLENTE RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO



STETOSCOPI TRAD: per adulti o pediatrici
Stetoscopi tradizionali in alluminio, leggeri e affidabili.

Padiglione Ø 43,5 mm (Ø 35 mm per modello pediatrico).

Campana Ø 30 mm (Ø 26,5 mm per modello pediatrico) (dimensioni esterne). Archetto in ottone e ghiera antibruido.

Lira: lunghezza 62 cm, Ø int. 4 mm, Ø est. 8 mm.

Forniti in scatola di cartone.


Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.



Codice GIMA	STETOSCOPI TRAD - SENZA LATTICE	
32557	Fonendoscopio TRAD - pediatrico - rosa	
32559	Fonendoscopio TRAD - pediatrico - azzurro	
32555	Duofono TRAD - pediatrico - nero	
32560	Fonendoscopio TRAD - nero	
32561	Fonendoscopio TRAD - rosso	
32562	Fonendoscopio TRAD - blu	
32563	Fonendoscopio TRAD - giallo	
32564	Fonendoscopio TRAD - viola	
32558	Fonendoscopio TRAD - verde scuro	
32565	Duofono TRAD - nero	
32566	Duofono TRAD - rosso	
32567	Duofono TRAD - blu	
32568	Duofono TRAD - verde scuro	
32678	Membrana Ø 44 mm - ricambio	

STETOSCOPI TRAD COLOR



STETOSCOPI TRAD COLOR

Stetoscopi colorati in alluminio, leggeri e affidabili.

Padiglione Ø 43,5 mm, campana Ø 30 mm (dimensioni esterne).

Archetto in ottone.

Lira: lunghezza 62 cm, Ø int. 4 mm, Ø est. 8 mm.

Forniti in scatola di cartone.

Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.



Codice GIMA	STETOSCOPI TRAD COLOR - SENZA LATTICE	
51000	Fonendoscopio TRAD COLOR - nero	
51001	Fonendoscopio TRAD COLOR - rosso	
51002	Fonendoscopio TRAD COLOR - blu	
51003	Fonendoscopio TRAD COLOR - giallo	
51004	Fonendoscopio TRAD COLOR - verde	
51010	Duofono TRAD COLOR - nero	
51011	Duofono TRAD COLOR - rosso	
51012	Duofono TRAD COLOR - blu	