

# PRODOTTI WIRELESS IHEALTH PER LA SALUTE PERSONALE

## APP IHEALTH MYVITALS - gratuita

- registra dati, grafici e storico
- **App multipaziente** (misurazioni ordinate per utente)
- memorizzazione dati gratuita e sicura
- **risultati condivisi** con il medico

Gestione wireless:

- 1 PULSOXIMETRO IHEALTH** - pagina 391
- 2 BILANCIA ANALISI IHEALTH** - pagina 94
- 3 SFIGMO IHEALTH - BRACCIO**
- 4 SFIGMO IHEALTH - POLSO**



Prodotti iHEALTH per gestire la salute personale

Connessione **Bluetooth** per sistemi iPad, iPhone, iPod e Android, per misurare e registrare facilmente i dati personali, condividendoli immediatamente con la famiglia o con il medico. La potente **App iHealth MyVitals** consente anche di personalizzare i dati sulla salute con grafici, statistiche o tendenze e **registrare la relazione tra i vari parametri** quali la pressione sanguigna, il peso, l'apporto calorico e il dispendio energetico. App compatibile con tutte le piattaforme Apple e Android. Incluso il servizio gratuito iHealth Cloud. L'App iHealth MyVitals è disponibile in: GB, FR, IT, ES, DE, NL, GR, HU, PT, RO, RU, TR, JP, KR, CN, AR. Garanzia di 2 anni.



## 3 MISURATORE PRESSIONE DA BRACCIO IHEALTH TRACK



Doppio uso: tradizionale o con smartphone

Bracciale universale (22-42 cm)

Per iOS e Android versione 4.4+  
Vedere la lista dei dispositivi compatibili su [ihealthlabs.eu/support](http://ihealthlabs.eu/support)

### • 23499 MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO IHEALTH TRACK

- misuratore pressione sanguigna clinicamente validato (ESH)
- pressione sistolica, diastolica e frequenza cardiaca (battiti al minuto)
- valutazione delle misurazioni come raccomandato dall'OMS
- rilevazione aritmia
- display con colore variante
- facile da usare e comodo
- 60 memorie
- con un solo clic, salva tutte le rilevazioni nell'account sulla App MyVitals



Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL.

### App iHEALTH MyVitals:

- registra dati, grafici e storico sulla App iHealth MyVitals
- promemoria misurazione; memorizzazione dati gratuita e sicura
- consente di condividere i risultati con gli amici o con il medico
- **23497 BRACCIALE ADULTI - 22-42 cm - ricambio**
- **23498 BRACCIALE OBESI - 42-48 cm**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Connessione: Bluetooth 4.0  
Dimensioni: 98x98x46 mm  
Circonferenza bracciale: 22-42 cm  
Peso: 438 g (inclusi bracciale + batterie)  
Metodo di misurazione: Oscillometrico, con gonfiaggio e sgonfiaggio automatici

Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5 V  
Durata batterie: 250 misurazioni  
Intervallo: Sis: 60-260 mmHg, Dia: 40-199 mmHg  
Intervallo pulsazioni: 40-180 bts/min

## 3 SFIGMO DA BRACCIO IHEALTH



Sfigmomanometro efficiente, leggero e sottile, che consente di visualizzare direttamente sullo schermo LED le misurazioni rilevate



European Society Hypertension



23495

La sincronizzazione Bluetooth 4.0 consente di salvare agevolmente tutte le misurazioni all'interno della App iHealth MyVitals

Peso: 232 g

### • 23495 SFIGMOMANOMETRO DA BRACCIO IHEALTH NEO BP5s - con display

- misuratore pressione sanguigna clinicamente validato
  - ampio schermo retroilluminato facile da leggere
  - misurazione della pressione sanguigna (sistolica, diastolica) e della frequenza cardiaca (battiti al minuto)
  - rilevazione aritmia
  - utenti multipli e memorie illimitate
  - visualizzazione storico dati e classificazione OMS
- Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Connessione: Bluetooth 4.0  
Dimensioni: 135x55x12 mm  
Dimensioni schermo: 30,4x27,8 mm  
Circonferenza bracciale: 22-42 cm  
Metodo di misurazione: Oscillometrico, con gonfiaggio e sgonfiaggio automatici  
Alimentazione: CC: 5 V, 1,0 A, batteria Li-ion 3,7 V  
Intervallo: Sis: 60-260 mmHg ±3 mmHg  
Dia: 40-199 mmHg ±3 mmHg  
Pulsazioni: 40-180 bpm



## 4 SFIGMO DA POLSO IHEALTH



European Society Hypertension

23501

23502

Tecnologia Motion Sensor: le rilevazioni non vengono effettuate se lo sfigmo non è posizionato correttamente

### • 23501 SFIGMOMANOMETRO DA POLSO IHEALTH SENSE BP7

### • 23502 SFIGMOMANOMETRO DA POLSO IHEALTH VIEW BP7s - con display

- misuratore pressione sanguigna clinicamente validato
  - ampio schermo retroilluminato facile da leggere (solo 23502)
  - misurazione della pressione sanguigna (sistolica, diastolica) e della frequenza cardiaca (battiti al minuto)
  - rilevazione aritmia
  - sensore della posizione sul polso per misurazioni ottimali
  - valutazione delle misurazioni come raccomandato dall'OMS\*
- Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Connessione: Bluetooth 4.0  
Dimensioni: 72x74x17,6 mm  
Dimensioni schermo: 44x26 mm  
Circonferenza bracciale: 13,5-22 cm  
Metodo di misurazione: Oscillometrico, con gonfiaggio e sgonfiaggio automatici  
Alimentazione: CC: 5 V, 1,0 A, batteria Li-ion 3,7 V, 400 mAh  
Intervallo: Sis: 60-260 mmHg  
Dia: 40-199 mmHg  
Pulsazioni: 40-180 bpm



23502

\*Organizzazione Mondiale della Sanità