

CARTE TERMICHE GIMA PER ECG - PER DIFFERENTI MARCHE DI ECG

Codice GIMA	PRODUTTORE E MODELLO ECG	Tipo	Largh mm	Lungh m	Fogli	Indic	Griglia*	Min. vendita	Codice GIMA	PRODUTTORE E MODELLO ECG	Tipo	Largh mm	Lungh m	Fogli	Indic	Griglia*	Min. vendita	
33012	MAC 400, MAC 600	pacco	80	90	280	si	ar/rosso	25	32997	Touch, TRIM I / II / III, Page Writer TC/20, TC/30	pacco	210	300	100	foro	ar/rosso	1	
33013	MAC 800	pacco	110	140	200	si	ar/rosso	25	32953	EPG 612	rotolo	112	23	-	no	ar/rosso	10	
33058	MEDIANA	rotolo	80	30	-	-	arancio	10	32960	EPG 12 view	rotolo	210	30	-	-	arancio	5	
33058	YM-303	rotolo	80	30	-	-	arancio	10	32964	EPG Project	rotolo	80	25	-	-	arancio	10	
29528	MEDICAL ECONET								32996	EPG Basik-pocket	rotolo	58	25	-	no	ar/rosso	20	
32952	SMART - 3		152	25	-	-	verde	10	33037	AT 1, AT 4	pacco	90	90	390	si	verde	25	
32950	Cardio M - Cardio M Plus	rotolo	215	25	-	-	arancio	5	32982	AT 2, CS 200	pacco	210	280	215	si	ar/rosso	1	
29522	SMART - 1	rotolo	215	23	-	-	verde	5	33038	AT 10	pacco	210	140	250	si	verde	10	
33058	MeCA 303i	rotolo	80	30	-	-	arancio	10	32983	AT 101	pacco	80	70	300	si	ar/rosso	20	
33014	MINDRAY								32984	AT 102	pacco	210	280	200	si	ar/rosso	1	
33016	Beneheart R3	rotolo	80	20	-	no	ar/rosso	10	33039	AT110, AT 10 Plus, AT 2 Plus	pacco	210	140	150	si	verde	5	
33016	Beneheart R3	pacco	80	70	200	si	ar/rosso	25	32987	Cardiopad, MS 2010	pacco	114	90	200	si	verde	20	
32966	BeneHeart R12	pacco	210	295	150	si	ar/rosso	1	33040	Esaoe my Cardiopad 2157036	pacco	210	140	180	si	ar/rosso	5	
33017	MORTARA								33041	Cardioart FT/1	pacco	114	150	64	si	arancio	20	
33017	Eli 50	pacco	50	70	200	si	ar/rosso	25	33042	Cardioart AT/1	pacco	80	70	300	si	arancio	20	
33010	Eli 100	rotolo	108	23	-	no	ar/rosso	10	33043	Cardioart AT/102-G2	pacco	210	280	100	si	arancio	1	
33019	Eli 210, 250, 280, 350, 380	pacco	210	300	250	si	ar/rosso	1	32990	SIEMENS								
33020	Eli 150	pacco	108	140	200	si	ar/rosso	25	32991	Cardiostat 1	pacco	50	75	400	si	ar/rosso	20	
33021	Eli 230	rotolo	210	20	-	no	ar/rosso	5	32991	Cardiostat 11	pacco	63	75	400	si	ar/rosso	25	
32988	NIHON KOHDEN								32988	TRISMED								
32988	ECG-6651 - Def. Series TEC 7100 / 7200 / 7300	rotolo	50	30	-	-	arancio	20	32989	Cardipia 200 / 201N	rotolo	50	30	-	-	arancio	20	
32994	Cardiofax 5403 - ECG-8240		145	30	-	-	arancio	10	32989	Cardipia 200, 203N	rotolo	63	30	-	no	ar/rosso	20	
33025	CARDIOFAX 8110, 9620, 1150K	rotolo	63	30	-	no	ar/rosso	20	33045	Cardipia 400, 406RS	rotolo	110	30	-	no	ar/rosso	10	
33026	Cardio-fax GEM/1250/1950, ECG-9010/9020/9022	pacco	210	140	215	si	bianco	10	33047	Cardipia 800, 812RS	rotolo	215	30	-	no	ar/rosso	5	
32962	Cardio-fax GEM/1250/1950, ECG-9010/9020/9022	pacco	210	140	215	si	ar/rosso	10	33647	ZOLL								
33027	GEM 9010, 9020, 9022, 1250, 1950	pacco	110	140	143	si	bianco	20	32964	R-Series, X-Series	rotolo	80	25	-	-	bianco	10	
33028	1500, 1550, 9110, 9130, 9132, 9320, 2250	pacco	210	295	170	si	bianco	1	32964	X-Series	rotolo	80	25	-	-	arancio	10	
32998	PHILIPS								32962	ZONCARE								
32998	Page Writer TC/10	rotolo	110	25	-	no	ar/rosso	10	32964	iMac 120 / iMac 1500 / iMac 1800	pacco	210	140	215	-	arancio	10	
32999	Page Writer TC/50 - TC/70	pacco	210	300	200	foro	ar/rosso	1	32964	ZQ-1203G / iMAC 300 / iMAC 30	rotolo	80	25	-	-	arancio	10	

ELETTRODI ECG FIAB CON CONNETTORE SNAP DECENTRATO

ELETTRODI MONOUSO CON CONNETTORE SNAP DECENTRATO						
Codice GIMA	Codice FIAB	Materiale	Dimensioni	Gel	Paziente	Minimo vendita
33308	F2017P	Schiuma PE	42 mm	Liquido	Pediatrico	conf. da 1.000 (20 buste da 50)
33309	F2017	Schiuma PE	50 mm	Liquido	Adulto	conf. da 1.000 (20 buste da 50)
33310	F2017H	Schiuma PE	60 mm	Liquido	Adulto large	conf. da 750 (25 buste da 30)

Tutti gli elettrodi hanno sensori in cloruro di argento



Applicazione monitoraggio a breve, medio e lungo termine, registrazione ECG sotto sforzo e holter

ELETTRODI 3M™ RED DOT™

Codice GIMA	Codice 3M	ELETTRODI 3M™ RED DOT™	Minimo vendita
Elettrodi a gel - diagnostica a breve termine			
33378	2330	3M™ Red Dot™ - 3,2 x 2,2 cm	busta da 100
Elettrodi di monitoraggio in schiuma			
33293	2570	3M™ Red Dot™ - 4 x 3,5 cm	busta da 50
Elettrodi di monitoraggio in tessuto non tessuto			
33299	2248-50	3M™ Red Dot™ - Pediatrici - Ø 4,5 cm	conf. da 50
33297	2239	3M™ Red Dot™ - Ø 6 cm	conf. da 1.000*

*20 buste da 50 pezzi



GEL E SPRAY ECG

- 33266 GEL ECG - 250 ml - conf. da 40 tubetti
 - 33267 GEL ECG - 5 l - conf. da 2 sacche**
 - 33268 GEL ECG SPRAY - 250 ml - conf. da 20 tubetti
- Da utilizzare con elettrodi senza gel durante esami sotto sforzo. Permette un agevole trasferimento delle onde al dispositivo. Ipoallergenico, non irrita la pelle e non contiene olio o sostanze oleose. Non presenta formaldeide o sale; è atossico e inodore.

- 33283 DOSATORE PER SACCA 5 l

**Include 1 fiasco vuoto da 250 ml e 1 beccuccio per ricaricare

