

PLACCHE ORIGINALI CU, PRIMEDIC E PROGETTI

Paio	5 paia	PLACCHE PEDIATRICHE: MARCA - MODELLO	Paio	10 paia	PLACCHE ADULTI: MARCA - MODELLO
33569	-	CU Medical System CU-ER1, CU-ER2, CU-ER3	35345	-	CU Medical System CU-ER1, CU-ER2, CU-ER3
33443	-	iPad NF 1200	33441	-	iPad NF 1200
35345	-	CU-SP1, CU-SP2, CU-SPR	35344	-	CU-SP1, CU-SP2
35405	-	CU-SPR (adulti/pediatria)	35405	-	CU-SPR (adulti/pediatria)
35390	-	Metrax-Primedic HeartSave Pad, AED, AED-M, 6, 6Sdal N.S. 739xxxxxxx	35392	-	Metrax-Primedic HeartSave Pad, AED, AED-M, 6, 6S dal N.S. 739xxxxxxx
			33388	-	HeartSave Pad, AED, AED-M, 6, 6S fino al N.S. 738xxxxxxx
			35380	-	Defimonitor XD1, XD3, XD10, XD30, XD100, XD300, XD110, XD330
33458	33459	Progetti Rescue Sam, Rescue 230, Rescue Life 5,7" e 7" con cavo	33458	33461	Progetti Rescue 230, Rescue Life 5,7" e 7"
			33420	33428	Rescue Sam con cavo

CARTA TERMICA ECG COMPATIBILE CON DEFIBRILLATORI - VARIE MARCHE

Codice GIMA	PRODUTTORE E MODELLO	Tipo	Largh. mm	Lungh. m	Fogli	Indicatore	Griglia*	Minimo vendita	Codice GIMA	PRODUTTORE E MODELLO	Tipo	Largh. mm	Lungh. m	Fogli	Indicatore	Griglia*	Minimo vendita
33099	Bexen Reanibex - 800	rotolo	106	20	-	no	ar/rosso	10	32988	Physio control Life Pack 9	rotolo	50	30	-	no	ar/rosso	20
33100	Corplus Corplus 3	rotolo	106	20	-	no	ar/rosso	10	33032	Life Pack 8-9-10	rotolo	50	23	-	no	ar/rosso	20
33103	Hewlett Packard 40457C/D,	rotolo	50	30	-	no	ar/rosso	20	33033	Life Pack 11-12-15-20	rotolo	107	25	-	no	ar/rosso	10
32968	Mindray Defi/Monitor	rotolo	50	20	-	no	ar/rosso	20	32963	Defigard 3002	rotolo	50	25	-	no	ar/rosso	20
33029	Nihon Kohden Def. TEC 5521, 5531,	pacco	50	100	200	no	ar/rosso	25	32983	Defigard 6002	pacco	80	70	300	si	ar/rosso	20
32988	Philips Tech-8300	rotolo	50	30	-	no	ar/rosso	20	32988	Welch Allyn Pic-30	rotolo	50	30	-	no	ar/rosso	20
33102	Defibrillator MRX	rotolo	75	25	-	no	ar/rosso	10	33106	Defi/1400 (P/N 8000-0300)	pacco	90	90	200	si	ar/rosso	20
33103	Heartstart XL	rotolo	50	30	-	no	ar/rosso	20	32964	X Series	rotolo	80	25	-	no	bianco	10
									33647	R Series, X Series	rotolo	80	25	-	no	ar/rosso	10

*ar/rosso: la griglia può essere arancione o rossa

MASCHERE RIANIMAZIONE

Collegamento ossigeno
CE 0476



34218

• **34218 MASCHERINA CPR** - maschera per rianimazione tascabile
Maschera non invasiva, senza lattice, con una valvola anti-reflusso. Un efficiente filtro previene il contatto diretto con il viso del paziente durante le operazioni di rianimazione bocca a bocca. Può essere utilizzata su adulti, bambini e neonati. Fornita in una scatola di plastica di dimensioni ridotte, con un tubo snodato per un utilizzo più semplice.



34211

34213

Portachivi: il colore della confezione può variare nel tempo

• **34211 MASCHERINA VENTO** - custodia plastica
• **34213 MASCHERINA VENTO** - conf. portachivi
Maschera per rianimazione bocca a bocca monouso con valvola anti-reflusso in policarbonato e schermo protettivo in PVC atossico per evitare ogni contatto diretto tra paziente e soccorritore. Disponibile in 2 versioni: in custodia di plastica o in confezione con portachivi. Istruzioni in GB, IT, FR, DE.

KIT DEFIBRILLATORI

• **34219 KIT ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI**
Maschera tascabile con accessori per la rianimazione e la defibrillazione.
Include:
1 maschera tascabile,
1 salvietta antisettica, CE 0197
4 guanti in vinile,
1 rasoio monouso,
3 confezioni di garze sterili.



34219

CARTELLI SEGNALATORI DAE-AED 35326

• **35326 CARTELLO SEGNALATORE DAE-AED IN ALLUMINIO 29x36 cm**
• **35327 CARTELLO SEGNALATORE DAE-AED DOPPIO IN ALLUMINIO - 34x36 cm**
Cartelli in foglio di alluminio con spessore 5/10. Preverniciati in bianco con serigrafia in verde. Preforati per montaggio a parete.



I cartelli sono conformi a
UNI EN ISO 7010:2012

350 g



354