

## PULSOXIMETRI PROFESSIONALI OXY-5 E OXY-6



34282

CE 0476

DISPLAY  
RETROILLUMINATO

34285

CE 0476

DISPLAY  
OLED  
A COLORI

34285

- 34282 PULSOXIMETRO DA DITO OXY-5
- 34265 PULSOXIMETRO DA DITO PEDIATRICO OXY-5
- 34285 PULSOXIMETRO DA DITO A COLORI OXY-6

Permette di rilevare saturazione, pulsazioni e perfusione dal dito del paziente (spessore dito 10-22 mm per i codici 34282-34285, 8-16 mm per codice 34265) in ambiente medico.

Caratteristiche principali:

- rilevazione SpO<sub>2</sub> e pulsazioni
- istogramma delle pulsazioni
- calcolo indice di perfusione. L'indice di perfusione è un valore numerico che indica l'intensità della pulsazione nel punto in cui viene posizionato il sensore. È un valore relativo che varia in base al paziente e al punto di misurazione
- grande precisione e ripetibilità dei risultati: i dispositivi sono prodotti da Gima (in stabilimenti in R.P.C.) e sottoposti a controlli di qualità rigorosi garantiti da un ente certificatore italiano (CE 0476 CERMET)
- precisione sin dalla prima lettura in pochi secondi grazie a un sistema unico di filtro dei disturbi
- grande stabilità durante la misurazione (piegamento del dito, morbo di Parkinson, movimenti delle mani, pressione del pulsante)

- allarmi visivi ed acustici
- accensione e spegnimento automatico (se il dito non è inserito)
- indicatore di carica in esaurimento
- manuale in 8 o 9 lingue (GB, FR, IT, ES, DE GR, PT, PL\*, Arabo)
- 50 ore di funzionamento con le batterie cariche (30 ore per OXY-6)
- fornito in valigetta di plastica con batterie e astuccio
- display orientabile in 4 direzioni (solo OXY-6)

- 35076 ASTUCCIO CORDURA con passante per cintura - blu

	CARATTERISTICHE TECNICHE		
	INTERVALLO	PRECISIONE	RISOLUZIONE
Pulsazioni:	30-240 bpm	± 2 bpm (2%)	1bpm
SpO <sub>2</sub> :	35%-99%	± 2% (75-99%) ± 3% (50-75%)	1%
Indice di perfusione:	0-20%	± 0,1% (0,2-2%) ± 0,2% (2-10%)	0,1%
Allarme:	SpO <sub>2</sub> : limite inferiore 90% Pulsazioni: basse: < 50 bpm - alte > 120 bpm		
Alimentazione:	2 batterie alcaline AAA 1,5V		
Norme:	IEC 60601-1-2 Classe II		
Display LCD:	saturazione ossigeno, pulsazioni, livello batteria		
Dimensioni - peso:	6,6x3,6x3,3 cm - 60 g comprese le batterie		

## ONYX® VANTAGE 9590



35085

Ampio display LED, lettura della SpO<sub>2</sub> e della frequenza cardiaca da ogni angolo, sia di giorno che di notte

Senza piombo (Pb) e senza lattice

Made in USA  
CE 0123

- 35085 PULSOXIMETRO NONIN ONYX® VANTAGE 9590 - nero
- 35084 PULSOXIMETRO NONIN ONYX® VANTAGE 9590 - blu

È l'unico pulsoximetro da dito con precisione scientificamente provata anche in situazioni di movimento e di bassa perfusione. Testato per l'uso sulle cinque dita della mano o dei piedi.

- **Precisione** - Prestazioni dimostrate scientificamente nella più vasta gamma di situazioni e di pazienti
  - **Durevolezza** - Resiste alle cadute e all'infiltrazione di acqua; adatto a migliaia di usi in qualsiasi ambiente, supera i requisiti dei test di ingresso dell'acqua IP32
  - **Efficienza** - Fino a 6.000 controlli saltuari o 36 ore di funzionamento continuo con due batterie AAA
  - **Sicurezza** - Prodotto negli U.S.A., senza piombo e senza lattice
  - **Versatilità** - Adatto per vari tipi di pazienti, dai bambini agli adulti di grossa corporatura (spessore dito da 8 a 25,4 mm)
  - **Garanzia** - 4 anni di garanzia
  - **Convenienza** - La precisione comprovata, la qualità e la lunga durata rendono Onyx Vantage molto vantaggioso nel lungo termine
- Manuale multilingue su CD: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, NL, PL, NO, FI, DK, SE.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo frequenza cardiaca:	18-321 bpm	±3 cifre (20-250 bpm)
Intervallo SpO <sub>2</sub> :	0-100%	±2 cifre (70-100%)
Intervallo SpO <sub>2</sub> con bassa perfusione:	70-100%	±2 cifre
Intervallo FC con bassa perfusione:	40-240 bpm	±3 cifre

## PULSOXIMETRO OXY-4

Dimensioni: 66x36x33 mm



35091

DISPLAY OLED  
A 2 COLORI

35092

CE 0476

- 35091 PULSOXIMETRO OXY-4 - blu - GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL
  - 35092 PULSOXIMETRO OXY-4 - arancione - GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL
  - 35093 PULSOXIMETRO OXY-4 - blu - GB, SE, FI, NL, HU, RO, HR, BG
- Rileva saturazione, pulsazioni e perfusione dal dito del paziente.
- leggero, di dimensioni ridotte e facile da usare
  - misura precisa della SpO<sub>2</sub> e delle pulsazioni
  - visualizzazione a due colori di SpO<sub>2</sub>, PR, PI, pletismogramma e istogramma delle pulsazioni
  - intervallo di misurazione SpO<sub>2</sub> 35 - 99%, pulsazioni 30 - 240 bpm
  - display innovativo orientabile in 4 direzioni
  - accensione e spegnimento automatici
  - funzionamento continuo per 30 ore con 2 pile alcaline AAA
  - funzione di allarme visivo e sonoro
  - indicazione del livello di carica della batteria, allarme batteria bassa
  - resistente all'ingresso di liquidi e alle cadute
  - manuale in 8 lingue: vedere sopra.
- 35076 ASTUCCIO IN CORDURA con passante per cintura - blu