

LANCETTE E PENNA PUNGIDITO

23919 PENNA PUNGIDITO

Penna pungidito riutilizzabile in plastica. La punta regolabile permette la regolazione precisa della penetrazione delle lancette, con 10 profondità selezionabili. Estrattore per lo smaltimento della lancetta in sicurezza.

Istruzioni: GB, FR, IT, ES.



23919

- 23917 LANCETTE GIMA - 28G - sterili - conf. da 25 pz.
 - 23916 LANCETTE GIMA - 28G - sterili - conf. da 100 pz.
 - 23918 LANCETTE GIMA 30G - sterili - conf. da 100 pz.
- Aghi fini utilizzabili con il codice 23919 e con la maggior parte delle penne presenti sul mercato per un prelievo di sangue per il controllo della glicemia. Rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale.



23916-17

23916



23917

Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, CZ, Arabo.

STRISCE GLUCOSIO ABBOTT

STRISCE GLUCOSIO ABBOTT FREESTYLE OPTIUM

Codice GIMA	Compatibilità	Minimo vendita
23942	FreeStyle Optium Neo, FreeStyle Libre,	conf. da 25
23943	FreeStyle Optium, Optium Xceed, Optium, Optium Easy, Boots	conf. da 50

STRISCE GLUCOSIO ABBOTT FREESTYLE LITE

23944	FreeStyle Lite, FreeStyle Freedom Lite,	conf. da 25
23945	FreeStyle InsuLinx, FreeStyle Navigator II	conf. da 50



Abbott

23942-3

23944-5



LANCETTE DI SICUREZZA QUADRATE E ROTONDE GIMALANCET - STERILI

Lancette di sicurezza di facile utilizzo e pratiche per soddisfare varie esigenze di prelievo di sangue capillare.


- **monouso**: il meccanismo di autodistruzione incorporato evita il riutilizzo del dispositivo

- la retrazione automatica dell'ago, dopo l'uso singolo, **elimina il rischio di lesioni accidentali e di contaminazione**

- **sterilizzazione garantita**: la lancetta è sterilizzata con raggi gamma e la punta dell'ago è protetta da una linguetta di sterilità fino al suo utilizzo, così da garantire una lunga scadenza dalla data di produzione



Conformazione push-pull a doppia molla per eliminare le vibrazioni dell'ago. Ago a triplo smusso ultra-appuntito.




Dispositivo pre-caricato e attivato a pressione, di facile utilizzo


Ago a triplo smussamento di alta qualità e a penetrazione rapida con una sola molla

LANCETTE DI SICUREZZA ROTONDE - AGHI GIMA								
Codice GIMA	Colore	Profondità penetrazione	Calibro	Flusso	Pungidito Glucosio Ematocrito	Sanguinamento	Minimo vendita	
24451	Giallo	2,2 mm	21G	40-60 µl	• • •	Alto	conf. da 100	
24453	Verde	2,2 mm	23G	40-60 µl	• • •	Alto	conf. da 100	
24454	Azzurro	1,8 mm	26G	5-10 µl	• • •	Medio	conf. da 100	
24455	Viola	1,8 mm	28G	5-10 µl	• • •	Basso	conf. da 100	

LANCETTE DI SICUREZZA QUADRATE - AGHI GIMA								
Codice GIMA	Colore	Profondità penetrazione	Calibro intero	Calibro punta	Flusso	Pungidito Glucosio Ematocrito	Minimo vendita	
24461	Arancio	2,2 mm	G21	G26	40-50 µl	• • •	Alto	
24463	Bianco	1,8 mm	G23	G23	20-40 µl	• • •	Medio	
24465	Viola	1,8 mm	G28	G21	5-10 µl	• • •	Basso	



Se il sangue entra in contatto con la punta della lancetta, richiudere usando il tappo al contrario e smaltire per evitare contaminazioni.



1 Rimuovere il tappo di protezione.
2 Spingere delicatamente contro l'area di prova.
3 Smaltire le lancette di sicurezza in un contenitore per oggetti affilati.

Dispositivo pre-caricato e attivato a pressione, di facile utilizzo

Ago a triplo smussamento di alta qualità e a penetrazione rapida con una sola molla



24461 24465 24451 24453 24454 24455

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, CZ, SE, RO, SK, NL, DK, FI, EE, HR, HU, LT, LV, NO, SI, BG, RU, GR, Arabo

LANCETTE AUTOMATICHE SURGILANCE - STERILI

LANCETTE AUTOMATICHE DI SICUREZZA SURGILANCE

Dispositivi multifunzione di campionamento di sangue capillare adatti per tutte le tipologie di test.

La lancetta di sicurezza one-step è più facile da usare, è più sicura, non è dolorosa e una volta usata non è più riutilizzabile.

L'alta velocità di penetrazione e prelievo riduce al minimo il dolore del paziente e gli errori dell'operatore.

Privo di lattice, ipoallergenico, monouso, sterile.

Manuale multilingue su www.medipurpose.com



CE 1008

Scatole multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, SE, DK, RU, GR.

24515

LANCETTE AUTOMATICHE DI SICUREZZA SURGILANCE™							
Codice GIMA	Colore	Profondità penetrazione	Calibro intero	Calibro punta	Flusso	Pungidito Glucosio Ematocrito	Minimo vendita
24513	Giallo	1,0 mm	G21	G26	5-10 µl	• • •	conf. da 100
24514	Grigio	1,8 mm	G21	G23	10-20 µl	• • •	conf. da 100
24515	Arancio	2,2 mm	G21	G22	20-40 µl	• • •	conf. da 100
24517	Rosa	2,8 mm	G21	G21	40-60 µl	• • •	conf. da 100

