

STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA GIMETTE 1, 5, 7, 21 E 28 LITRI

MADE IN ITALY



GIMETTE 1,5

35601



GIMETTE 7

35607

- 35601 GIMETTE 1,5 - sterilizzatrice ad aria calda
 - 35607 GIMETTE 7 - sterilizzatrice ad aria calda
- Sterilizzatrici automatiche ad aria calda, compatte e di alta qualità, sicure ed efficienti come i modelli più grandi. La struttura esterna è in lamiera verniciata con polvere epossidica antigraffio. La camera di sterilizzazione della capacità di 1,5 e 7 litri e il coperchio sono in acciaio inox. Vassoio estraibile traforato per la circolazione dell'aria, dotato di pinze. Tutti i componenti sono certificati dai più importanti marchi europei e l'assemblaggio è conforme alla norma EN-61010. Un secondo termostato di sicurezza entra in funzione qualora la temperatura superi 220°C. Un LED rosso segnala qualsiasi anomalia nella termoregolazione e la conseguente attivazione del termostato di sicurezza.
- 35631 RESISTENZA 250 W per 35601 - ricambio
 - 35607 RESISTENZA 400 W per 35607 - ricambio
 - 35612 GUARNIZIONE per 35607 - ricambio
 - 35613 GUARNIZIONE per 35601 - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

GIMETTE 1,5

Misure interne: 245x120x50 mm = vol. 1,5 dm³
 Misure esterne: 310x180x180 mm
 Consumo energia: 250 Watt

Peso: 4,3 kg
 Fusibile: 1 A

GIMETTE 7

Misure interne: 410x180x90 mm = vol. 7 dm³
 Misure esterne: 490x310x180 mm
 Consumo energia: 400 Watt

Peso: 8 Kg
 Fusibile: 2x2,5 A

Termometro: alta precisione con bulbo capillare

Caratteristiche uguali per entrambi i modelli:

Tensione di esercizio: 230 V - 50/60 Hz

Termostato: automatico, regolabile 0 - 200°C

Temporizzatore: manuale 0 - 120 minuti

2° Termostato: bimetallo omologato

Spie: LED verde temporizzatore; LED arancione riscaldamento; LED rosso allarme
 Manuale utente/di servizio in IT, GB, FR

MADE IN ITALY



GIMETTE 21

35621



GIMETTE 28

35628

- 35621 GIMETTE 21 - sterilizzatrice ad aria calda
 - 35628 GIMETTE 28 - sterilizzatrice ad aria calda
- Sterilizzatrice ad aria calda completamente automatica, con regolazione della temperatura da 0°C a 200°C, distrugge anche i microrganismi particolarmente resistenti. La struttura in acciaio inox è verniciata a polvere ad eccezione dello sportello, per avere la massima resistenza al calore, agli urti e al tempo. 4 vassoi traforati in alluminio anodizzato facilitano la circolazione dell'aria calda. Capacità: circa 20 l e 28 l. Un secondo termostato di sicurezza entra in funzione qualora la temperatura superi 230°C. Un LED rosso segnala qualsiasi anomalia nella

termoregolazione e la conseguente attivazione del termostato di sicurezza.
 Manuale utente/di servizio in IT, GB, FR

CARATTERISTICHE TECNICHE

GIMETTE 21

Misure interne mm: 300x250x260
 Volume approssimativo: 20 dm³
 Misure esterne mm: 440x340x400
 Peso: 13 kg
 Consumo energia: 600 Watt

GIMETTE 28

Misure interne mm: 380x250x260
 Volume approssimativo: 28 dm³
 Misure esterne mm: 550x340x400
 Peso: 17 kg
 Consumo energia: 500 Watt

Tensione di esercizio: 230 V - 50/60 Hz

Fusibili: 2 x 4 A

Temporizzatore: manuale 0 - 120 minuti

Termostato: automatico

Termometro: alta precisione con bulbo capillare

2° Termostato: bimetallo omologato

Spie: LED verde temporizzatore; LED arancione riscaldamento; LED rosso allarme

ACCESSORI DI RICAMBIO

STERILIZZATRICE	VASSOIO	GUARNIZIONE	RESISTENZA 600 W
Gimette 21	35610	35614	35639
Gimette 28	35611	35615	35639
Gimette 50*	-	35617	35639

*Richiede 2 resistenze