

VIDEO OTOSCOPIO VET MD SCOPE

- 32164 VIDEO OTOSCOPIO VET MD SCOPE CON 3 SONDE

Visualizzazione immediata

Lo schermo incorporato permette l'acquisizione e la visualizzazione immediata di un'immagine chiara e nitida. Basta premere un pulsante e attendere 3 sec.

Tempo reale di interazione

L'immagine medica può essere catturata e condivisa contemporaneamente su due monitor o scaricata su PC o MAC.

Cartella clinica elettronica

Viene generata automaticamente un'immagine medica per supportare la maggior parte dei sistemi informativi sanitari stand-alone.

Sonde e accessori a pagina 254.

- 32175 SUPPORTO DA TAVOLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display LCD a colori 2,4"
 Porta uscita video
 Dimensioni/peso: 8x20 cm - 218 g
 Durata della batteria: 4 ore



DOTAZIONE STANDARD

- 3 sonde videocamera 75/150/300 mm
- dongle immagini
- set cavi
- 2 batterie AA alcaline

32175



OTOSCOPIO VET HEINE

- 80500 SET OTOSCOPIO BETA 2,5 V - G-112.10.118

Set completo con testina aperta, 1 set di speculum chiusi lunghi in metallo (57x4,65x6,90x7 mm), manico con batteria, lampadina di ricambio, astuccio rigido.

- 31772 LAMPADINA 2,5 V PER OTOSCOPIO HEINE 077 - ricambio



80500



OTOSCOPI, OFTALMO E SET DIAGNOSTICI VETERINARIA



31442

La testa aperta dell'otoscopio è fornita con i codici 31422, 31424, 31425

31429



31424



31422



31425

- 31442 OTOSCOPIO PARKER VETERINARIA
- Include: set da 3 speculum autoclavabili in plastica (31447)



31447



31451 Adatti per piccoli animali



31453 Per testa aperta di otoscopio

- 31424 SET DIAGNOSTICO XENON-ALOGENO
- Include: testa aperta otoscopio xenon-alogeno + manico, testa oftalmoscopio xenon alogeno, set 5 speculum autoclavabili in plastica (31451), supporto illuminatore per abbassalingua in metallo, speculum nasale. **Manico ricaricabile 2,5 V:** Tutti i set hanno manici 2,5 V da usare con 2 batterie "C" o batterie ricaricabili (34467)



31426 Testa di illuminazione aperta

- 31422 SET OTOSCOPIO XENON-ALOGENO
- Include: testa aperta otoscopio xenon-alogeno + manico, set da 5 (31451) + 3 (31447) speculum autoclavabili in plastica)



31454

- 31425 SET DIAGNOSTICO XENON-ALOGENO
- Include: testa aperta otoscopio xenon-alogeno + manico, testa oftalmoscopio xenon-alogeno, set 3 speculum in metallo + 2 in metallo finestrato (31453) autoclavabili

Codice GIMA	SET VETERINARIA E ACCESSORI
31451	Set da 5 speculum autoclavabili in plastica (Ø 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 9 mm)
31447	Set da 3 speculum autoclavabili in plastica (Ø 4,5, 7 mm)
31453	Set da 3 speculum autoclavabili in metallo (Ø 4,5, 6 mm) + 2 speculum in metallo finestrato (Ø 7,5, 9,4 mm)
31454	Speculum nasale in ottone cromato 79 mm
31478	Lampadina xenon-alogeno per otoscopio 2,5 V
31479	Lampadina xenon-alogeno per oftalmoscopio 2,5 V
31449	Lampadina standard per otoscopio 2,5 V per 31442
31542	Stazione di ricarica
34467	Batteria Li-ion ricaricabile 2,5V / 3000 mAh
31429	Lente oscillante per i set VET 31422, 31424, 31425
31426	Testa di illuminazione aperta xenon/alogeno per 31422, 31424, 31425