

LACCIO EMOSTATICO VETERINARIO

- **80150 LACCIO EMOSTATICO VETERINARIO A SGANCIO RAPIDO - grigio**
Laccio emostatico veterinario a sgancio rapido per animali piccoli. Sottilissimo, ideale per gatti e cani di piccola taglia.
 - facile da applicare
 - pratico da gestire
 - laccio liscio ed elastico
 - morsetto in plastica per chiudere il laccio
- Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, GR, SE.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni morsetto laccio: 43x33x8 mm
Dimensioni laccio: 200 mm
Peso: 10 g

STRISCE URINE COMBISCREEN

- **24100 STRISCE URINE VETERINARIA**
- 11 parametri - tubetto da 100 strisce
- Per la rilevazione di glucosio, acido ascorbico, chetoni, proteine, valore ph, sangue, nitriti, leucociti, gravità specifica, bilirubina, urobilinogeno. Ogni confezione include un manuale per l'interpretazione dei risultati nei seguenti animali: cavalli, suini, bovini, pecore, capre, cani, gatti, conigli e cavie.
- Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, NL, DE.

PROTEZIONE DALL'ACIDO ASCORBICO



MADE IN GERMANY

Garantisce i più alti standard di qualità

TAPPETINI ASSORBENTI PER ANIMALI DOMESTICI

- **80900 TAPPETINO ASSORBENTE PER ANIMALI DOMESTICI 60x60 cm - conf. da 10**
 - **80901 TAPPETINO ASSORBENTE PER ANIMALI DOMESTICI 60x90 cm - conf. da 10**
- Tappetini per animali domestici con polimeri superassorbenti contenuti nello strato interno di cellulosa, per ritenere i fluidi e attenuare la formazione di cattivi odori. Pratici nastri adesivi sul lato inferiore fissano saldamente il tappetino alle superfici, evitandone lo spostamento. Adatti per bisogni fisiologici o perdite involontarie di liquidi organici a causa di incontinenza o altre patologie.

- controllo anti-odore
- pura cellulosa PEFC
- foglio posteriore atossico e impermeabile
- igienici, pratici e resistenti

Componenti: fluff di pura cellulosa PEFC, velino di ovatta di cellulosa PEFC, foglio superiore in polipropilene non tessuto, barriera esterna in PE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	80900	80901
Peso:	54,3 g	84,2 g
Capacità di assorbimento in conformità a ISO11948-1:	1100 g	1700 g

MADE IN ITALY



80901

80900

MAGNETOTERAPIA VETERINARIA KORA

- **80770 KIT BASE MAGNETOTERAPIA VETERINARIA KORA**
- **80771 MATERASSO KORA MAT 64x40 cm**

Kora è un dispositivo veterinario per terapia a campi elettromagnetici pulsati (CEMP). Ideale per ridurre dolore e infiammazione negli animali domestici. Adatto per trattare neuropatie, ulcere e patologie del sistema muscolo-scheletrico di gatti e cani di qualsiasi taglia. Programmi facili da utilizzare garantiscono una terapia sicura ed efficace per animali domestici. Si consiglia di usare un solo materasso Kora Mat per animali di taglia piccola o media e due materassi per animali di taglia grande o media, combinabili mediante velcro e collegabili a un unico dispositivo.




80770

Dispositivo Kora



Sfoderabile per il lavaggio



80770

+
80771

Per animali di taglia grande o media, 2 materassi possono essere combinati mediante velcro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali:	2
Display:	a colori
Intensità campo magnetico:	fino a 100 G
Frequenza:	fino a 75 Hz
Programmi:	18
Alimentazione:	15VCC-2A
Dimensioni:	180x110x50 mm

18 PROGRAMMI

Analgesia	Nervo sciatico
Artrite	Neuropatia
Artrosi	Protesi
Atrofia muscolare	Osteonecrosi
Discopatia	Osteoporosi
Fratture	Trattamento 1 Hz
Cicatizzazione	Trattamento 18 Hz
Lesione legamenti	Trattamento 50 Hz
Lesione tendini	Trattamento 75 Hz

DOTAZIONE STANDARD
Materasso Kora Mat
Alimentatore
Magnetete per verificare il funzionamento della terapia

Borsa per il trasporto
Manuale d'uso: GB, IT, ES, PT