

SACCHE URINA CON/SENZA VALVOLA ANTIREFLUSSO

Sacca urina standard (tubo 90 o 130 cm)

MADE IN SPAIN

28690 - 28688

28692 - 28689

28708

Sacche urina con valvola antireflusso (tubo 90 o 130 cm)

28691 - 28694

28693 - 28695

Etichette codice a barre per il rimborso disponibili per 28690/11/2/3 e 28707/8

Codice GIMA	STANDARD	Minimo vendita
28690	Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - in polybag	conf. da 30*
28688	Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - sfuse	conf. da 250
28692	Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - in polybag	conf. da 30*
28689	Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - sfuse	conf. da 200

SACCHE URINA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO

28691	Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - in polybag	conf. da 30*
28694	Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - sfuse	conf. da 250
28693	Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - in polybag	conf. da 30*
28695	Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - sfuse	conf. da 200

SACCA URINA DA GAMBA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO

28707	Sacca urina da gamba 750 cc - tubo 10 cm - in polybag completa di scarico push-pull	conf. da 30**
28708	Sacca urina da gamba 750 cc - tubo 35 cm - in polybag con scarico push-pull	conf. da 30**

Manuale in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL. Non sterili.
Tubo Ø: interno 5,05 mm, esterno 6,35 mm. Privo di lattice e ftalati.



Codice GIMA	GANCIO PER SACCA URINA	Minimo vendita
28698	Gancio con copertura riutilizzabile per sacca urina	conf. da 10
28699	Ganci per sacca urina - blu - sfusi	conf. da 200

CATETERI ESTERNI IN LATTICE PER UOMO E FISSAGGI PER CATETERI

28710

Catetere esterno per uomo

28724

Kit catetere + fascia idrocolloidale in una busta

Cateteri esterni per uomo realizzati in lattice medico naturale. Il tappo zigrinato evita che il sistema di drenaggio possa arrotolarsi e che il flusso di urina venga bloccato. Non sono possibili fuoriuscite o rigonfiamenti.

Sacchetto e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, RO, HU, SE, FI, GR, BG) escluso 28716

28716

Fascia idrocolloidale

28715

Fascia in schiuma

28719

Fascia elastica in schiuma Safe & Secure con chiusura velcro che costituisce un fissaggio alternativo non adesivo per il catetere esterno per uomo

Codice GIMA	CATETERI ESTERNI IN LATTICE PER UOMO	Misura	Minimo vendita
28713	Catetere esterno Ø 20 mm - uomo	XS	conf. da 30
28709	Catetere esterno Ø 25 mm - uomo	S	conf. da 30
28710	Catetere esterno Ø 30 mm - uomo	L	conf. da 30
28711	Catetere esterno Ø 35 mm - uomo	XL	conf. da 30
28712	Catetere esterno Ø 40 mm - uomo	XXL	conf. da 30

KIT: CATETERE ESTERNO PER UOMO + STRISCIA ADESIVA IN BUSTA

28724	Kit: catetere Ø 30 mm + fascia colloidale	L	conf. da 30
28725	Kit: catetere Ø 35 mm + fascia colloidale	XL	conf. da 30

FISSAGGI PER CATETERE ESTERNO PER UOMO

28715	Fascia biadesiva in schiuma 15x2x0,3 cm		conf. da 30
28716	Fascia biadesiva idrocolloidale 12x1,8x0,1 cm		conf. da 30
28719	Fascia in schiuma riutilizzabile Safe & Secure		busta da 5

SACCA URINA PEDIATRICA STERILE - PER BAMBINI E BAMBINE

28685

PEDIATRIC URINE COLLECTOR 100ml

CE 0123

• 28685 SACCA URINA PEDIATRICA 100 ml - sterile, conf. da 100 pz

Sacca per urina per uso pediatrico, confezionata individualmente in bustina di plastica. Può essere utilizzata per maschi e femmine.

Graduazione da 10 a 100 ml, sterile.

