


## PAD ESERCITAZIONE PER SUTURE

### • 23020 PAD ESERCITAZIONE SUTURE

#### con rete con ferite

Cuscino in silicone per simulare suture, 14 ferite. 3 strati: tessuto cutaneo, sottocutaneo, muscolare (strato supplementare sotto la pelle). Morbido come pelle vera. Etichetta e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT.



23020

Dimensioni 17,2x12x1,2 cm

## KIT ESERCITAZIONE PER SUTURE

### • 23022 KIT ESERCITAZIONE SUTURE

Include: pad in silicone (23020), 6 strumenti e 4 lame in acciaio inox, 8 suture e un astuccio in cuoio nero. Destinato solo a formazione ed esercitazione, non all'uso medico o veterinario. Etichette e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, DK, GR, RO.



Dimensioni del kit 19,5x22,5x3,5 cm

## STERI-STRIP™ 3M

Strisce adesive per la chiusura della pelle, sterili, traspiranti e comode da indossare.

Vedere pagina 410 per: Steri-strip 3M rinforzati o elastici, strisce di sutura.



DOTAZIONE STANDARD		
1 astuccio	1 manico bisturi n. 3 - 12,5 cm	8 suture:
1 pad per suture	1 pinza Mosquito - 12,5 cm	2 suture nylon 3/0
6 strumenti:	1 pinza medicazione - 12,5 cm	2 suture nylon 4/0
1 porta aghi - 12,5 cm	4 lame:	2 suture seta 3/0
1 pinza Adson - 12,5 cm	2 lame bisturi n. 10	2 suture seta 4/0
1 forcipe Iris - 12,5 cm	2 lame bisturi n. 11	

## CONFRONTO SUTURE HEALTHIUM - ETHICON - B BRAUN

NOME GENERICO DELLA SUTURA	Healthium	ETHICON	B BRAUN SHARING EXPERTISE
CATGUT SEMPLICE & CROMICO	-	GUT SUTURE PLAIN & CHROMIC	-
ACIDO POLIGLICOLICO	TRUGLYDE	-	SAFIL
ACIDO POLIGLICOLICO AD ASSORBIMENTO RAPIDO	TRUGLYDE FAST	-	SAFIL QUICK
POLIGLACTINA 910	TRUSYNTH	VICRYL	NOVONSYN
POLIGLACTINA 910 AD ASSORBIMENTO RAPIDO	TRUSYNTH FAST	VICRYL RAPID	-
POLIGLACTINA 910 RIVESTITA CON ANTIBATTERICO	-	VICRYL PLUS	-
MONOFILAMENTO POLIDIOSSANONE	PD SYNTH	PDS OR PDS II	MONOPLUS
MONOFILAMENTO POLIGLECAPRONE 25	MONOGLYDE	MONOCRYL	MONOSYN
MONOFILAMENTO NYLON DI POLIAMMIDE	TRULON	ETHILON / NUROLON	DAFILON
SETA INTRECCIATA & RIVESTITA	TRUSILK	MERSILK / PERMA-HAND SILK	SILKAM
MONOFILAMENTO POLIPROPILENE	TRULENE	PROLENE	PREMILENE/OPTILENE
POLIESTERE INTRECCIATO & RIVESTITO	TRUBOND	ETHIBOND, MERSILENE	PREMICRON/DAGROFIL
SUTURE IN ACCIAIO	TRUSTEEL	SURGICAL STEEL	STEELEX
SUTURE BARBED	TRUBARB	STRATAFIX	-

## SUTURE CHIRURGICHE NON ASSORBIBILI - STERILI Certificato MDR

**TRUBOND - sutura non assorbibile, poliestere intrecciato rivestito di silicone per sostegno permanente e resistenza**

Equivalente a Ethicon: ETHIBOND/MERSILENE

#### Caratteristiche tecniche

- poliestere intrecciato rivestito di silicone per un agevole fissaggio del nodo
- elevata resistenza alla trazione per garantire affidabilità
- bassa reattività dei tessuti - nessun cambiamento significativo nel corpo
- molto maneggevole e durevole
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 5 anni

#### Applicazioni

- fissaggi permanenti e amovibili
- impianti prostatici
- lifting facciali
- chirurgia cardiovascolare
- ideale per riparazione/sostituzione valvole

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



**TRUSTEEL - sutura monofilamento non assorbibile in acciaio**  
Equivalente a Ethicon: ETHISTEEL

#### Caratteristiche tecniche

- monofilamento in acciaio inox grado LVM 316
- compatibilità ottimale con tessuti corporei
- reattività dei tessuti bassa o assente
- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 5 anni

#### Applicazioni

- chirurgia ortopedica
- chiusura dello sterno

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



TRUBOND - confezione da 12 suture							
Codice GIMA	Calibro	Metri-co	Colore	For-ma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22770	2/0	3	Verde	1/2	Taglio conico doppio braccio	17 mm	90 cm
22771	3/0	2	Verde	1/2	Arrotondato	25 mm	90 cm
22772	3/0	2	Verde	3/8	Taglio	16 mm	38 cm
22773	4/0	1,5	Verde	3/8	Arrotondato	16 mm	76 cm
22774	5/0	1	Verde	3/8	Arrotondato doppio braccio	20 mm	76 cm
22775	0	3,5	Verde	1/2	Taglio inverso	50 mm	100 cm
22776	1	4	Verde	1/2	Taglio inverso	50 mm	100 cm
22777	2	5	Verde	1/2	Taglio conico pesante	45 mm	100 cm
22778	5	7	Verde	1/2	Punta trocar pesante	55 mm	100 cm

TRUSTEEL - confezione da 48 suture							
Codice GIMA	Calibro	Metri-co	Colore	For-ma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22790	1	4	Natural	1/2	Arrotondato punta smussa	40 mm	45 cm
22791	2	5	Natural	1/2	Taglio conico	40 mm	45 cm
22792	4	6	Natural	1/2	Taglio convenzionale	48 mm	45 cm
22793	5	7	Natural	1/2	Taglio conico	48 mm	45 cm
22794	6	8	Natural	1/2	Arrotondato punta smussa	44 mm	45 cm
22795*	6	8	Natural	1/2	Taglio convenzionale	48 mm	75 cm
22796	7	9	Natural	1/2	Taglio convenzionale	48 mm	45 cm

\*Questo codice è venduto solo in confezione da 24