

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - AUTOCLAVABILI A 135°C



VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - autoclavabili centinaia di volte
 Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili nelle sale operatorie, per contenere soluzioni detergenti e per la somministrazione di farmaci e fluidi.

4 valide ragioni per scegliere la

gamma di contenitori in plastica:

- 50% più economici dei modelli in acciaio inox
- autoclavabili illimitatamente a 135°C
- design moderno e accattivante
- più leggeri dei modelli in acciaio inox

Realizzati in polipropilene, un materiale facile da pulire e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici sanitari.

- 26630 SCODELLINO 60xh 40 mm - 50 ml - graduato
- 26631 SCODELLINO 80xh 60 mm - 200 ml - graduato
- 26632 SCODELLINO 100xh 70 mm - 300 ml - graduato
- 26633 SCODELLINO 150xh 70 mm - 500 ml - graduato
- 26635 BACINELLA 200xh 45 mm - 500 ml -- graduata
- 26636 BACINELLA 250xh 55 mm - 750 ml - graduata

Con rigonfiamenti speciali sul bordo per prevenire fenomeni di "vuoto" durante la sterilizzazione

- 26638 VASSOIO PER STRUMENTI 200x150x51 mm
- 26639 VASSOIO PER STRUMENTI 300x250x52 mm
- 26640 VASSOIO A SCOMPARTI 270x180x41 mm



26640

VASSOI E BACINELLE VALUE IN PLASTICA - AUTOCLAVABILI A 134°C

Linea economica di prodotti riutilizzabili in plastica.

Realizzati in polipropilene, facili da pulire e resistenti alla

maggioranza dei prodotti chimici sanitari.

Autoclavabili a 121°C (15 min), 126°C (10 min) o 134°C (3 min).



37702

37701

- 37701 CAPSULA 63x42 mm - 90 ml
- 37702 CAPSULA 90x60 mm - 240 ml



37705-250 ml

37706-500 ml

37707-1000 ml

37708-1500 ml

- 37705 BACINELLA RENIFORME 6" 155x75 mm
- 37706 BACINELLA RENIFORME 8" 205x100 mm
- 37707 BACINELLA RENIFORME 10" 260x125 mm
- 37708 BACINELLA RENIFORME 12" 306x140 mm



37710

37711

- 37710 CARAFFA GRADUATA 500 ml
- 37711 CARAFFA GRADUATA 1.000 ml
- 37712 CARAFFA GRADUATA 2.000 ml

Graduazione in rilievo per una lettura facilitata.



37715

- 37715 VASSOIO DA LABORATORIO 375x300xh 75 mm



37717

- 37717 VASSOIO A SCOMPARTI 266x175xh 42 mm



Fornito di coperchio aderente alla scanalatura del contenitore per evitare fuoriuscita di materiale.

37718

- 37718 CONTENITORE PER STRUMENTI 220x150xh 70 mm

VASSOI/BACINELLE DI CARTA DI CELLULOSA RICICLATA - IDROREPELLENTI

Contenitori monouso per urina e liquidi, realizzati in carta di cellulosa riciclata, leganti per carta e adiuvanti. Sicuri, puliti, atossici e senza lattice. Certificato di biocompatibilità in conformità a ISO 10993-10:2010. Sterilizzabili con procedura ETO standard. Istruzioni ed etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, GR, SE.

Materiale:
 Uso previsto:
 Resistenza:
 Smaltimento:
 Dispositivo medico:

CARATTERISTICHE TECNICHE

pasta di carta modellata
 contenimento e trasporto urina, sangue, vomito
 36 ore all'acqua, 4 ore ai liquidi organici
 biodegradabili
 MDR 2017/745 - Classe I non sterili

USO MEDICO



26645

- 26645 BACINELLA RENIFORME MONOUSO 0,65 l - conf. da 300
 Dimensioni: 24,7x12,2x4,4 cm



37680

- 37680 BACINELLA MONOUSO 3l - conf. da 100
 Dimensioni: 29,9x25,4x10,2 cm



37681

- 37681 CARAFFA GRADUATA MONOUSO 1,5 l - conf. da 150
 Dimensioni: 23,9x16,7x11,6 cm



37682

- 37682 ORINATOIO MASCHILE PORTATILE MONOUSO 0,9 l - conf. da 100
 Dimensioni: 26x11,5x11 cm