

# VASSOI E BACINELLE IN ACCIAIO INOX - AUTOCLAVABILI 121°C - AISI 304




**VASSOI E BACINELLE IN ACCIAIO INOX**  
In acciaio INOX AISI 304 con uno spessore minimo di 0,6 mm.

Codice GIMA	VASSOI STRUMENTI ANGOLI RETTANGOLARI
Senza coperchio	
26603	306x196xh 50 mm
26604	355x254xh 50 mm
26597	380x304xh 50 mm
26598	440x320xh 64 mm
Con coperchio	
26607	306x196xh 50 mm
26608	355x254xh 50 mm
26609	440x320xh 64 mm
Perforati con coperchio	
26646	223x126x h 45 mm
26647	355x254x h 50 mm

Forniti con coperchio



Codice GIMA	VASSOI STRUMENTI ANGOLI ROTONDI
Senza coperchio	
26599	223x126xh 45 mm
26602	264x172xh 47 mm
Con coperchio	
26605	223x126xh 45 mm
26606	264x172xh 47 mm



Codice GIMA	VASSOI STRUMENTI DENTALI
26600	208x109x h 15 mm
VASSOI STRUMENTI	
26601	210x160x h 25 mm
26629	313x218x h 31 mm



Codice GIMA	VASSOI MAYO - BORDI BASSI
Non perforati	
26613	254x165x h 18 mm
26614	350x252x h 16 mm
26615	432x295x h 19 mm
Perforati	
26651	350x252x h 16 mm



• 26573 PADELLA ROTONDA+COPERCHIO - manico lineare - Ø 300xh 85 mm



**PORTACOTONE CON COPERCHIO**  
 • 26623 PORTACOTONE - 0,5 l - Ø 102x65 mm  
 • 26624 PORTACOTONE - 1 l - Ø 103x126 mm  
 • 26625 PORTACOTONE - 2 l - Ø 127x161 mm



• 26626 PORTAPINZE - Ø 55xh 140 mm  
 • 26627 PORTAPINZE - Ø 55xh 180 mm  
 • 26628 PORTATERMOMETRI - Ø 33xh 80 mm  
 • 26620 BICCHIERE MEDICINE - 60 ml - Ø 53xh 53 mm



• 26590 PADELLA TIPO FRACTURE - con anello - 418x292x85 mm



• 26594 PADELLA TIPO FRACTURE - con manico tubolare - 418x292x85 mm



• 26593 PADELLA TIPO PERFECTION 354x289x97 mm



• 26578 URINALE MASCHILE - 1,2 l



• 26579 URINALE FEMMINILE - 1,2 l



• 26591 URINALE MASCHILE VERTICALE Ø 114x220 mm - 1,5 l