

SET INFUSIONE

SET PER INFUSIONE

Comprende: perforatore in ABS con presa d'aria, camera in PVC da 6 cm, tubo in PVC da 150 cm, rotella in ABS, attacco luer lock in ABS senza ago, punto iniezione senza lattice. Sterilizzato all'ossido di etilene.

- 26062 SET INFUSIONE A Y - sacchetto - conf. da 500 (20 sacche da 25)
- 26069 SET INFUSIONE - sacchetto - conf. da 500
- 26064 SET INFUSIONE - blister - conf. da 360 (18 sacche da 20)



26062

VALVOLA SENZA

26059 VALVOLA SENZA AGO - sterile - conf. da 500

Dispositivo a circuito chiuso senza ago per infusione e/o prelievo endovenosi.

Utile per la protezione degli accessi vascolari e di tutti i sistemi di infusione dotati di connettore Luer lock standard maschio.

Questo sistema di protezione chiuso e auto-sigillante consente di iniettare fluidi ed effettuare prelievi eliminando il rischio di punture accidentali agli operatori e riducendo il rischio di contaminazione dei pazienti.

Dispositivo medico Classe I.



Senza lattice
senza PVC

26059

SET INFUSIONE PER POMPE

26073 SET PER INFUSIONE ARIES - conf. da 150 (6 sacche da 25)

Set per infusione per la somministrazione di soluzioni tramite pompa direttamente nel corpo.

Testato con pompa per infusione Ampall Argus 707 e Optima PT.



AGHI SPINALI BD

Agghi per anestesia spinale BD con punta Quincke; sterili, monouso e privi di lattice.



CE 0318



23707

Codice GIMA	Codice BD	AGO PER ANESTESIA SPINALE BD CON PUNTA QUINCKE - STERILE	Minimo vendita
23705	405248	18G 3.50 IN 1,2x90 mm - rosa	conf. da 25
23707	405253	20G 3.50 IN 0,9x90 mm - giallo	conf. da 25
23709	405256	22G 3.50 IN 0,7x90 mm - nero	conf. da 25
23710	405240	23G 3.50 IN 0,64x90 mm - turchese	conf. da 25
23711	405257	25G 3.50 IN 0,5x90 mm - arancione	conf. da 25

KIT BRACCIO D'ADDESTRAMENTO IV MULTI-VEINOUS



26048

Lunghezza 72,4 cm Peso 1,7 kg



Laerdal
helping save lives

26049

Lunghezza 73,7 cm Peso 1,79 kg

26048 LAERDAL KIT BRACCIO D'ADDESTRAMENTO IV MULTI-VEINOUS MASCHILE

26049 LAERDAL KIT BRACCIO D'ADDESTRAMENTO IV MULTI-VEINOUS FEMMINILE

Riproduzioni di braccia a grandezza naturale con apparato multivenoso concepite per la terapia endovenosa periferica. Il kit comprende: braccio, pelle e vene di ricambio, sangue simulato, sacca per il sangue con connettore e tubi, clamp e gancio, 5 siringhe, lubrificante per manichino, custodia per il trasporto e istruzioni per l'uso.

CONTENITORE TAGLIENTI POCKET

25780 CONTENITORE RIFIUTI TAGLIENTI POCKET 0,4 l - 12,3x6,2xh 16,5 cm - conf. da 70

Contenitore monouso per smaltire rifiuti appuntiti e taglienti. La chiusura definitiva e inviolabile che impedisce la fuoriuscita di rifiuti e l'alta resistenza del contenitore garantiscono la massima qualità e sicurezza. Dotato del sistema brevettato di doppia apertura, è utilizzabile con una sola mano. La doppia apertura include un lato per smaltire aghi e penne da insulina e un lato con apertura grande per smaltire siringhe intere.



25780

Doppia apertura

Chiusura provvisoria

Chiusura definitiva



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE 25780, 25781

- Formato tascabile
- Forma ergonomica (25780)
- Pratico sistema di apertura
- Rimozione aghi
- Dispositivo rimozione penne da insulina
- Livello riempimento massimo
- Resistenza agli urti
- Resistenza alle perforazioni
- Maniglia robusta
- Possibile aggancio laterale
- Autoclavabile a 134°C per 18'
- Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento

CONTENITORE TAGLIENTI DISPO

25781 CONTENITORE RIFIUTI TAGLIENTI DISPO 0,5 l - 8,3x h 15,1 cm - conf. da 187

Contenitore monouso di forma conica, resistente alle perforazioni, per smaltire rifiuti appuntiti e taglienti. La chiusura definitiva e inviolabile che impedisce la fuoriuscita di rifiuti e l'alta resistenza del contenitore garantiscono la massima qualità e sicurezza. Chiusura provvisoria e definitiva con ampia apertura per lo smaltimento di rifiuti voluminosi, tre tacche per la rimozione di aghi e penne da insulina.



25781



Apertura facilitata del coperchio



Chiusura provvisoria



Chiusura definitiva

VASSOIO CON SCOMPARTI

37725 VASSOIO CON SCOMPARTI 35x24,5xh 4,4 cm - conf. da 24

Vassoio con scomparti adatto per trasportare piccoli contenitori e rifiuti ospedalieri di piccole dimensioni. Il vassoio è adatto per i contenitori PBS 25790-91-92 e per il contenitore CS 25782, vedere pagina 74.



37725
+ 25790

MADE IN ITALY

PRO SPIKE PER AGHI USATI

27149 CONTENITORE PRO SPIKE

27149

Piccolo contenitore monouso in plastica per la raccolta differenziata di rifiuti appuntiti e taglienti (aghi, bisturi) nel campo operatorio. Ha un coperchio intelligente con un sistema di chiusura di sicurezza e una clip per essere agganciato a cinture o zaini. Può essere smaltito con i contenitori.

Dimensioni:
90x54x185 mm
Peso: 88 g

