

BILANCE GIMA AMPIO QUADRANTE

• **27239 BILANCIA GIMA AMPIO QUADRANTE**
 Bilancia meccanica dal design classico: quadrante ampio ed estremamente leggibile, robusta scocca in acciaio. Fornita in confezione regalo multilingue.

**PORTATA
225 KG**



• **27240 BILANCIA GIMA DIGITALE AMPIO QUADRANTE**
 Bilancia digitale con grande display LCD di facile lettura (65 mm). Struttura in acciaio resistente e durevole, pedana comoda.

kg/lb/st selezionabile dall'utente. Fornita in scatola multilingue.



Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo



27240

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 225 kg Precisione: 100 g
 Capacità minima: 2 kg
 Alimentazione: batteria al litio (inclusa)
 Dimensioni: 430x380x70 mm



27239

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 160 kg Precisione: 1.000 g
 Capacità minima: 5 kg
 Ø quadrante: 180 mm Peso: 3 kg
 Dimensioni: 430x380x70 mm

BILANCIA MECCANICA



• **27230 BILANCIA MECCANICA**


Bilancia da bagno analogica stabile, con rivestimento in plastica.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HR, HU, SI, RO, EE, LT, LV, CZ, PL, RU, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 125 kg
 Precisione: 1.000 g Garanzia: 2 anni

BILANCE DA BAGNO DIGITALI GIMA



27248

• **27248 BILANCIA DIGITALE IN VETRO - nera**
 • **27249 BILANCIA DIGITALE IN VETRO - grigia**
 Bilancia da bagno elettronica con pedana in vetro temperato di 6 mm di spessore. Ultrasottile: è alta solo 19 mm. 4 sensori G di elevata precisione. Funzione di accensione e spegnimento automatici. kg/lb/st selezionabile dall'utente.

Scatola colorata e manuale multilingue:

GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, GR, HU, RO, FI, SE, HR, Arabo



27249

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: max 150 kg
 min 5 kg
 Precisione: 100 g
 Dimensioni: 300x300x19 mm
 Alimentazione: 1 batteria CR2032 al litio - non inclusa
 Garanzia: 2 anni

BILANCIA BODY FAT EXACTA



Manuale e scatola multilingue:
 GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU,
 GR, CZ, HR, DK, SE, FI, SI, TR, RU

27229

**FINO A
180 kg**



• **27229 BILANCIA BODY FAT EXACTA DELUXE**
 Misura peso, grasso, acqua, massa muscolare e il consumo calorico giornaliero. Sensore e sfioramento. Display LCD facile da leggere. Pedana ampia in vetro di sicurezza. Memoria per 8 utenti. Kg/lb/st selezionabile dall'utente. Funzione ON/OFF automatica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: max 180 kg, min 3 kg Precisione: 100 g
 Dimensioni: 310x310x22 mm Display LCD: 31 mm
 Alimentazione: 2 batterie CR2032 - incluse Garanzia: 3 anni

BILANCIA DIGITALE OMRON



27087

**FINO A
180 kg**



• **27087 BILANCIA DIGITALE OMRON HN286**
 Bilancia elettronica da bagno con 4 sensori integrati per una lettura rapida e affidabile, fino a 180 kg. Spegnimento automatico dopo 6 secondi. Accensione per contatto con la pedana. Manuale multilingue in tutte le lingue europee, NO, TR, RU, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 5 - 180 kg Precisione: 100 g
 Alimentazione: batteria CR2032 al litio - inclusa
 Dimensioni: 300x300x18 mm Peso: 1,9 kg