



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D'URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA
ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ
NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY
NØDTASKER OG RYGSAKKE
HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID
HÄTÄLAUKUT JA REPUT
TORBE I RUKSAK ZA HITNU POMOC
VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK
AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS
ÁRKÁRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS
NØDSEKKER OG RYGGSEKER
NOODTASSEN EN RUGZAKKEN
TORBY I PLECAKI AWARYJNE
GENTI ȘI RUCI DE URGENTĂ
NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY
TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI
NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR
ئاراولطانالاحل رهظ جورخو بئاقح

لصانع

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvodáč/
Κατασκευαστής/Gamintojas Fabrikant/Producent/Producent/Tillverkare/Gyártó/Valmistaja/
производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/Výrobca/Proizvajalec/Produsent/الصانع
QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή
από / Importat de / Importowane przez / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Uvezao /
Importälja / Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av /
Importavo / :
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استء بر اد
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι τσάντες και τα σακίδια πλάτης της GIMA έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικά η παροχή πρώτων βοηθειών. Εξασφαλίζουν ασφαλή μεταφορά χάρη στις πρακτικές θήκες αποθήκευσης για όργανα, φάρμακα, προϊόντα, ιατρικές συσκευές ή συσκευές πρώτων βοηθειών. Οι τσάντες και τα σακίδια πλάτης παρέχονται άδεια.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα με σχετική ειδικευση, που γνωρίζουν τους περιορισμούς υγιεινής λόγω της χρήσης του προϊόντος σε χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν ρυπογόνα ή βακτηριολογικά μολυσμένα στοιχεία. Η GIMA δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημιές που προκαλούνται στο περιεχόμενο ή για ζημιές που το περιεχόμενο μπορεί να προκαλέσει στην ίδια την τσάντα ή στο σακίδιο πλάτης.

Το προϊόν, ή οποιοδήποτε από τα μέρη του, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.

Μην αφήνετε το προϊόν δίχως επίβλεψη, σε σημείο προσβάσιμο σε παιδιά ή μη ειδικευμένο προσωπικό.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει οποιαδήποτε ζημιά και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Αποφύγετε οποιαδήποτε προσωρινή επιδιόρθωση.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης απαιτείται προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά στα φερμουάρ.

Όταν ανοίγετε και κλείνετε τα φερμουάρ βεβαιωθείτε ότι δεν μπλέκονται σε άλλα υλικά και πάντα να τα ανοίγετε ή να τα κλείνετε ως το τέρμα.

Εάν χυθεί οποιοδήποτε υγρό ή σκόνη από κάποιο μπουκάλι, καθαρίστε και απολυμάνετε την τσάντα ή το σακίδιο πλάτης, διαφορετικά μπορεί να καταστρέψουν ή να μολύνουν την ίδια την τσάντα ή τα προϊόντα που περιέχονται σε αυτήν.



Μην παραγεμίζετε το προϊόν. Το βάρος και το σχήμα του περιεχομένου πρέπει να είναι κατάλληλο για τον τύπο της τσάντας ή του σακιδίου πλάτης. Επαληθεύετε πάντα ότι το βάρος του περιεχομένου δεν υπερβαίνει τις ενδείξεις βάρους του μοντέλου της τσάντας ή τις ικανότητες του χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με το μέγιστο βάρος που επιτρέπεται να σηκώνετε και να μεταφέρετε χειροκίνητα, συμβουλευτείτε τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Εάν δεν είστε προσεκτικοί υπάρχει κίνδυνος να κοπείτε ή/και να τραυματιστείτε από τα στοιχεία της συσκευασίας (χαρτί, σελοφάν, μεταλλικοί συνδετήρες συρραπτικού, αυτοκόλλητη ταινία, κτλ.). Αφαιρέστε τα με κατάλληλα εργαλεία και μην τα αφήνετε σε σημεία προσβάσιμα σε μη αρμόδια άτομα. Το ίδιο ισχύει και για τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα της συσκευασίας (ψαλίδι, μαχαίρι, κτλ.).

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνετε μετά από το άνοιγμα της συσκευασίας είναι να ελέγξετε όλα τα μέρη του προϊόντος. Επαληθεύστε ότι όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα είναι στη θέση τους και επιβεβαιώστε την κατάσταση τους: κίνηση των φερμουάρ, σύνδεση των κλιπ, velcro ή λουριών, αντίσταση των λαβών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αδειάστε όλες τις τσέπες και τινάξτε καλά για να απομακρυνθούν τυχόν σκουπίδια. Έπειτα, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό και νερό για να καθαρίσετε τυχόν λεκέδες ή σημεία με βρωμιά. Για πιο σχολαστικό καθαρισμό, μπορείτε να πλύνετε την τσάντα στο χέρι χρησιμοποιώντας ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Τρίψτε απαλά το ύφασμα με μια μαλακή βούρτσα ή ένα πανί και έπειτα ξεβγάλτε καλά. Τέλος, κρεμάστε την τσάντα για να στεγνώσει στον αέρα. Αποφύγετε τη χρήση ισχυρών χημικών ή χλωρίνης διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στο πολυεστερικό ύφασμα.

Οι τσάντες και τα σακίδια πλάτης δεν πρέπει να τοποθετούνται σε αυτόκαυστο κλίβανο.

Θηρείτε τους νόμους που ισχύουν στη χώρα χρήσης σχετικά με την απόρριψη του προϊόντος.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών