



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ALTIMETRO DA PARETE

WALL MOUNTED HEIGHT METER

TOISE MURALE

ALTÍMETRO DE PARED

ALTÍMETRO DE PAREDE

WANDBEFESTIGTES ROLLMESSBAND

NAŚCIENNY WYSOKOŚCIOMIERZ

MĚSURÁTOR ÎNĂLȚIME MONTAT PE PERETE

FALRA SZERELHETŐ MAGASSÁGMÉRŐ

SEINÄASENTEINEN PITUUSMITTA

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

مقياس طول حائطي التثبيت

РЪСТОМЕР, МОНТИРАН НА СТЕНА

SEINALE PAIGALDATAV PIKKUSMÕÕDIK

MJERITELJ VISINE MONTIRAN NA ZID

ANT SIENOS MONTUOJAMAS AUKŠČIO MATUOKLIS

WANDGEMONTEERDE LENGTEMETER

VÝŠKOMER MONTOVANÝ NA STENU

STENSKI MERILNIK VIŠINE

VÄGGMONTERAD LÄNGDMÄTARE

Incertezza di 9 mm a 2 metri

Uncertainty of 9 mm at 2 m

Au-delà de 2 mètres la valeur peut osciller de 9 mm

Oscilación de 9 mm a una distancia de 2 metros

Incerteza de medição (desvio-padrão) de 9 mm a 2 metros

Schwankung von 9 mm bei einer Distanz von 2 m

Niedokładność 9 mm na 2 m

Diferență de 9 mm la 2 m

2 méteren 9 mm-es pontatlanság előfordulhat

Epätarkkuus 9 mm 2 metrissä

Αβεβαιότητα 9 mm στα 2 μέτρα

نسبة الشك في القياس 9 ملم لكل 2 متر

Неточность 9 мм на 2 м

Mõõtemääramatus 2 m-l 9 mm

Odstupanje od 9 mm na 2m

9 mm paklaida 2m

Tolerantie 9 mm bij 2 m

Neistota 9 mm v 2 m

Odstopanje 9 mm na 2 m

Osäkerhet på 9 mm vid 2m

REF 27335



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China

CE 0476



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το επιτοίχιο αναστημόμετρο GIMA (κωδ. 27335) είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ύψους ενός ατόμου σε εκατοστά.

Το επιτοίχιο αναστημόμετρο τοποθετείται στον τοίχο, μπορεί να μετρήσει ύψος έως 2 μέτρα, δίνει τη δυνατότητα για γρήγορη μέτρηση του αναστήματος και δεν πιάνει χώρο.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ



Μην τραβάτε απότομα τον δείκτη, διότι ενδέχεται να σπάσει η βαθμονομημένη ταινία.
Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό.



Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν εντοπίσετε κάποια ζημιά. Απευθυνθείτε στον πωλητή σας.

Αποφύγετε οποιαδήποτε πρόχειρη επισκευή. Η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με γνώση ανταλλακτικά τα οποία πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση.

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και στις περιβαλλοντικές συνθήκες που προβλέπονται για την κανονική χρήση και επομένως δεν απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, θα πρέπει να τοποθετείται σε κλειστό χώρο, αποφεύγοντας την έκθεση στο φως και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και θα πρέπει να προστατεύεται από τη σκόνη ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής. Επίσης συνιστάται η αποθήκευση του προϊόντος σε χώρο που είναι εύκολα προσβάσιμος από τους χρήστες σε περίπτωση ανάγκης.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Λάβετε υπόψη ότι, εάν δεν χειρίζεστε τα μέρη της συσκευασίας προσεκτικά (χαρτί, σελοφάν, μεταλλικά στοιχεία, κολλητική ταινία, κτλ.), μπορεί να κοπείτε και/ή να τραυματιστείτε.

Αυτά πρέπει να αφαιρούνται με κατάλληλα εργαλεία και να φυλάσσονται μακριά από άτομα που δεν είναι υπεύθυνα. Το ίδιο ισχύει και για τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση των συσκευασιών (ψαλίδια, μαχαίρια, κτλ.).

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να εκτελείται μετά την απομάκρυνση των συσκευασιών, είναι ο γενικός έλεγχος των εξαρτημάτων και των στοιχείων από τα οποία αποτελείται το προϊόν. Επιβεβαιώστε ότι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέρη και ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Για τη συναρμολόγηση του επιτοίχιου αναστημόμετρου θα πρέπει να τοποθετήσετε τον δείκτη πάνω στον τοίχο, σε ύψος ακριβώς 2 μέτρων από το επίπεδο του δαπέδου και, κρατώντας σταθερά το προϊόν, να στερεώσετε το πλακίδιο με τα ειδικά ούπα. Σε αυτό το σημείο το επιτοίχιο αναστημόμετρο είναι έτοιμο για χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για τη μέτρηση του αναστήματος αρκεί να πιάσετε τον δείκτη με το ένα χέρι και να τον τραβήξετε προς τα κάτω, μέχρι να ακουμπήσει στο κεφάλι του ατόμου που υποβάλλεται στη μέτρηση και έπειτα να διαβάσετε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κόκκινη γραμμή στο ειδικό παραθυράκι.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντέχει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο καθαρισμός του οργάνου συνιστάται να γίνεται με ήπιο καθαριστικό.



Για την εξασφάλιση ενός καλύτερου επιπέδου υγιεινής συνιστάται να καθαρίζετε τον δείκτη με απολυμαντικό σε κάθε χρήση.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

	<p>IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen PL - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi RO - Atentie: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare HU - Figyelem: Figyelmesen olvassa el és kövesse a használati utasításokat (figyelmeztetéseket) FI - Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti GR - Προσοχή: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις) AR - الحذر - قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية</p>	<p>IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller PL - Producent RO - Producător HU - Gyártó FI - Valmistaja GR - Παραγωγός AR - الشركة المصنعة</p>
	<p>IT - Leggere le istruzioni per l'uso GB - Consult instructions for use FR - Consulter les instructions d'utilisation ES - Consultar las instrucciones de uso PT - Consulte as instruções de uso DE - Gebrauchsanweisung beachten PL - Przeczytaj instrukcję użytkowania RO - Citiți instrucțiunile de utilizare HU - Olvassa el a használati utasításokat FI - Lue käyttöohjeet GR - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης AR - اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام</p>	<p>IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec ES - Conservar en un lugar fresco y seco PT - Armazenar em local fresco e seco DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern PL - Przechowywać w suchym miejscu RO - A se păstra într-un loc răcoros și uscat HU - Száraz, hűvös helyen tárolandó FI - Säilytä kuivassa ja viileässä GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον AR - يحفظ في مكان بارد وجاف</p> <p>IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight FR - À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern PL - Przechowywać z dala od światła słonecznego RO - A se păstra ferit de razele soarelui HU - Napfénytől védve tárolandó FI - Säilytä auringonvalolta suojassa GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία AR - يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس</p>
	<p>IT - Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE GB - Medical Device complies with Directive 93/42/EEC FR - Dispositif médical conforme à la directive 93/42 / CEE ES - Dispositivo médico según a la Directiva 93/42 / CEE PT - Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE DE - Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/CEE PL - Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą 93/42 / CEE RO - Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile Directivei 93/42/CEE HU - Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile Directivei 93/42/CEE FI - Direktiivin 93/42/ETY mukainen lääkekinnällinen laite GR - Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42 / CEE AR - جهاز طبي يتوافق مع التوجيه CEE/93/42</p>	<p>IT - Rappresentante autorizzato in Svizzera GB - Authorized Representative in Swiss FR - Représentant autorisé en Suisse ES - Representante autorizado en Suiza PT - Representante autorizado no Suíço DE - Autorisierter Vertreter im Schweizer PL - Autoryzowany Przedstawiciel w Szwajcarski FI - Valtuutettu edustaja Sveitsiläinen RO - Reprezentant autorizat în Elveția HU - Meghatalmazott képviselő az Svájci GR - Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στο ΕΛΒΕΤΟΣ AR - الممثل المعتمد في سويسرا</p>
	<p>IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode PL - Numer katalogowy RO - Cod produs HU - Termékkód FI - Tuotekoodi GR - Κωδικός προϊόντος AR - كود المنتج</p>	<p>CH REP</p>
	<p>IT - Numero di lotto GB - Lot number FR - Numéro de lot ES - Número de lote PT - Número de lote DE - Chargennummer PL - Kod partii RO - Număr de lot HU - Tételszám FI - Eränumero GR - Αριθμός παρτίδας AR - رقم الدفعة</p>	