



AVVERTENZE

Il prodotto è monouso, non riutilizzare. Il prodotto è di utilizzo di personale specializzato. Controllare l'integrità della confezione prima dell'uso. Controllare l'integrità dei componenti. Non usare se il prodotto appare danneggiato. Sterilità garantita per confezione integra. Dopo l'uso non disperdere nell'ambiente. Usare entro la data di scadenza.

DESTINAZIONE D'USO

Per procedure ambulatoriali / chirurgiche

MODALITA' D'USO

Aprire la confezione verificandone l'integrità ed estrarre il contenuto in maniera sterile. Poggiare il contenuto sul tavolo servitore o madre e aprire sterilmente il contenuto in maniera asettica, secondo tecniche procedurali come protocollo clinico in uso.

RESPONSABILITA'

Cam Hospital declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dall'uso scorretto e/o improprio del dispositivo o a seguito di utilizzo da parte di personale non adeguatamente addestrato.

WARNINGS

The product is disposable and should not be reused. The product is to be used by qualified personnel. Package integrity should be checked before use. Check for the integrity of components. Do not use if the product looks damaged. Sterility is guaranteed provided that the package is intact. Do not discard into the environment after use. Use before expiry date.

INTENDED USE

Outpatient/surgical procedures.

INSTRUCTIONS FOR USE

Open the package, checking for its integrity, and take out its contents in a sterile manner. Place the contents on the instrument table or stand and open the contents in a sterile and aseptic manner. In compliance with the procedural techniques envisaged by the clinical protocol in use.

LIABILITY

Cam Hospital disclaims any liability for damages to people and/or objects arising from the incorrect and/or improper use of the device or as a result of use by staff without proper training.



Cam Hospital S.r.l. - Italy

2693
00000**KIT RIMOZIONE SUTURA**

Removal Suture Kit

Codice / Code ME-PL085

Copyright © 2007 by Elsevier Inc.

- 01 TELA CAMPO / Field drape
01 PINZA ANATOMICA / Anatomical forceps
01 PINZA AD ANELLI / Sponge holder forceps
01 FORBICE LITTAUER / Littauer scissors
05 COMPR. DI GARZA cm 7,5x7,5x1 / Gauze swabs
01 COMPR. DI TNT cm 10x10x4 / Non-woven swabs
05 TAMPONE DI GARZA O mm 35 / Gauze ball
02 QUANTI MONOUSO M / Disposable gloves
01 SACCHETTO RIFIUTI G / Waste bag
01 CEROTTO IN TNT cm 15x12 / Non-woven tape

DISPOSABLE - STERILITY GUARANTEED FOR THE COMPLETE PACKAGING