



GIMA 33281

SPRAY DETERGENTE SONDE ULTRASUONI - 250 ml
GEL PROBE CLEANER 250 ml
NETTOYANT DE GEL POUR SONDES 250 ml
GEL DETERGENTE SONDA ULTRASONIDOS 250 ml



Turkuaz Sağlık Hizmetleri, Medikal, Temizlik
Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Akçaburgaz Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.
No:45/5 34522 Esenyurt / İstanbul / Türkiye
Made in Turkey

REF UPC-0001

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

Conf. 20 pezzi / Box of 20 pieces

Boîte de 20 pièces / Caja de 20 piezas

Numero di lotto GIMA: 000067

GIMA Lot number: 000067

Numéro de lot GIMA: 000067

Número de lote GIMA: 000067

LOT



CARTONE ONDULATO
CORRUGATED
CARDBOARD



RACCOLTA CARTA
PAPER COLLECTION

Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti
Please refer to the provisions of your municipality concerning waste disposal



Yüzey Temizleme Solüsyonu Surface Cleaning Solution

YÜZEY TEMİZLEME SOLÜSYONU

İÇERİK: Deiyonize su, noniyonik yüzey aktif madde (Cas No: 9016-45-9), katyonik yüzey aktif madde (Cas No: 63449-41-2), Benzil Alkol, Metilkloroizotiazolinon, Metiltioziazolinon.

KULLANIM AMACI: Yüzeylerin temizliğinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ: Temizlenmek istenen yüzey üzerine 15 - 20 cm geriden sprej sıkılarak temiz bir bez veya kağıt mendille silinir.

UYARILAR: Göze temasından kaçınılmalı. Temas halinde bol su ile yıkamalı.

Güneş ışığından uzakta ve çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.

SURFACE CLEANING SOLUTION

INGREDIENTS: Deionized water, active substance for non-ionic surfaces (Cas No: 9016-45-9), active substance for cationic surfaces (Cas No: 63449-41-2), Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

INTENDED USE: Used for cleaning surfaces.

USAGE: Spray on the surface to be cleaned from 15 - 20 cm behind and wipe with a clean cloth or tissue.

WARNINGS: Avoid contact with eyes. In case of contact, wash with plenty of water. Keep away from sunlight and out of reach of children.

SOLUZIONE DETERGENTE PER SUPERFICI

INGREDIENTE: Acqua deionizzata, principio attivo superfici non ioniche (Cas No.: 9016-45-9), principio attivo superfici cationiche (N. Cas: 63449-41-2), Alcool Benzilico, Metilcloroisotiazolinone, Metilisotiazolinone.

USO PREVISTO: Pulizia di superfici.

MODALITÀ D'USO: Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire da una distanza di 15-20 cm e pulire con un panno o una salvietta di carta puliti.

AVVERTENZE: Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, lavare con abbondante acqua. Tenere il prodotto al riparo dalla luce solare e fuori dalla portata dei bambini.

SOLUTION DÉTERGENTE POUR SURFACES

INGRÉDIENTS: Eau déminéralisée, substance active surfaces non ioniques (Cas No.: 9016-45-9), substance active surfaces cationiques (No. Cas: 63449-41-2), Alcool benzylique, Méthylchloroisothiazolinone, Méthylisothiazolinone.

USAGE PRÉVU: Nettoyage de surfaces.

MODE D'UTILISATION: Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer depuis une distance de 15-20 cm et essuyer avec un chiffon ou une lingette de papier propre.

AVERTISSEMENTS: Évitez le contact avec les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau. Conservez le produit à l'abri de la lumière du soleil et hors de la portée des enfants.

SOLUCIÓN PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES

INGREDIENTES: Agua desionizada, sustancia activa superficies no iónicas (Cas No.: 9016-45-9), sustancia activa superficies catiónicas (Nº Cas: 63449-41-2), Bensilalcohol, Clorometilisotiazolinona y Metilisotiazolinona.

USO PREVISTO: Limpieza de superficies.

MODO DE EMPLEO: Rocíe el producto sobre la superficie a limpiar desde una distancia de 15-20 cm y frote con un paño o papel limpio.

ADVERTENCIAS: Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto, lave con abundante agua. Mantenga el producto alejado de la luz solar y fuera del alcance de los niños.

SOLUÇÃO DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

INGREDIENTES: Água de-ionizada, substância ativa superfícies não iônicas (Cas No.: 9016-45-9), substância ativa superfícies catiónicas (Nº Cas: 63449-41-2), Alcool Benzílico, Metilcloroisotiazolinona e Metilisotiazolinona.

USO PREVISTO: Limpeza de superfícies.

COMO USAR: Pulverize o produto na superfície a limpar a uma distância de 15-20 cm e esfregue com um pano ou papel toalha limpo.

ADVERTÊNCIAS: Evite o contato com os olhos. Em caso de contato, lave com água. Mantenha o produto longe da luz solar e fora do alcance das crianças.



turkuaz
Healthcare

Turkuaz Sağlık Hizmetleri, Medikal, Temizlik Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Akşarburg Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.
No:45/5 34522 Esenyurt / İstanbul / Türkiye
T +90 212 428 6848 Pbx F +90 212 428 6853
info@turkuazsaglik.com.tr / www.turkuazsaglik.com.tr

250 ml e

REF UPC-0001 # Y1015.103.0002



Rev: 01/11/2005



Distribütör/Distributor/Distributore
Distributeur/Distribuidor/Distribuidor

GIMA S.P.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com