

工厂打印标签示意图

MD Nasal Mask / Maschera nasale
Model/Modello: YN-02

REF MN02001

LOT 1231008 2023-10-17 2028-10-16

Suzhou Yuyue Medical Technology Co., Ltd.
No.9 Jinfeng Road, Suzhou Science & Technology Town,
215163 Suzhou, Jiangsu, PRC

EC REP Metrax GmbH
Rheinwaldstr. 22, 78628 Rottweil, Germany

UDI (01)06922166510510
(11)231017
(17)281016
(10)1231008

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CE 0123

MD Nasal Mask / Maschera nasale
Model/Modello: YN-02

REF MN02002

LOT 1231008 2023-10-17 2028-10-16

Suzhou Yuyue Medical Technology Co., Ltd.
No.9 Jinfeng Road, Suzhou Science & Technology Town,
215163 Suzhou, Jiangsu, PRC

EC REP Metrax GmbH
Rheinwaldstr. 22, 78628 Rottweil, Germany

UDI (01)06922166510527
(11)231017
(17)281016
(10)1231008

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CE 0123

技术要求:

- 印刷内容以电子矢量图档为准;
- 标签打印清晰、无缺印、重印,切边整齐完整;
- 产品名称:根据实际生产填写,
口鼻罩(YP/RT系列)填写: Full Face Mask,
鼻罩(YN系列)填写: Nasal Mask
鼻枕面罩(YP系列)填写: Nasal pillows Mask
- 型号:根据实际生产打印产品型号,注明示例:YP-01;
- 规格:根据实际需求打印产品规格
L\M\S(规格外的△和L\M\S一起打印),组合销售的YP
不打印规格。
- 处为生产批次,注明示例: 1231008
生产批次为2023年10月第八批次;
- 凹处为生产日期,根据实际生产填写。
- 处为使用期限,使用期限为5年,注明示例:
注明示例:2023-10-15,使用期限为2023年10月15日(对应的
生产日期为2023年10月16日)

9. UDI和REF号详见面罩REF清单

10. 标签间距2.5mm。左右留边各2.5mm,公差为2.5mm+0.5mm/-0mm。

标记	处数	更改文件号	签 字	日期	
设 计			视 角		
制 图			I 艺		
审 核			版 本	A	
批 准			日 期		

面罩产品标签-英意双语-A

PET+可打印哑膜

YY05-C-B28

图样标记	数量	重量	比例
S			1:1

共 2 张 第 1 张

yuwell 鱼跃
让科技援助生命
苏州鱼跃医疗科技有限公司