

5	6	7	8	9
版本	发布&修订日期	修订内容		
A0	XXXXX	XXXX		



要求:

1. 材质: PET 透明标签 可移, 黑字, 彩印
2. 图案印刷清晰牢固, 线条美观.
3. LOT位置同一批次产品编码一致.
4. Size: 43x16mm ,公差: -0.1mm

公司名称	深圳市奥极医疗科技有限公司					
产品名称	红外体温计	产品名称	单位	mm	视角	
型号规格	20A	零件名称	标准版 20A 背标			
产品尺寸	43x16mm	颜色	CMYK 彩印	未注公差等级		
材质	PET25方 透明不干胶 彩印	比例	1:1	0-20	±0.1	
文件编号	XXXX	制表	王浩航	20-50	±0.15	
审核/日期		生效日期		50-100	±0.2	
批准/日期		页次		100-150	±0.3	