



GIMA

REF 35007**LOT 000021**

COMPRESSE GARZA COTONE - 10x10 cm - 16 veli - 10 pacchi da 100

COTTON GAUZE SWABS - 10x10 cm - 16 plies - 10 packs of 100

COMPRESSES DE GAZE EN COTON - 10x10 cm - 16 couche - 10 paquets de 100

COMPRESAS GASA ALGODÓN - 10x10 cm - 16 capas - 10 paquetes de 100

Compressa garza in cotone. Indicata per detersione o disinfezione della cute sana. Non mettere a contatto con cute lesa o in fase di cicatrizzazione. Dispositivo Medico monouso. In caso di riutilizzo è possibile l'instaurarsi di infezioni. Smaltimento da effettuarsi in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Cotton sponge pad. Indicated for cleansing or disinfection of healthy skin. Do not put in contact with injured or scarring skin. Disposable Medical Device. In case of reuse, infections can occur. Disposal to be carried out in compliance with current national regulations. All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Comprese gaze éponge coton. Indiqué pour le nettoyage ou la désinfection d'une peau saine. Ne pas mettre en contact avec la peau blessée ou cicatricielle. Dispositif médical jetable. En cas de réutilisation, des infections peuvent survenir. L'élimination doit être effectuée conformément aux réglementations nationales en vigueur. Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social

Compresa esponja algodón. Indicado para la limpieza o desinfección de pieles sanas. No lo ponga en contacto con la piel lesionada o con cicatrices. Aparato médico desechable. En caso de reutilización, pueden ocurrir infecciones. La eliminación se realizará de acuerdo con la normativa nacional vigente. Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.



Medicare Ag
Hauptstrasse, 51 5024 Kuttigen, Schweiz
CHRN-AR-20002506



Dispositivo medico/Medical Device
Dispositif médical /Producto sanitario

Rev. 9.06.26



(01)08023279350074
(11)260730
(10)000021



2026/07/30



GIMA S.p.A.
Via marconi, 1
20060 - Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



8 023279 350074

Confezione da 1000 pz. - Box of 1000 pcs. - Boîte de 1000 pcs. - Paquete de 1000 pz.